

Spike

KNESTÅENDE



Hjelpemiddelnummer: 248766

Spike

Spesifikasjoner

Sitteposisjon: *KNESTÅENDE*

Lengde: 116 cm | Vekt: 14,3 kg | Maks brukervekt: 110 kg

Variert terreng & komfort

Spike er et nytt aktivitetshjelpemiddel som lar deg være utforske forskjellig terreng. Forflytt deg sømløst fra **byveier** til **skogsstier** i naturen.

Spike er utstyrt med en vakuumpute i setet for optimal komfort og for å **redusere risiko for trykksår**.



Styringsystem og bremses

Du styrer ved å lene deg over til den siden du ønsker å svinge samtidig som du skaper fremdrift med stavene.

Spike er utstyrt med **to separate hydrauliske bremses** samt en parkeringsbrems.

Tilpasses dine behov

Spike kommer i **én størrelse** som tilpasses dine mål og individuelle behov. Tilpasninger kan også kompensere for ujevn vekt- og styrkefordeling (f.eks ved amputasjon).

Setebredde: 32-41 cm **Lårlengde:** 31-55 cm
Setevinkel: 30°-60° **Legglengde:** 32-57 cm



Spikes Fysiske Helsefordeler

Spike kan bidra til å styrke det **kardiovaskulære systemet**, **utholdenhet**, **kjernemuskulatur**, **overkroppen** og **koordinasjon**





Spikes Psykiske Helsefordeler

Spike, som andre aktivitetshjelpemidler, gir utøveren både fysisk og mental helsegevinst, herunder forbedret **social deltakelse, personlig bevissthet, individualitet** og **selvtillit**.

Studier viser at utseendet og ytelsen til hjelpemidlene påvirker "hvordan informantene ser på seg selv. Informantene opplevde hjelpemidler som ga dem **identitet** som en aktiv person, og de ble ansett som mindre funksjonshemmede når de brukte en tilpasset sykkel sammenlignet med en elektrisk rullestol.

- Liv IIseng, Master of Science (MSc) i Fysisk Aktivitet og Helse NTNU: "Hjelpemidler og deltakelse i fysiske aktiviteter."

Individer med bevegelseshemming som bruker AAT (aktivitetshjelpemidler) til fysiske fritidsaktiviteter, opplever muligheter til å delta i ordinære og verdsette aktiviteter som gjør at de kan forbedre sine **sosiale posisjoner**. Videre ga bruken av AAT informantene muligheter til å endre sine daglige rutiner, nyte tiden alene og øke deres **personlige bevissthet**. Å ha muligheter til å bruke AAT uavhengig oppleves som en anerkjennelse av deres **individualitet**.

- Heidi Pedersen, S. Söderström & P. S. Kermit: "Hvordan aktivitetshjelpemidler påvirker deltakelse i hverdagen"





Målgruppe

Funksjonsnedsettelse

Ryggmargsskade

Cerebral Parese

Polio

Multiple Sclerose (MS)

Ryggmargsbrokk

Amputasjon

Komplementerende paraidretter og aktiviteter

Pararoing

Kjelkehockey

Rullestolracing


Rullestolrugby

Langrennspigging

Håndsykling

Rullestolbasket

Andre paraidretter og aktivitet





Hva sier Spike utøverne?

“
**SPIKE FÅR
 MEG TIL Å
 FØLE AT
 JEG KAN
 LØPE**
 ”

Robynne, USA
 12.02.21

“
**ENDELIG SER
 JEG GUTTEN
 OG IKKE
 HJELPE-
 MIDDELET**
 ”

Mor til Casper, Norge
 15.06.18

“
**JEG HAR FÅTT MYE
 BEDRE KONTROLL
 OVER MIN **OVER-
 KROPP** OG
**KJERNE-
 MUSKELATUR****
 ”

Ragnhild, Norge
 15.10.21

“
**ET VELDIG BRA
 KJØRETØY FOR
 VEIER OG
 SKOGSTIER**
 ”

Soile, Finland
 30.07.20

“
**JEG KAN BRUKE
 SPIKE TIL GÅTURER
 MED FAMILIEN OG I
 TILLEGG SOM ET
**HARDCORE
 TRENING-
 REDSKAP****
 ”

Christian, Norge
 11.01.21

“
**SPIKE FORDELER TRYKKET
 PÅ KROPPEN MIN SOM
 REDUSERER RISIKOEN
 FOR TRYKKSÅR. **TAKK
 FOR AT DERE LAGDE
 SPIKE****
 ”

Soile, Finland
 30.07.20

“
**PERFEKT TRENING-
 SALTERNATIV TIL MIN
 ROING OG I TILLEGG
 EN **FIN MÅTE Å
 KOMME MEG UT
 I NATUREN PÅ****
 ”

Ragnhild, Norge
 15.10.21



Spike Ambassadører

Våre ambassadører er **erfarne Spike-utøvere**, som representerer Spike gjennom deres **fantastiske personligheter** og **erfaring med fysisk aktivitet**. Bli bedre kjent med dem via nettsiden vår, og kontakt dem gjerne om deres erfaringer.



Spike

Prisvinnende design




DOG A AWARD
Design and
Architecture


Spike

Video & instruksjoner


Se gjerne vår Youtube-kanal for Spike instruksjonsvideoer.




Exero Technologies
20 subscribers




YouTube


SUBSCRIBED 

HOME
VIDEOS
PLAYLISTS
CHANNELS
DISCUSSION
ABOUT



Uploads ≡ SORT BY




How to steer and maneuver - Spike Tutorials
710 views · 9 months ago
CC




How to form your seat cushion - Spike Tutorials
27 views · 9 months ago
CC



How to adjust your steering system - Spike Tutorials
17 views · 9 months ago
CC



How to adjust your knee and calf supports - Spike...
27 views · 9 months ago
CC



How to adjust your brakes - Spike Tutorials
23 views · 9 months ago
CC

Spike

Demo & utprøving



Online demo over video

Vi holder en demo over video og går gjennom Spike's funksjoner og justeringer. Her kan du få stilt spørsmål til produktet, og vi får avklart eventuelle tilpasninger før vi møtes for en fysisk utprøving. Delta med PC/Mac, smarttelefon *eller* nettbrett.

Varighet: ca 30 min



Fysisk utprøving

Under en fysisk utprøving får du testet Spike i ditt nærmiljø og undersøkt om Spike kan være noe for deg. Du får testet Spike på ulike underlag der du bor og prøvd om sittestillingen fungerer for deg. Her får du avklart mye!
Ha gjerne med din ergoterapeut eller fysioterapeut.

Varighet: ca 60 - 90 min





Kontakt oss for en utprøving!

+47 984 90 065 // hello@exerotech.com