



Post: 6 Fjellvott

Brosjyre



CE 2460

Godkjent som medisinsk utstyr kl. IIB (MDD/93/42/EEC)	
Elektronikk:	3-trinns PI regulator 38 - 42°C
Materialer:	Triton polyamid
Fôr:	Ullfrotté

NB: Alle standard produkter leveres som par med varme i begge.

Tilbehør inkludert i standardpakker



- » Kort om produktet: Fjellvott består av en myk og tynn innervott med jevnt fordelt varme over hele hånden og en vindtett og vannavvisende yttervott. Yttervotten har et strammebånd over handledet for å holde hånden sikkert på plass og en strammesnor rundt votteåpningen som sørger for at regn, sludd og snø holder seg ute. Sammen har denne innervotten og yttervotten gode isolasjonsegenskaper.
- » Enkel å bruke: Sett batteriet i batterilommen, koble batteriet til regulatoren og trykk på knappen for å velge mellom enten 38, 40 eller 42 grader.

Størrelse	Artikkelnummer (HMS)	Artikkelnummer (Minittech)	Batteritype	Brukstid
2	252847	200212-2	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
3	252848	200212-3	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
4	252849	200212-4	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
5	252850	200212-5	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
6	252851	200212-6	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
7	252852	200212-7	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri