

JUNIOR LOMMEVIBRATOR FOR VANDRINGSALARM
Produktark



JUNIOR LOMMEVIBRATOR FOR VANDRINGSALARM (HMS 253504) benyttes av omsorgspersoner som har ansvar for brukere som kan finne på å vandre utilsiktet. Den indikerer 5 spesifikke varslingsårsaker, samt at den har en «felles» varsling for andre varslingsårsaker. Junior varsler med vibrasjon og lyd. Symbolet på panelet viser varslingsårsak.

Varslingshjelpemidler: delkontrakt 8: Trådløs varsling til nærpersion og delkontrakt 9 : Tilkalling – sender uten bryter

Eksempler på bruk:

Eksempel 1: Junior Lommevibrator med Magnetbryter og Tidsstyrt Aktivitetsvarsler		
Junior Lommevibrator for vandringsalarm. HMS 253504	Magnetbryter En dørkontakt med magnet, for å detektere om f.eks. dører eller vinduer åpnes. HMS-nr.: 197619	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Kobles sammen med sensor/matte. Varsler på bestemte perioder av døgnet. HMS-nr.: 253485
Eksempel 2: Junior Lommevibrator med Sensor PIR-GARDIN og Tidsstyrt Aktivitetsvarsler		
Junior Lommevibrator for vandringsalarm. HMS 253504	Sensor PIR-GARDIN Sensor som oppfatter bevegelse i et begrenset område, som f.eks. døråpning, smal gang, seng o.l. HMS-nr.: 232651	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Kobles sammen med sensor/matte. Varsler på bestemte perioder av døgnet. HMS-nr.: 253485

Eksempel 3: Junior Lommevibrator med Sensor PIR MINI og Tidsstyrt Aktivitetsvarsler		
		
<p>Junior Lommevibrator for vandringsalarm. HMS 253504</p>	<p>Sensor PIR MINI Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom. HMS-nr.: 232652</p>	<p>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Kobles sammen med sensor/matte. Varsler på bestemte perioder av døgnet. HMS-nr.: 253485</p>
Eksempel 4: Junior Lommevibrator med Kontaktmatte og Tidsstyrt Aktivitetsvarsler		
		
<p>Junior Lommevibrator for vandringsalarm. HMS 253504</p>	<p>Kontaktmatte Brukes normalt på gulv, som tråkkematte HMS-nr.: 162290</p>	<p>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Kobles sammen med sensor/matte. Varsler på bestemte perioder av døgnet. HMS-nr.: 253485</p>
Eksempel 5: Junior Lommevibrator med Sengematte og Tidsstyrt Aktivitetsvarsler		
		
<p>Junior Lommevibrator for vandringsalarm. HMS 253504</p>	<p>Mattesensor for seng Sensor som detekterer om bruker forlater seng eller ikke er tilbake i seng. HMS-nr.: 231018</p>	<p>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Kobles sammen med sensor/matte. Varsler på bestemte perioder av døgnet. HMS-nr.: 253485</p>