

Rammeavtale for senger

Prisforhandlet Sortiment



Innhold

Dellev. ▼	Navn på delleveranse ▼	Produkt navn ▼	HMS nr ▼	IVC art.nr. ▼	Side ▼
2	Seng voksen	Nordbed Optimo	256214	1650803_S1	4
3	Seng voksen bred	NordBed Optimo Wide	256215	1650800_S1	10
2.3	Seng voksen	Tilbehør	Div.	Div.	10
6	Barneseng delt	ScanBeta NG	214175	1561624_S3	18



Kontaktinformasjon

Distrikt ▼	Kontaktperson ▼	E-post ▼	Telefon ▼
Hele Norge	Kundeservice	norway@invacare.com	22 57 95 00
Hele Norge	Teknisk service	teknisk@invacare.com	22 57 95 00
Oslo og Akershus	Ken Henry Høgi/ Eirik Frantzen	khhogi@invacare.com / efrantze@invacare.com	959 78 786/ 913 54 034
Østfold	Kim Einar Aabol	keaabol@invacare.com	950 26 606
Innlandet: Oppland og Hedmark	Bjørn Sæther	bsaether@invacare.com	917 33 399
Buskerud, Vestfold og Telemark	Thor Erik Johansen	tejohans@invacare.com	930 30 170
Agder	Jens Aspås	jaspas@invacare.com	913 80 353
Rogaland	Oddmar Byberg	obyberg@invacare.com	907 43 640
Hordaland og Sogn og Fjordane	Trond Langeland	tlangela@invacare.com	907 40 097
Sør-Trøndelag	Arild Nordgaard	anordgaa@invacare.com	415 22 260
Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal	Kathrine R. Pedersen	krokkepe@invacare.com	911 53 091
Nordland, Troms og Finnmark	Knut Hagen	khagen@invacare.com	917 73 709
Salgssjef Region Øst	Karianne Nyruud Jansen	knjansen@invacare.com	915 42 478
Salgssjef Region Nord-Vest-Sør	Rune Sandbakk	rsandbakk@invacare.com	909 38 220

NordBed™ Optimo - Serien



ERGOMOVE™-TEKNOLOGI | UTMERKET TIL GJENBRUK | SELVSTENDIG



Sengene fra **NorBed Optimo-serien** er ideelle for bruk i hjemmepleie og kommunale korttidslager. Med komfort i særklasse og enkel bruk, fremmer **NorBed Optimo** selvstendighet og sikrer brukerne bevegelse. Trykkavlastning er kjernen for **ErgoMove-teknologien**. **NorBed Optimo 90** sin enkle utforming gjør at både brukeren samt pleiere og teknikere med enkelhet kan betjene sengen. **NorBed Optimo Wide** sikrer brukere med høyere kroppsvekt ekstra plass og egner seg godt for brukere som trenger mer plass til å bevege seg i sengen.

ErgoMove-teknologi

Invacare **NorBed Optimo** har **ErgoMove-teknologi** som gir brukeren aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et knappetrykk. I aktiv sittestilling kan brukeren enkelt spise, drikke og lese samtidig som trykkfordelingen oppretholdes.

Løfteegenskapene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens fasong. Sammen med den automatiske liggeflatereguleringen, sikrer det at brukeren forblir i den samme stillingen og motvirker friksjon og forskyvning.



Up-and-Out™

For en trygg og smidig forflytting, samt økt selvstendighet og bevegelse, er brukerne i stand til å manøvrere Up-and-Out-funksjonen kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres til en passende posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.



6

UNIKE EGENSKAPER

1

ErgoMove-teknologi

- ▶ Løfter brukeren komfortabelt til en aktiv sittestilling.

2

Enkel håndtering

- ▶ Demonteres enkelt for frakt og lagring. Ideell for gjenbruk.

3

Flere størrelser

- ▶ Tilgjengelig i bredde 90, 105 og 120 cm.



4

Up-and-Out

- ▶ Sikrer en trygg og smidig forflytting

6

Optimalisert madrass understøttelse

- ▶ Ifølge antropometrisk måling, for økt komfort

5

Design

- ▶ Bredt utvalg av endegavler med treutførelser og farger.

Øvrige egenskaper

▶ RememberMe™:

- Programmerbar håndkontroll med LCD
- **ErgoMove** og **Up-and-Out** kan tilpasses brukerens behov

▶ Integriert liggeflateforlenger

- Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og fotenden

▶ Anti-Trendelenburg og Trendelenburg

- Støtte for pleierne når brukeren skal forflyttes i sengen
- Fordeler trykket enkelt

▶ Gulvløys

- Enkelt å slå av og på
- Forebygger/sikrer mot fall

Egenskaper og fordeler

◀ Transport og lagring



NorBed Optimo 90 og 105 cm kan demonteres i kun 5 deler. På Optimo 90 veier ingen av delene mer enn 20 kg. Dette sikrer enkel og praktisk frakt og håndtering for pleiere og teknisk personale. Monteringen er enkel og intuitiv, og sengen kan flyttes uten behov for transportstativ. **NorBed Optimo** 120 cm kan demonteres i tre deler og enkelt flyttes med en tralle.

◀ Laget for gjenbruk



Sengene i **NorBed Optimo-serien** kan tilpasses maskinvask.




◀ Håndkontroll



- De oftest anvendte knappene har forskjellige farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom funksjonene.
- Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe brukeren både på dagtid og kveldstid.
- Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre knappene.
- Håndkontrollen er låsbar som standard.

Dette er **NordBed Optimo**-serien

NorBed Optimo er tilgjengelig i forskjellige vekt-kategorier og størrelser, tilpasset ulike pleiesteder

	Demontert	Maks brukervekt	Sengens tyngste del
<p>DELLEVERANSE 2</p> <p>Nordbed Optimo 90 <i>Gir selvstendighet og sikrer bevegelse</i> IVC art.nr: 1650803_S1 HMSNR: 256214</p> 	5 Deler	200 kg	20 kg
<p>Nordbed Optimo 105 <i>Bredere seng tilpasset brukere som trenger mer plass til forflytting i sengen</i></p> 	5 Deler	200 kg	25 kg
<p>DELLEVERANSE 3</p> <p>Nordbed Optimo 120 <i>Ekstra komfort for større brukere</i> IVC art.nr: 1650800_S1 HMSNR: 256215</p> 	3 Deler	250 kg	70 kg

En rekke konfigurasjoner som åpner for mange muligheter

Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

	 Bredde utvendig Bredde innvendig ▼	 Lengde utvendig Lengde innvendig ▼	 Høyde-regulerbar ▼	 Inndeling liggeflate ▼	 Klaring under sengen ▼	 Lårvinkel ▼
NordBed Optimo 90	100 / 90 cm	213 / 200 cm	33 - 82 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 105	115 / 105 cm	213 / 200 cm	33 - 82 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 120	130 / 120 cm	213 / 200 cm	33 - 82 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°

	 Leggvinkel ▼	 Anti-Trendelenburg / Trendelenburg ▼	 Maks. brukervekt ▼	 Samlet vekt ▼	 Sengens tyngste del ▼	 Maskinvaskbar ▼
NordBed Optimo 90	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	20 kg	Yes
NordBed Optimo 105	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	25 kg	Yes
NordBed Optimo 120	19°	+/- 15°	250 kg / SWL 285 kg	130 kg	70 kg	Yes

NB: Sengen må ikke benyttes av brukere under 12 år, eller brukere med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Rammefarge ▼




Aluminiumsgrå



Bøk



Eik



Umbrå



Bøk/lyseblå



Lyseblå



Hvit

Hovedprodukter ▼

Artikkelnummer ▼	HMS nr. ▼	Produkt beskrivelse NAV ▼	Beskrivelse ▼
1650800_S1	256215	Nordbed Optimo Wide b120 l200 4delt h33-82 el rygg el ben el 4motor gavll tre	120*200 cm-Runa Gavler-Ane sidegrinder
1650803_S1	256214	Nordbed Optimo b90 l200 4delt h33-82 el rygg el ben el 4motor gavll tre	90*200 cm-Runa Gavler-Ane sidegrinder

NordBed™ -Tilbehør



Bredt tilbehørssortiment
- Individuell tilpasning



NordBed-serien tilbyr en rekke tilbehør som gir ulike tilpasninger både i form av design og personlige ønsker. Det gjør at sengene kan passe inn i ulike miljøer tilpasset den enkeltes behov.

Endegavler

Moderne endegavler, som gir et hjemlig preg, tilpasset personlige ønsker. Tilgjengelige i en rekke trevarianter og farger. Endegavlene fjernes enkelt uten bruk av verktøy.



Una

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder, delte sidegrinder eller langsider.



Una / Una Lav

Kan brukes i kombinasjon med langsider.



Nora

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Astrid

Avtagbart panel for enklere tilgang. Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Nanna

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.



Runa

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.



Endegavler	Bøk	Eik	Umber	Bøk/ aluminiumsgrå	Aluminiumsgrå	Hvit
Una Endegavl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nora Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Astrid Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Nanna Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Runa Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓

* Farge og treverk kan avvike noe fra katalogen til virkeligheten.

Kosmetisk langside

Vårt utvalg av langsider gir pasienten følelsen av å være hjemme



Langside 1 i tre

Kan anvendes med endegavlene Una, Astrid og Nora.



Langside 2 i tre

Kan anvendes med endegavlen Runa og sidegrinden Ane.



Langside 3 i tre

Kan anvendes med endegavlen Nanna og sidegrinden Ane.

Sidegrinder

Sidegrindene har en rekke anvendelsesområder: for å sikre at pasienten ikke faller ut av sengen, for enklere forflytning eller vending i sengen, eller som støtte ved inn- og utstigning av sengen.

Sengene fra Invacare er tilpasset alle disse behovene, også med tanke på å avlaste omsorgspersonalet og bidra til et behagelig arbeidsmiljø.



Freya

Sidegrinder i tre, tilgjengelig i lengdene 200cm, 210cm og 220cm.

Art. nr. SP1649812-0703 Freya bøk 200 cm (par)



Embla

Sidegrinder i aluminium, lengde 200cm.

Art nr AP1649930-0703 Par Bøk



Embla forlengbar

Sidegrinder i aluminium. Trinnløs lengderegulering fra 200 til 220cm.

Art nr SP1649934-0703 + 20 cm Par Bøk



Torill Lang

Regulerbar i 3 høyder
AP1660473-0703 BØK



Ane

3/4-lange sidegrinder i metall
AP1653634-0154 par

Sidegrinder til tykkere madrasser



Ane Høy

3/4-lange sidegrinder i metall for tykkere madrasser.

Art.nr. AP1653636-0154 Par



Freya sidegrindforhøyer

Freya sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser.

Art.nr. AP1648540-0703 BØK



Embla sidegrindforhøyer

Embla sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser, samt forlenget fra 200 til 220cm.

Art.nr. AP1648229-0703 BØK

Endegavler	Una	Nora	Astrid	Nanna	Runa
Sidegrinder					
Freya	✓	✓	✓		
Embla	✓	✓	✓		
Torill	✓*	✓*	✓*		
Ane				✓	✓

* Endegavler uten skinner for fullengde sidegrinder

Trekk til sidegrind

Vårt utvalg av sidegrindtrekk dekker flere ulike behov: Polstrede trekk hindrer at pasienten skader seg. Nettingtrekket hindrer at pasienten kommer i klem mellom grindene, samtidig som utsynet ikke blir forhindret.

Samtlige trekk er laget for å sitte på sidegrindene mens de justeres eller felles ned.

Trekkene kan enkelt fjernes og vaskes på 90 grader.



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla

Art. nr. AP1651557



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla, med høydeforlenger.

Art.nr. AP1651560



Nettingtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla

Art. nr. AP1651554



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrinden Ane

Art.nr. AP1653895

Støtte- og vendehåndtak

Utvalget av stabile støttehjelpe midler gir pasientene frihet og mulighet til å flytte på og vende seg i sengen, samt stige inn og ut av sengen.



Støttehåndtak

H40 x B30 cm
Art. nr. AP1651907



Støttehåndtak

H40 x B90 cm
Art. nr. AP1651908



Utsvingbart støtte- og utstigningshåndtak

Håndtaket gir god støtte for pasienten og kan felles inn, ved inn- og utstigning. Kan brukes separat eller parvis.
Art. nr. AP1653715 (venstre)
Art. nr. AP1653716 (høyre)



Utsigningshjelp

Gir støtte ved inn- og utstigning
Art.nr. AP1534684



Oppreisningsstøtte


Gir støtte ved oppreisning samt inn- og utstigning.
Art.nr. AP1653894 (Høyre)
Art.nr. AP1653891 (Venstre)



Søsterhjelp

Løftebøyle til sykehjemsseng. Høyde- og dybderegulerbart håndtak.
Art. nr. AP1542093-0154

Øvrig tilbehør



Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder

Art. nr. AP1660474-0703 Bøk



Sengebånd

Sengebånd 150 cm
Art. nr. AP60110932



Holder til håndkontroll

Art. nr. AP1653872



Avstandsfender

Beskytter veggene når sengen flyttes. Kan monteres på kort- eller langsiden av sengerammen. bestilles i Stk.

Håndkontroller og annet elektronisk tilbehør

Et stort utvalg håndkontroller finnes til **NordBed**-serien, for å passe til ulike behov



Håndkontroll til Optimo og Ultra

Med Anti-Trendelenburg / med eller uten Trendelenburg.
Art. nr: Se oversikt neste side.



Håndkontroll til Optimo og Ultra

Med Anti-Trendelenburg / med eller uten Trendelenburg og under-bed-light.
Art. nr: Se oversikt neste side.



Håndkontroll med LCD-skjerm til Optimo og Ultra

Med **RememberMe™**-funksjonalitet. Velg mellom 4 ulike håndkontroller. Med eller uten Trendelenburg og under-bed-light.
Art. nr: Se oversikt neste side.



Håndkontroll til Optimo og Ultra

Enkel/standard håndkontroll til NordBed.
Art. nr: 1663338



Håndkontroll til Optimo og Ultra

Med anti-Trendelenburg og valgfri Trendelenburg.
Art. nr: 1663339



Under-bed-light

Lys monteres under sengen og brukes sammen med håndkontroll med lys-knapp.
Art. nr. (lys komplett): AP1653874



LED-lampe

Moderne design med lavt strømforbruk (4W). Kan monteres i sengens hjørne i alle Invacare-senger. Kommer i aluminium.
Art. nr: 1535736

Optimo & Ultra Madrasshøyde cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Freya (200 cm, 210 cm og 220 cm)																							
Embla/Embla Forlenget																							
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 6 cm																							
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 10 cm																							
Ane																							
Ane Høy																							
Torill Lang / Torill Kort																							

Optimo & Ultra Madrasshøyde cm	Total høyde	Høyde over liggeflaten
Una	60,5 cm	45 cm
Una endegavl & Una lav/Fotbrett	60,5 / 20 cm	45 cm
Nora	57,7 cm	42,2 cm
Astrid bed end	66 cm	50,5 cm
Nanna	52,5 / 38 cm	38,5 cm
Runa	52,5 cm	39 cm

Sengemodeller og Tilbehør

*MARK AT ALLE ALTERNATIVER KAN IKKE KOMBINERES, TA
GJERNE KONTAKT FOR HJELP

MODELLER

NordBed Ultra, laveste høyde 25 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm vaskbar 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm vaskbar 200*105/120 cm bed

HJUL&BREMSESYSTEM

Hjul diameter 100 mm
Hjul diameter 125 mm
Hjul diameter 100 mm m/retningssperre
Hjul diameter 125 mm m/retningssperre

HÅNDKONTROLLER OG ELEKTRONISK TILBEHØR

Håndkontroll, AntiTrend, Standard	AP1647177-0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend	AP1651017-0700
Håndkontroll, antiTrend, Standard m/"under bed light"	AP1651016-0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend, "under bed light"	AP1651018-0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend	AP1655055-0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-og antiTrend	AP1651652-0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend, "under bed light"	AP1655055-0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-and antiTrend, "under bed light"	AP1651652-0700
LED-lampe	1535736

FARGER

Bøk	-0703
Eik	-0701
Umber	-0702
Hvit malt	-9016
Blå malt	-5024
Bøk/alublå malt	-0704

ENDEGAVLER (PAR)

Una	Alle farger	AP1656756-(+Fargekode)
Una m/slisse	Alle farger	AP1655853-(+Fargekode)
Una endegavl m/ fotbrett	Alle farger	AP1656789-(+Fargekode)
Nora	Bøk,Eik, Umber	AP1657158-(+Fargekode)
Nora m/slisse	Bøk,Eik, Umber	AP1657222-(+Fargekode)
Astrid	Bøk,Eik, Umber	AP1656967-(+Fargekode)
Astrid m/slisse	Bøk,Eik, Umber	AP1656966-(+Fargekode)
Nanna	Bøk,Eik, Umber	AP1655962-(+Fargekode)
Runa	Alle farger - Bøk/alu blå malt	AP1655963-(+Fargekode)

SIDTEGRINDER(PAR)

Freya, tre	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649812-(+Fargekode)
Freya, tre, m/ 10 cm forlengbar	Komp. m/ Nanna, Runa	AP1649931-(+Fargekode)
Freya, tre, m/ 20 cm forlengbar	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	AP1649932-(+Fargekode)
Embla, alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	AP1649930-(+Fargekode)
Embla forlengbar, (200 - 220 cm) alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649934-(+Fargekode)
Torill delte grinder tre/alu, 75 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	
Torill delte grinder tre/alu, 96 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	
Ane, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	AP1653634-0154
Ane, stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	AP1653637-0154
Ane høy, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	AP1653636-0154
Ane høy,stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	AP1653638-0154

Tilbehør

SIDGRIND - TILBEHØR

Freya sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)	AP1648540-(+Fargekode)
Embla sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)	AP1648229-(+Fargekode)

LANGSIDER

Langside 1 i tre	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	AP1657039-(+Fargekode)
Langside 1 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	AP1657046-(+Fargekode)
Langside 1 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	AP1657049-(+Fargekode)
Langside 2 i tre	Komp. m/ Runa og Ane	AP1657041-(+Fargekode)
Langside 2 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Runa og Ane	AP1657048-(+Fargekode)
Langside 2 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Runa og Ane	AP1657053-(+Fargekode)
Langside 3 i tre	Komp. m/ Nanna og Ane	AP1657040-(+Fargekode)
Langside 3 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	AP1657047-(+Fargekode)
Langside 3 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	AP1657052-(+Fargekode)

TILBEHØR

Søsterhjelp med justerbart håndtak, alu-grå	AP1542093-0154
Søsterhjelp svingbart, med justerbart håndtak, alu-grå	AP3000650.57650PO
Avstandsfender langside Optimo, Ultra	AP1653857-0154
Avstandsfender kortsiden Ultra	AP1653861-0154
Avstandsfender kortsiden Optimo	AP1653864-0154
Fenderhjul 7,5cm Runa gavler	AP50.59600.00
Fenderhjul 7,5 cm Una, Nora, Astrid gavler	AP1661856-0154
Støttehåndtak H/L: 40 x 30 cm	AP1651907
Støttehåndtak H/L: 40 x 90 cm	AP1651908
Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, høyre	AP1653716
Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, venstre	AP1653715
Oppreisningsstøtte, høyre	AP1653894
Oppreisningsstøtte, venstre	AP1653891
Utsstigningshjelp	AP1534684
Holder til håndkontroll	AP1653872
Dekkrør 5 cm, 2stk	AP1527520
Dekkrør 10 cm, 2stk	AP1527521

ELEKTRONISK TILBEHØR

Revmatiker håndkontroll	AP1660471
Trådløst håndsett	AP1660452
T-kabel ved bruk av to håndkontroller samtidig	AP1655966
Strømforsyning, kun til bruk av servicepersonale	AP1446180
Batteri back Up	AP1650045

TREKK TIL SIDGRIND 1 STK

Polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	AP1651557
Ekstra polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	AP1651561
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	AP1651558
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	AP1651559
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 6 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	AP1651560
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	AP1651560
Netting trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	AP1651554
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	AP1651555
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	AP1651556
Polstret trekk for for Torill delte grinder 76cm	Komp. m/Torill kort	AP1660466
Polstret trekk for for Torill delte grinder 96cm	Komp. m/Torill lang	AP1660467
Polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	AP1653895
Ekstra polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	AP1653897

EKSTRA MYKE TREKK TIL SIDGRIND

Ekstra myke trekk til til smalt fotbrett 1 stk + Endegavl 1 stk - Una gavler	AP1660465
Ekstra myke trekk til endegavler - par	AP1660464
Ekstra myke trekk til langside - par	AP1650168
Blå	-3009
Grønn	-5015
Rød	-6001

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo



Yes, you can.®

ScanBeta[®] NG




JUNIOR

En sikker og konfigurerbar seng
som kan tilpasses barnets behov


Yes, you can.®

Invacare **ScanBeta_{NG}** barnesenger er tilgjengelig i tre størrelser, og er perfekt for barn i alderen 3 til 12 år. **ScanBeta_{NG}** oppfyller alle krav i henhold til de nordiske kravspesifikasjonene. Dette betyr blant annet at ingen åpninger er større enn 60 mm på sidene eller liggeflaten. Sengen kan bestilles med låsbar betjeningsboks for å unngå utilsiktet bruk. Både liggeflatens funksjonalitet og sidene kan konfigureres individuelt, og dette kan justeres i takt med barnets utvikling. Et tiltalende design sikrer at sengen vil passe inn både i private hjem og institusjoner.

Sikkerhetskrav

Standard konfigurasjoner av Invacare **ScanBeta_{NG}** er grundig testet etter nordiske kravspesifikasjoner. Sengens design har blitt til med sikkerhet som høyeste prioritet, og **ScanBeta_{NG}** oppfyller alle gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav.

Konfigurering

Liggeflaten i de tre standard- størrelsene er konstruert med tanke på barnets komfort og behov. Liggeflaten kan enten være elektrisk eller manuell. Den har en lang bedel, som gir lengre brukstid før sengen må byttes ut til en større seng. **ScanBeta_{NG}** kan leveres med alternative sidegrinder (faste sider, nedfellbare sidegrinder, dører etc.) i tråd med individuelle behov.



Ergonomisk konstruksjon

Høyden er justerbar fra 300-880 mm. Dette gjør det mulig for barn å komme inn og ut av sengen selv. Alle nødvendige egenskaper og funksjoner for sikkerhet og komfort, slik som sentralbrems (ekstrautstyr på **ScanBeta_{NG}** 60 x 140), høyderegulerbar liggeflate og låsbar håndkontroll, er tatt hensyn til i **ScanBeta_{NG}**.

Funksjoner



Lengden på seksjonene i liggeflaten er basert på gjennom-snittlig målinger i tre aldersintervaller. De 3 standardstørrel-sene er utviklet spesielt for barn mellom 3 og 12 år.



Den enkle og lette betjeningsboksen leveres standard med individuelt låsbare funksjoner for økt sikkerhet.



Hurtigkopling for deling av sengen i liggeflate og understell.

Muligheter



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbare sidegrinder

Nedfellbar grind i bøk og dobbel låsemekanisme for økt sikkerhet.



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbar og fast sidegrind i plexi



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm dører

Dører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°.



ScanBeta_{NG} utstyrt med 800 mm doble dører

Doble sidedører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°. Krever mindre plass i rommet.



Konfigurering av liggeflate

Liggeflatens funksjonalitet kan opp- eller nedjusteres i takt med behov: tilføyning/fjerning av motorer og rastofix (se skjema side 6).



Polstring

30 mm tykk polstring for alle typer endegavler og sidegrinder.



Sikkerhetslås som kun åpnes via to forskjellige låsefunksjoner.



Klistremerker

Velg mellom ulike klistremerker for å dekorere sengen.

Størrelser på liggeflate

ScanBeta fås i størrelsene 60 x 140 cm, 70 x 160 cm og 80 x 180 cm

Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike konfigureringene og artikkelnummer.

Sider og endegavler til *Invacare ScanBeta*_{NG} ▼

	Fast side ▼	Nedfellbar sidegrind ▼	Dører ▼	Doble dører ▼
400 mm høy	✓	✓	✓	✓
800 mm høy	✓		✓	✓

Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

	 Bredden utvendig ▼	 Bredden innvendig ▼	 Lengden utvendig ▼	 Lengden innvendig ▼	 Høyde-regulerbar ▼
600 x 1400 mm	680 mm	620 mm	1480 mm	1400 mm	300-880 mm
700 x 1600 mm	780 mm	720 mm	1680 mm	1600 mm	300-880 mm
800 x 1800 mm	880 mm	820 mm	1880 mm	1800 mm	300-880 mm

	 Inndeling liggeflate ▼	 Ryggvinkel ▼	 Lårvinkel ▼	 Leggvinkel ▼	 Maks. brukervekt ▼
600 x 1400 mm	620-70-210-460 mm	0° - 73°	0° - 36°	0° - 26°	70 kg / SWL 100 kg
700 x 1600 mm	670-150-220-520 mm	0° - 73°	0° - 31°	0° - 24°	70 kg / SWL 100 kg
800 x 1800 mm	750-190-270-550 mm	0° - 73°	0° - 27°	0° - 26°	70 kg / SWL 100 kg

Farge på ramme og treverk ▼



Hovedprodukter ▼

Delleveranse ▼	Art.nr. ▼	HMS nr. ▼	Madrassmål ▼	Produktbeskrivelse ▼
	1561626_S4	214176	60x140	ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
	1561623_S2	214174	70x160	ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
DELLEVERANSE 6	1561624_S3	214175	70x160	ScanBeta NG, firedelt, 3 motorer, el. hev/senk, el.rygg, el. reg lårdel, man.reg av leggdelt, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare
forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten
videre konsultasjon.

Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig
av form er forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

Rammeavtale for kjøp av senger - NO - 10/2019

