

tobii dynamox

# Evnen til å bryte barrierer



Møt neste generasjons I-Series

Splitter nye kommunikasjonsenheter med verdens beste øyestyring.

Power to be You



# Oppdag uante muligheter

Trodde du det var umulig for deg å sende en e-post? Drømmer du om dagen når barnet ditt kan si: «Jeg er glad i deg»? Slutt deg til titusener av mennesker som har oppdaget uante muligheter ved hjelp av øyestyring.

Møt I-13 og I-16, den nyeste kommunikasjonsteknologien fra Tobii Dynavox, verdenslederen innen øyestyring og kommunikasjon. I produktfamilien I-Series leverer Tobii Dynavox sin 5. generasjon ASK-enheter for øyestyring, med uovertruffen kommunikasjons- og datatilgangsopplevelse, som bygger på årevis med forskning og tilbakemelding fra kunder. I-13 og I-16 er de letteste, mest slitesterke skreddersydde øyestyrensenhetene på markedet. De er ideelle for individer med tilstander slik som cerebral parese, ALS og Retts syndrom. Enhetene har verdens beste øyestyring, lynrask ytelse, høyttalere som er optimalisert for tale, tynnere design enn forgjengerne og mye mer.



Gorilla Glass

Partnervindu

Optimaliserte høyttalere

Femte generasjons øyestyrensenhet



### Ta kontrollen

med adaptive knapper som kan programmeres med øyestyring og berøring. Opplev økt fleksibilitet design og uavhengighet, mens du fortsatt gir omsorgspersonene dine tilgang til vanlige funksjoner.



### Du kan trygt ta den med deg

takket være den lette og slitesterke designen. Gorilla Glass og sprutsikker gir beskyttelse mot fall og regnskyll.

## Designet for å bryte barrierer



### Få praten til å flyte naturlig

med det bakovervendte partnervinduet som gjenspeiler ordene og uttrykkene.



### Sørg for å bli hørt

med to innebygde, utadrettede høyttalere som gir kraftig lyd og tale i ethvert miljø.



# Mer enn hva øyet kan se


I-13 og I-16 er mer enn bare kommunikasjonsenheter – de er stemmen som svarer på spørsmål i klasserommet, verktøyet som gir en PowerPoint-presentasjon på jobben, og til og med en metode for å gå inn på nettstedet til favorittbandet ditt og laste ned musikk. De er laget for å utvikle seg sammen med deg og oppfylle alle behovene dine – uansett hvor vanlige eller uvanlige de måtte være.



**Communicator 5** er en programvarepakke som gjør tekst og symboler om til klar tale og tilbyr enkle verktøy for datamaskintilgang. Du kan også bruke Communicator til å kontrollere IR-aktiverede enheter i omgivelsene dine, slik som TV-en, belysningen eller til og med klimaanlegget. Glimrende for brukere med intakt språk, som voksne med ALS.




**Snap Core First™** er en symbolbasert kommunikasjonsprogramvare som leverer et systematisk, dokumentert, forskningsbasert rammeverk av kjerneord. Det gjør at du kan begynne å kommunisere raskt og holde høy deltakelse etter hvert som du lærer mer og utvikler deg. Det er basert på tre søyler for vellykket kommunikasjon: deltakelse, språklig utvikling og strekke seg mot skriftspråket. Et tastatur er også tilgjengelig for barn som befinner seg i overgangen fra symboler til tekst.



**Computer Control™** er en annen måte å samhandle med og kontrollere datamaskinen din på via øyestyring. Det lar deg bli mer selvstendig og gjør deg i stand til å utføre oppgaver på egen hånd uten andres hjelp. Computer Control gir deg ikke bare evnen til å kontrollere datamaskinen din, men tar hensyn til den mest logiske og intuitive måten for deg å gjøre dette på, med eksklusive funksjoner som:

- Interaction First
- Betjening i sentrum
- Radial meny



Også inkludert på alle I-13- og I-16-enheter er Snap Scene, Accessible Literacy Learning (ALL®), Mirror for Android™ og Magic Eye-FX. Hvis du vil vite mer om programvaretitlene som følger med I-Series, gå til [no.tobiidynavox.com/i-series](http://no.tobiidynavox.com/i-series).

# Fordelen med Tobii Dynavox øyestyring

Tobii Dynavox er den globale pioneren innen øyestyringsteknologi, med over 15 års forskning, erfaring og innovasjon i ryggen. Den innebygde IS5 øyestyringsenheten er basert på årevis med forskning og utvikling samt testdata fra millioner av øyne på tvers av alle typer brukere, etniske opprinnelser, brille- eller linsetyper, lysforhold og andre omgivelsesfaktorer. Denne kunnskapen har resultert i verdens mest hardføre og best presterende øyestyringsenhet.



## Overlegen styringsevne for flere personer

IS5 gir styringsresultater av høy kvalitet for flere personer enn noe annet system, uavhengig av øyefarge eller om du bruker kontaktlinser eller briller.



## Presise og nøyaktige valg via øyestyring

Med en mye mer nøyaktig øyestyring og brukerpresisjon kan individer raskt og trygt velge ønskede mål på skjermen.



## Raskeste gjenopprettingstid ved øyestyring

IS5 gir deg ikke bare den beste nøyaktigheten, men har også den raskeste gjenopprettingstiden. Dette betyr at hvis øynene dine beveger seg utenfor sporingsboksen eller om du har ufrivillige bevegelser, finner øyestyringsenheten umiddelbart igjen øynene dine, slik at det ikke oppstår pauser i samhandlingen.



## Større selvstendighet med Wake-on-Gaze™

Wake-on-Gaze, en unik funksjon som kun finnes i I-Series, gjør at du kan slå på enheten kun ved hjelp av øynene, og uten hjelp fra noen andre. Denne funksjonen bidrar også til å forlenge enhetens batterilevetid.

## Økosystem av brukerstøtte

Et helt unikt og gratis økosystem av innhold og et bibliotek med ressurser som kan brukes sammen med Tobii Dynavox-programvaren, er tilgjengelig for deg. Pathways for Core First er inkludert på enheten din og hjelper deg og kommunikasjonspartnerne dine med å få mest mulig ut av programvaren.

Når du mottar I-Series-enheten din, finner du også ressurser som lar deg ta den i bruk så raskt og effektivt som mulig. Hurtigstartveiledningen vår hjelper deg med oppsettet, og kortene for programvareopplæring støtter deg i oppsettet av programvaren du velger, samt bruken av enheten.





## Teknisk brukerstøtte og garanti

Med hver I-13 og I-16 følger 2 års garanti som fullt ut og ubetinget dekker reparasjoner og reservedeler, arbeid, returforsendelse og telefonstøtte.

## Tilbehør

I-13 og I-16 sendes ut med følgende tilbehør: Justerbar sokkel, lader og en ConnectIT monteringsplate. Daessy monteringsadapter er også tilgjengelig. Ekstra tilbehør kan kjøpes, som fingerguide og reservetilbehør.

**NYHET!** Den justerbare sokkelen kan festes til I-Series-enheten via magneter. Den støtter opp enheten slik at du kan stille den i posisjonen som gjør det lettest for deg å bruke øyestyring.



## Produktspesifikasjoner

<b>Enhet</b>	Tobii Dynavox I-13 / I-16
<b>Skjerm</b>	13,3", størrelsesforhold: 16:9 / 15,6", størrelsesforhold: 16:9
<b>Skjermopløsning</b>	1920 x 1080 Pixel
<b>Berøringspanel</b>	Kapasitiv multiberøring med Gorilla®-Glas 3
<b>Dimensjoner</b>	33,8 x 24,1 x 8,1 cm / 39,1 x 26,9 x 8,4 cm
<b>Vekt</b>	2,3 kg / 2,8 kg
<b>Høytalere</b>	10 W høyttalersystem
<b>Mikrofon</b>	1 x forovervendt mikrofon
<b>Prosesor</b>	Intel Core i5 7200U
<b>RAM</b>	8 GB LPDDR4
<b>Operativsystem</b>	Microsoft Windows 10 Pro
<b>Harddiskstasjon</b>	256 GB SSD
<b>Partnervindu</b>	5,2" fullfarge-LCD, 480 x 128 oppløsning
<b>Koblingspunkter</b>	2 x USB 3.0 2 x 3,5 grensesnitt med bryertilkobling 1 x 3,5 mm hodetelefonkontakt (stereo) med kontaktdeteksjon 1 x ladeport
<b>Fysiske knapper</b>	1 x på-knapp 1 x volum opp 1 x volum ned 2 x programmerbare

<b>WLAN (valgfritt)</b>	2.4G/5G; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi-kompatibel
<b>Bluetooth® (valgfritt)</b>	Bluetooth® 4.1
<b>IR-fjernkontroll (enhet for omgivelseskontroll)</b>	6 overføringsdioder 1 mottakerdiode
<b>Kameraer</b>	Bakovervendt kamera 8 MP Forovervendt kamera 2 MP
<b>Øyestyringstilbehør (valgfritt)</b>	Tobii IS5B
<b>Batteridriftstid (i)</b>	~ 9 t / ~8 t
<b>Batteriopladingstid</b>	Maksimalt 5 t (0-100%)
<b>Batterilagringstid</b>	Maksimalt 6 måneder når 40-60 % oppladet
<b>Skrivebordsstativ</b>	Innebygd
<b>Monteringssystem støttes</b>	Innebygd ConnectIT-monteringsplate. Daessy-adapter er tilgjengelig.
<b>Strømforsyning</b>	Inngang: Universell 100 ~ 240 VAC Utgang: 19 V / 3,43 A
<b>IP-klasse</b>	IP54 (med I/O-deksler på plass)
<b>Kompatibilitet med mobiltelefon</b>	Ikke akt.
<b>Medisinsk klassifisering</b>	93/42/EEC (MDD) – direktiv om medisinsk utstyr, som endret av 2007/47/EF

## For mer informasjon

Gå til [no.tobiidynavox.com/i-series](http://no.tobiidynavox.com/i-series) for å finne ut mer om I-13 og I-16, eller kontakt din lokale hjelpemiddelkonsulent.