

# MASTER TURNER MADRASSCOVER®

MASTER TURNER MADRASSCOVER® er alle utviklet med Huper Low Friction glidemateriale. Madrasscoverene legges på madrassen som et vanlig kuvertlaken (fasonglaken). Over madrasscoveret legges den valgte Master Turner®. Glide-vende systemet er komplett!

MASTER TURNER®systemet fås i mange varianter og størrelser. Det dekker behovet hos både den delvis aktive og den sengeliggende bruker. Det fungerer også glimrende både til motarbeidende brukere og bariatrisk brukere opp til 400 kg. Det kan benyttes manuelt, men også tilkobles de fleste gulv- og takheiser

SYSTEMET nedsetter belastningen for hjelper og øker komforten for bruker. Utvalgte modeller av våre Master Turner® System har gjennomgått en trykkmålings-test på trykkavlastende madrasser, som påviste ingen eller minimal reduksjon i madrassens trykkavlastende effekt. (dokumentasjon finnes)

## KONSULENT BESØK

Har du bruk for hjelp, kommer vår dyktige konsulent til deg og gir råd og undervisning om korrekt valg og bruk av hjelpemiddel. Du finner mer informasjon på [Arcus-Vita.no](http://Arcus-Vita.no). Ring gjerne også en av våre rådgivere på telefon 53 75 77 50

*Arcus*  
*Vita as*

Master Turner® er lakenet som får arbeidet på gli!

# MASTER TURNER®


HEISBASERT GLIDE- OG VENDELAKEN

Forflytnings-  
hjelpemidler



*Arcus*  
*Vita as*


# MASTER TURNER®



**MASTETURNER® SMALL**  
brukes til den delvis aktive bruker med behov for nedsatt friksjon under hofte og bekkenpartiet



**MASTETURNER® MEDIUM**  
brukes til brukeren som har funksjon i benene med behov for nedsatt friksjon under hode, skuldre, rygg og bekkenparti.



**MASTETURNER® LARGE**  
brukes både til den delvis aktive og immobile pleietrengende bruker, som har behov for avlastning under hele kroppen.



**MASTETURNER® X-LARGE**  
brukes til pleietrengende, bariatriske brukere



**MASTETURNER® DUO**  
til pleietrengende brukere som motarbeider ved vending og i forbindelse med stell nedentil



**MASTETURNER® BATH**  
Løfteseil og glide-vendelaken i ett. Til overflytning fra seng til badebåre/badekar. Deretter kan det brukes til vending



**MADRAS COVER EASY 3**  
kuvertlaken med tre flyttbare gli-defelt, som kan monteres på alle typer skummadrasser.

**FINNES I STØRRELSER:**  
Madrasscover Easy 3 XXXL  
(L210 x B145 x H13 cm)

Madrasscover Easy 3 XXL  
(L210 x B115 x H13 cm)

Madrasscover Easy 3 Large-a  
(L200 x B80 x H13 cm)

Madrasscover Easy 3 Large-b  
(L210 x B85 x H13 cm)

Madrasscover Easy 3 Large-c  
(L200 x B90 x H15 cm)



**MADRAS COVER EXCHANGE 3**  
kuvertlaken med tre flyttbare gli-defelt, som kan monteres på alle typer vekselstrykkmadrasser.

**FINNES I STØRRELSER:**  
Madrasscover Exchange 3  
(L200 x B80 x H19 cm)

Madrasscover Exchange 3 Large  
(L210 x B85 x H19 cm)

Madrasscover Exchange 3 X-Large  
(L200 x B100 x H19 cm)

Madrasscover Exchange 3  
XX Large  
(L210 x B115 x H19 cm)

Madrasscover Exchange 3  
XXa Large  
(L200 x B90 x H15 cm)

## MASTER TURNER®systemet

Består av polstret glide og vendelaken med glatt underside. Dette legges oppå et madrasscover, som er montert på sengens madrass.

## MASTER TURNER®systemet

Finnes i flere varianter og størrelser. Dekker dermed behovet hos både de delvis aktive og immobile brukere, brukere med inkontinens, motarbeidende brukere og bariatriske

## MASTER TURNER®systemet

Kan tilkobles gulv eller takheis samt de fleste stå/støtte heiser. Dermed er det mulig å snu brukeren både manuelt og ved bruk av heis.

## MASTER TURNER®systemet

Utvalgte modeller av Master-Turner® systemet har gjennomgått en trykk-målingstest på trykkavlastende madrasser. Den påviste ingen eller minimal reduksjon i madrassens