



Spesielt egnet i kupert terreng – Svært liten svingradius – Kraftig motor – Sammenleggbar – Fulldempet – Enestående stabilitet – Unik fremkommelighet – Store tilpasningsmuligheter

Tekniske data

Sykkel:

- Teleskopisk justering på ramme
- Vekt på sykkel m/motor: 32,5 kg
- Aluminiumsramme
- Hydrauliske skivebremser
- Bredder: 90 cm
- Total lengde fra 171-221 cm
- Sammenleggbar 96-140 cm
- Hjulstørrelse 20"
- Ungdom: 16" hjul foran

Person:

- Høyde fra ca 115-200cm
- Maks vekt 140 kg når sykkelen har maks lengde
- Skrittlengde fra 54-113 cm målt fra skritt til hæl
- Setehøyde fra 48-66 cm



Di2 Alfine er et 8-trinns elektronisk lukket gir som koordinerer perfekt med motoren. Den kan betjenes i manuell eller automatisk modus. Syklisten kan veksle mellom disse modusene med et tastetrykk på displayet.

EVO kommer med full demping som standard: uavhengig demping på hvert hjul, luftdemper og hjørnestabilitets-kontroll som på en bil. En sporty sykkelstur trenger ikke være ubehagelig.

Det er syklisten som bestemmer hvilken motorassist som skal benyttes til enhver tid. Da gir den kraftige midtmotoren jevn og sømløs assistanse der drivkraften går ut i bakhjulene. Batteriet på 504 Ah gir lang rekkevidde og har kort ladetid.

Liggesykkel, et bedre alternativ for lunge og hjertesyke



Laila Vatn
ergoterapeutspesialist

Laila Vatn, Ergoterapeutspesialist i somatisk helse og over 10 års erfaring med lunge/hjerte pasienter:

«Min oppfatning er at de fleste lungepasienter fungerer best i liggesykkel da det er et godt sete. Lungepasienter benytter mye energi om de sitter på et vanlig sykkelsete. På en liggesykkel så slapper de av i armer og thorax. Ved lungesykdom er det ofte øvre del av thorax som får belastning. Sånn sett er en liggesykkel en veldig gunstig løsning.

Jeg har søkt på mange liggesykler til Nav hjelpemiddelsentral for mine brukere, og opplever dette som veldig positivt for brukerne. De kommer seg ut på aktiviteter de ikke hadde gjort ellers, og dette skaper stor glede og mestringsfølelse. Jeg baserer meg på pasienterfaringer som tilsier at dårlige lungepasienter, selv oksygenbrukere fungerer bedre og lengre med en liggesykkel enn vanlig oppreist sykkel»





**Spesielt egnet i kupert terreng – Svært liten svingradius – Kraftig motor – Sammenleggbare
Fulldempet – Enestående stabilitet – Unik fremkommelighet – Store tilpasningsmuligheter**

Evo sine fantastiske tilpasningsmuligheter gjør den også til en sykkel for barn og ungdom. Sykkelens teleskopiske ramme gjør at den kan justeres for personer ned til en høyde på ca 115 cm.



Evo for barn og ungdom



Evo er sammenleggbare

NB: For personer med nedsatt muskelkraft kan man søke om dispensasjon for å få montert på Heinzmann-motor med magnetsensor. Magnetsensor gjør at personen får umiddelbar hjelp av motoren når pedalene kommer i bevegelse. Derfor er dette er til stor hjelp for personer med nedsatt muskelkraft.

DEN TØFFESTE GUTTEN I GATA!



Marius (12) har benyttet Kettwiesel liggesykkel i 1 år og synes sykkelen er det fineste hjelpemiddelet han har.

«Jeg så sykkelen for første gang da jeg var på Beitostølen helsesportsenter sammen med andre barn/ungdom med Cerebral Parese. Det var en større gutt som syklet rundt med Kettwiesel og jeg syntes den var kjempetøff. Jeg har egentlig bare ventet på å bli stor nok til å få en slik sykkel.»

Mammaen til Marius forteller at en av utfordringene hans er energioptimering. «Han kan til tider bruke 3 ganger så mye energi som du og jeg gjør. På sykkelen slipper han å bruke så mye energi for å komme seg dit han skal. Han kan gjøre ting i sitt eget tempo og det synes jeg er utrolig fint å se.»

Noen av fordelene med Kettwiesel liggesykkel er at man sitter i et godt sete med lavt tyngdepunkt. Kroppsvekten til personen er plassert mellom de to bakhjulene og balansen på sykkelen er veldig god. Det skal mye til å velte en slik sykkel da den har så lavt tyngdepunkt. En annen fordel med sykkelen er at personen ikke behøver å bruke krefter til å holde seg fast i et standard sykkelstyre. Armer, skuldre og hender plasseres i en avslappet og naturlig posisjon

Les mer om Marius og andre som bruker våre sykler på bloggen vår:

<https://qualitycareas.wordpress.com/>



Tilbehør

Hoftebelte



Artikkel	HMS-nr
N.101	267230

Neoprenvest



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Liten	N.110	267269
Medium	N.111	267270
Stor	N.112	267157

Hodestøtte



Artikkel	HMS-nr
N.22769	267229

Neoprenbelte



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
10x120cm	N.7166	267155
10x150cm	N.7167	267156

Krykkeholder



Artikkel	HMS-nr
N.22298	267149

Enhåndsfunksjon brems



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Høyre	N.22278.RI	267128
Venstre	N.22278.LE	267127

Pedal med tåhette og strikk

Gir mer effekt i tråkket, samt at det er enklere for personen å holde foten på pedalen



Størrelse	Artikkel	HMS-nr	Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Voksen, Høyre	N.25377.RI	267159	Barn, Høyre	N.15377.LE	267161
Voksen, Venstre	N.25377.LE	267158	Barn, Venstre	N.15377.LE	267160

Rohloff



14-girs lukket gir. Svært lite vedlikehold

Artikkel	HMS-nr	Beskrivelse
N.25108	267154	Til Kettwiesel Evo
N.25396	267152	Til Kettwiesel Handbike

Seteforlenger



Artikkel	HMS-nr
N.22348	267260



Spesialpedal med leggstøtte

Unik utforming med god støtte, samt at ankel kan bevege seg naturlig

Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Høyre	N.25610.RI	267188
Venstre	N.25610.LE	267187

Styrehåndtak-forlengere



Artikkel 1580

Pendelpedal



For de med nedsatt bevelighet i kne- og hoftledd

Artikkel	HMS-nr
N.22348	267260

Rollerbag



Artikkel	HMS-nr
N.24919	267172

Skjermveske



Artikkel	HMS-nr
N.24251	267182

Krankforkorter



For de som har ulik lengde på føttene

Artikkel	HMS-nr
N.22348	267260

Spesialsekk



Artikkel	HMS-nr
N.25370.BK	267189

Armhviler



Artikkel	HMS-nr
N.22773	267117

Høydejustering

Evo, Handbike og Kettwiesel med Heinzmann



Artikkel	HMS-nr	Beskrivelse
N.25358.HIGH	267166	Rammedemping høy posisjon (+6 cm)
N.25358.LOW	267167	Rammedemping lav posisjon

Artikkel	HMS-nr	Til sykkel
N.25575	267278	Seteposisjon høy (ombyggningssett)
N.25576	267279	Seteposisjon lav (ombyggningssett)



970 970 71



post@quality-care.no

Har du spesielle ønsker?

Ta gjerne kontakt med oss!

- For utfyllende informasjon
- For teknisk assistanse
- Få tilsendt uforpliktende tilbud

Besøks/fakturaadresse:
Fossegrenda 30b, 7038 Trondheim



www.quality-care.no



Quality Care AS



@QualityCareAS



Quality Care