



ACKY ACKY LS ACKY PAS

**Robust og stabil 3-hjulsykkkel
for de minste barna**

ACKY / ACKY LS / ACKY PAS

Delleveranse 1: Trehjulssykkkel med fast nav uten gir **2. VALG**

Delleveranse 2: Trehjulssykkkel med fast nav og ledsagerstyring **3. VALG**

Delleveranse 3: Trehjulssykkkel med gir, pedalbrems eller frinav **ENESTE VALG**

Delleveranse 5: Trehjulssykkkel med frinav/pedalbrems, gir og hjelpemotor **1. og 2. VALG**



ROBUST OG STABIL TREHJULSYKKEL FOR DE MINDRE BARN

- Ackys lave innstigningshøyde gjør det enklere å komme på sykkelen, selv for de minste barna.
- Setet kan stilles inn mange retninger for å gi den beste stillingen når barnet skal sykle.
- Acky er lett å trå og fungerer godt både på flatmark og i bakker.
- Sykkelen har cambring på bakhjulene. Dette i kombinasjon med at bakhjulene er mindre enn forhjulet gir et lavt tyngdepunkt og god stabilitet.
- Et bredt utvalg av tilbehør, sammen med de forskjellige utgavene av Acky, gjør at den enkelt kan tilpasses behovene til barnet. Eksempel på tilbehør er pedaler i forskjellige utførelser, ulike seter, samt at man kan programmere elektronikken i Acky PAS-utgaven slik den passer den enkelte.



Lukket kjedekasse gir økt sikkerhet og holdbarhet.



Acky har hendler som er tilpasset små hender og styrehåndtakene har stoppekanter.



Ledsagerstyringen gir et godt grep for ledsager og er laget slik at sykkelen beholder bakkeklaringen.

**Skrittlengde:
37-51 cm**

Hjelp til valg

- Acky med fast nav velges stort sett til små barn som ennå ikke mestrer sykling. Gjennom bevegelse i sykkelen lærer barnet seg å trå begge veier. Acky med fast nav leveres med håndbrems.
- Acky LS med fast nav har en god, solid og presis ledsagerstyring som standard og velges dersom barnet trenger styre- og skyvehjelp av ledsager.
- Acky med frinav eller pedalbrems og gir velges ofte til barn som har forståelse for sykling og forstår sykkelbevegelsen. Her kan barnet holde bena i ro i nedoverbakke. Acky med frinav har to håndbrems, en for forhjul og en for bakhjul. Acky med pedalbrems har en håndbrems for forhjul.
- Acky PAS med hjelpemotor og gir velges for barn som har forståelse for sykling og trenger litt ekstra hjelp til oppstart og/eller framdrift. Acky PAS leveres i to utgaver; en med frinav og en med pedalbrems.



Acky

Sykkelen har styresperr som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.

Håndbremsen er tilpasset små barnehender og parkeringsbremsen gir sikker og stabil av- og påstigning.

Acky har et kraftig bagasjebrett til utstyr eller leker som syklisten måtte ønske å ha med seg på tur.

HOVEDPRODUKT

Dellv.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS.art.nr.
1	Acky - fast nav	N700201	266323
2	Acky LS - fast nav, ledsagerstyring	N700211	266325
3	Acky - frinav, 7 gir	N700206	266329
3	Acky - pedalbrems, 7 gir	N00207	266333
5	Acky PAS -hjelpemotor, frinav, 7 gir	N700341	266339
5	Acky PAS -hjelpemotor, pedalbrems, 7 gir	N700342	266343

SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	37-51 cm
Innstigningshøyde	12 cm
Brukervekt, max.	35 kg
Lengde	113 cm
Bredde	56 cm
Svingdiameter	199 cm
Vekt	15,5 kg
Farge	Rød/Gul
Styresperr	Ja
Lukket kjedekasse	Ja
Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja
Cambrede hjul	Ja
Oppstartshjelp	Ja (Acky PAS)
Ringeklokke	Ja

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.