

DIAMOND DIAMOND LS



3-hjulssykkelen for ungdommer/voksne
Enkel å komme på, enkel å trække

DIAMOND / DIAMOND LS

Delleveranse 2: Trehjulssykkkel med fast nav og ledsagerstyring **3. VALG**

Delleveranse 3: Trehjulssykkkel med gir, pedalbrems eller frinav **ENESTE VALG**

Se Easy PAS på side 2 for sykkel med hjelpemotor i tilsvarende størrelse.



Diamond



Diamond LS

TREHJULSSYKKELEN FOR UNGDOMMER OG VOKSNE

- Med lavt innsteg og stødigheten ved tre hjul, er det enkelt for brukeren å komme på sykkelen og starte å sykle.
- Lavt tyngdepunkt og cambring av bakhjulene gjør sykkelen stabil og trygg. Minde bakhjul enn forhjul bidrar til ytterligere sikkerhet.
- Diamond er lett å trå, og differensial sørger for enklere manøvrering.
- Sykkelen har styresperre som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.
- Et bredt utvalg av tilbehør, sammen med de forskjellige utgavene av Diamond gjør at sykkelen kan tilpasses de fleste brukere. Av tilbehør kan nevnes pedaler i forskjellige utforminger, forskjellige styrer og seter.



Lukket kjedekasse med automatisk kjedestammer gir økt sikkerhet, økt holdbarhet og mindre vedlikehold.



Setet i standardutgaven kan justeres både i høyden og dybden.



Nijland-syklene leveres standard med lys foran og bak i tillegg til lås.

Skrittlengde:
70-94 cm

Hjelp til valg

- Diamond LS har en god, solid og presis ledsagerstyring som standard og velges dersom brukeren trenger styre- og skyvehjelp av ledsager. Diamond LS med fast nav velges stort sett til barn som ennå ikke mestrer sykling. Gjennom bevegelse i sykkelen lærer barnet seg å trå begge veier. Diamond med fast nav leveres med håndbrems.
- Diamond med frinav eller pedalbrems og gir velges ofte til barn som har forståelse for sykling og forstår sykkelbevegelsen. Her kan barnet holde bena i ro i nedoverbakke. Diamond med frinav har to håndbrems, en for forhjul og en for bakhjul. Diamond med pedalbrems har en håndbrems for forhjul.
- Easy Pas på neste side har hjelpemotor og velges for den som har forståelse for sykling og trenger litt ekstra hjelp til oppstart og framdrift.

ENKEL Å KOMME PÅ,
ENKEL Å TRÅKKE

Diamond

Håndbremsen er tilpasset aldersgruppen og parkeringsbremsen gir en trygg av- og påstigning.

Diamond har bagasjebrett, et godt frontlys samt et batteridrevet baklys.

Som standard følger det med en kabellås for å sikre sykkelen utendørs.

HOVEDPRODUKT

Dell. v.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS.art.nr.
2	Diamond LS - fast nav, ledsagerstyring	N700811	266328
3	Diamond - frinav, 7 gir	N700846	266332
3	Diamond - pedalbrems, 7 gir	N700847	266336

SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	70-94 cm
Innstigningshøyde	34 cm
Brukervekt, max.	120 kg
Lengde	172 cm
Bredde	75 cm
Svingdiameter	271 cm
Vekt	29 kg
Farge	Turkis
Styresperr	Ja
Lukket kjedekasse	Ja
Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja
Cambrede hjul	Nei
Aluminiumsfelger	Ja
Ringklokke/lås	Ja

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.