



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700E Aktiv Liten

VELA Tango 700E Aktiv Medium

VELA Tango 700E Aktiv Stor

|                              |                          |                          |                          |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Delavtale nr.                | Delavtale 6              | Delavtale 6              | Delavtale 6              |
| VELA Art. nr.                | F70011-13                | F70011-14                | F70011-15                |
| HMS Art. nr.                 | 269259                   | 269260                   | 269261                   |
| Seteløft                     | Elektrisk                | Elektrisk                | Elektrisk                |
| Setehøyde std. (20cm)        | 42-62cm                  | 42-62cm                  | 42-62cm                  |
| Intervalregulering (5 trin)  | 41-69cm                  | 41-69cm                  | 41-69cm                  |
| Setepute (bredde x dybde)    | 44x44cm                  | 47x47cm                  | 49x49cm                  |
| Ryggpute (bredde x høyde)    | 38x30cm                  | 41x41cm                  | 40x45cm                  |
| Setedybde (min-max)          | 36-49cm                  | 39-53cm                  | 41-55cm                  |
| Tilt sitteenhet              | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon                 | Ja, med lås              | Ja, med lås              | Ja, med lås              |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm                  | 55x55cm                  | 55x55cm                  |
| Maks belastning              | 160kg                    | 160kg                    | 160kg                    |

## VI ANBEFALER:



### 30cm løftemotor

Gjør det lettere for brukeren å nå høyt opp, da setehøyde og dermed rekkevidde økes med 10 cm.

Side 32










### Forlenger til bremsestang

Ved høy setehøyde er det viktig å forlenge bremsestangen slik at den er lett tilgjengelig når man sitter høyt.

Side 31



## Sete, setetrek & setetilt

| <p><b>Aktiv-sete</b></p>  <p>Et ergonomisk utformet sete med avrundet forkant. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate. Kan byttes uten bruk av verktøy.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F771047957687</td> <td>269169</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F771057957687</td> <td>269170</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F771067957687</td> <td>269171</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | B44 d44cm, liten | F771047957687 | 269169 | B47 d47cm, medium  | F771057957687   | 269170      | B49 d49cm, stor | F771067957687 | 269171           | <p><b>Contour-sete</b></p>  <p>Høy komfort og ekstra støtte i sittestillingen fra sidestøtte. Et ergonomisk utformet sete med forskjellige skumlag med ulike egenskaper. Setets avrundede forkant fremmer blodsirkulasjon til ben. Kan byttes uten bruk av verktøy.</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F771017956687</td> <td>269172</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F771027956687</td> <td>269173</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F771037956687</td> <td>269174</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse       | Art.nr.     | HMS art.nr.           | B44 d44cm, liten | F771017956687 | 269172           | B47 d47cm, medium | F771027956687 | 269173 | B49 d49cm, stor | F771037956687 | 269174 |
|---|---|-------------|---------|-------------|------------------|---------------|--------|--|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|--|---|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|
| Beskrivelse   | Art.nr.   | HMS art.nr. |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B44 d44cm, liten  | F771047957687   | 269169      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B47 d47cm, medium   | F771057957687   | 269170      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B49 d49cm, stor   | F771067957687   | 269171      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.   | HMS art.nr. |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B44 d44cm, liten  | F771017956687   | 269172      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B47 d47cm, medium   | F771027956687   | 269173      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B49 d49cm, stor   | F771037956687   | 269174      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| <p><b>Montering av sete</b></p>  <p>4 stykk fingerskruer for montering av seter på VELA Tango 700-serien.</p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mont.-sett, sete</td> <td>F102015</td> <td>269114</td> </tr> </tbody> </table>   | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Mont.-sett, sete | F102015       | 269114 | <p><b>Varetrekk, Aktiv-sete</b></p>  <p>Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F46T1104687</td> <td>269298</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F46T1105687</td> <td>269299</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F46T1106687</td> <td>269300</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse | Art.nr.         | HMS art.nr.   | B44 d44cm, liten | F46T1104687  | 269298  | B47 d47cm, medium | F46T1105687 | 269299                | B49 d49cm, stor  | F46T1106687   | 269300           |                   |               |        |                 |               |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.   | HMS art.nr. |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| Mont.-sett, sete  | F102015   | 269114      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.   | HMS art.nr. |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B44 d44cm, liten  | F46T1104687   | 269298      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B47 d47cm, medium   | F46T1105687   | 269299      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B49 d49cm, stor   | F46T1106687   | 269300      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| <p><b>Inkontinestrek, Aktiv-sete</b></p>  <p>Et løst, vanntett inkontinestrek i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin.</p>       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F46T4104664</td> <td>269060</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F46T4105664</td> <td>269061</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F46T4106664</td> <td>269062</td> </tr> </tbody> </table>       | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | B44 d44cm, liten | F46T4104664   | 269060 | B47 d47cm, medium  | F46T4105664   | 269061      | B49 d49cm, stor | F46T4106664   | 269062           | <p><b>Varetrekk, Contour-sete</b></p>  <p>Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask.</p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F46T1101687</td> <td>269302</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F46T1102687</td> <td>269303</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F46T1103687</td> <td>269304</td> </tr> </tbody> </table>       | Beskrivelse       | Art.nr.     | HMS art.nr.           | B44 d44cm, liten | F46T1101687   | 269302           | B47 d47cm, medium | F46T1102687   | 269303 | B49 d49cm, stor | F46T1103687   | 269304 |
| Beskrivelse   | Art.nr.   | HMS art.nr. |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B44 d44cm, liten  | F46T4104664   | 269060      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B47 d47cm, medium   | F46T4105664   | 269061      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B49 d49cm, stor   | F46T4106664   | 269062      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.   | HMS art.nr. |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B44 d44cm, liten  | F46T1101687   | 269302      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B47 d47cm, medium   | F46T1102687   | 269303      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B49 d49cm, stor   | F46T1103687   | 269304      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| <p><b>Inkontinestrek, Contour-sete</b></p>  <p>Et løst, vanntett inkontinestrek i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin.</p>     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F46T4101664</td> <td>269063</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F46T4102664</td> <td>269064</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F46T4103664</td> <td>269065</td> </tr> </tbody> </table>       | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | B44 d44cm, liten | F46T4101664   | 269063 | B47 d47cm, medium  | F46T4102664   | 269064      | B49 d49cm, stor | F46T4103664   | 269065           | <p><b>Setetilt, alternativ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spindel-tilt, komplet</td> <td>F928723</td> <td>269243</td> </tr> <tr> <td>El-tilt, komplet</td> <td>F928850</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ulike løsninger for setetiltf or å gi bruker god aktiv sittestilling, tilbaketilt gir god støtte ved hvile i stolen.</p> | Beskrivelse   | Art.nr.           | HMS art.nr. | Spindel-tilt, komplet | F928723          | 269243        | El-tilt, komplet | F928850           | N/A           |        |                 |               |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.   | HMS art.nr. |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B44 d44cm, liten  | F46T4101664   | 269063      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B47 d47cm, medium   | F46T4102664   | 269064      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| B49 d49cm, stor   | F46T4103664   | 269065      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.   | HMS art.nr. |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| Spindel-tilt, komplet   | F928723   | 269243      |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |
| El-tilt, komplet  | F928850   | N/A         |         |             |                  |               |        |  |   |             |                 |               |                  |  |   |                   |             |                       |                  |               |                  |                   |               |        |                 |               |        |



# Ryggpute & ryggvinkel

## Aktiv-ryggpute



| Beskrivelse       | Art.nr.      | HMS art.nr. |
|-------------------|--------------|-------------|
| B38 h30, liten    | F08T45120687 | 269136      |
| B41 h41cm, medium | F08T55120687 | 269137      |
| B40 h45cm, stor   | F08T65120687 | 269138      |

Sikrer brukeren fri bevegelse for rygg, skuldre og armer, da det ergonomiske designet gir optimal støtt for sittestilling uten å begrense bevegelsesfriheten. God og fleksibel korsryggstøtte for aktivitet.

## Contour-ryggpute



| Beskrivelse       | Art.nr.      | HMS art.nr. |
|-------------------|--------------|-------------|
| B36 h38, liten    | F08T15122687 | 269145      |
| B39 h43cm, medium | F08T25122687 | 269146      |
| B41 h48cm, stor   | F08T35122687 | 269147      |

Gir en god og fleksibel korsryggstøtte for aktivitet via ryggputens ergonomiske form. Brukerens sittestilling sikres med ekstra støtte og økt komfort med en innebygget sidestøtte som følger kroppen i hele ryggputens høyde.

## ALB-ryggpute



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------|---------|-------------|
| B39 h39cm   | F928353 | 269140      |
| B39 h49cm   | F928354 | 269142      |
| B39 h51cm   | F928105 | 269144      |

Active Lumbar Backrest (ALB) er en unik todelt og ergonomisk utformet ryggpute. Ryggputen består av en korsryggpute og ryggpute som kan justeres individuelt for å gi meget god støtte av hele ryggen.

## ES5-ryggpute



| Beskrivelse | Art.nr.     | HMS art.nr. |
|-------------|-------------|-------------|
| B43 h46cm   | F0825511687 | N/A         |

Komfortabel ryggpute med myke, støttende sidestøtter som styrer brukeren til midtlinjen. Ryggputen kan justeres i høyden og dybden samt i vinkel, slik at bruker oppnår best mulig støtte i sin sittestilling. Det er mulig å montere nakkestøtte.

## Ekstra høy ryggpute



| Beskrivelse | Art.nr.      | HMS art.nr. |
|-------------|--------------|-------------|
| B41 h48cm   | F08385213687 | 269154      |

Høy, polstret ryggpute med konturer som følger og støtter ryggens naturlige krumning. Ryggvinklen kan justeres og låses for økt korsryggstøtte og støtte rundt skuldrene. Det er mulig å montere nakkestøtte.

## Teleskopryggbøyle, øvre del



| Beskrivelse       | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------------|---------|-------------|
| Ryggbøyle         | F928086 | 269160      |
| Ryggbøyle, 310 mm | F928769 | 269161      |

Teleskopisk ryggbøyle, øvre del.

## Teleskopryggbøyle, nedre del



| Beskrivelse    | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------|---------|-------------|
| F. rygg L176mm | F928091 | 269163      |
| F. rygg L265mm | F928090 | 269162      |

Teleskopisk ryggbøyle, nedre del.

## Monteringssett, ryggbøyle



| Beskrivelse                      | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------------|---------|-------------|
| F. ryggbøyle m. vinkelregulering | F101063 | 269122      |
| F. ryggbøyle                     | F101064 | 269121      |

Monteringssett for ryggbøyle.

## Elektrisk ryggvinkel



| Beskrivelse           | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-----------------------|---------|-------------|
| El-ryg, dele komplett | F928855 | N/A         |

Elektrisk justerbar ryggvinkel for brukere som har behov for hjelp til å justere, eller for forsiktig justering av ryggvinkelen.



## Armlen

Armlen (B:9xL:25)



| Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, venstre | F1116335003 | 268889      |
| Lav, høyre   | F1026335003 | 268885      |
| Høy, venstre | F1116435003 | 268890      |
| Høy, høyre   | F1026435003 | 268887      |

Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, el-betj. (B:9xL:25)



| Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, venstre | F1116334003 | 268897      |
| Lav, høyre   | F1026334003 | 268893      |
| Høy, venstre | F1116434003 | 268898      |
| Høy, høyre   | F1026434003 | 268895      |

For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen (B:9xL:30)



| Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, venstre | F1116304003 | 268891      |
| Lav, høyre   | F1026304003 | 268886      |
| Høy, venstre | F1116404003 | 268892      |
| Høy, høyre   | F1026404003 | 268888      |

Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, el-betj. (B:9xL:30)



| Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, venstre | F1116305003 | 268899      |
| Lav, høyre   | F1026305003 | 268894      |
| Høy, venstre | F1116405003 | 268900      |
| Høy, høyre   | F1026405003 | 268896      |

For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen (B:8xL:26)



| Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, venstre | F1116331003 | 268883      |
| Lav, høyre   | F1026331003 | 268881      |
| Høy, venstre | F1116431003 | 268884      |
| Høy, høyre   | F1026431003 | 268882      |

Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet.

Hemi-armlen



| Beskrivelse       | Art.nr.     | HMS art.nr. |
|-------------------|-------------|-------------|
| Hemi, b13x144, ve | F1116520593 | 268851      |
| Hemi, b13x144, hø | F1026520593 | 268850      |

Gir sideveis støtte for underarmen/albu. Kuleled gir trinnløs innstilling av armleneskålen i alle retninger og vinkler. En fordel for brukere med behov for at armstøtten kan plasseres inn foran kroppen, f.eks. brukere med lammelse på én side.

Armlen, nedfellb. (B:9xL:25)



| Beskrivelse      | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------|---------|-------------|
| Armlenesett, lav | F928726 | 268905      |
| Armlenesett, høy | F928728 | 268906      |

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Kan justeres i høyden og bredden og legges ned. Den korte armlensputen gir mulighet for at brukeren kan komme helt inntil bordet.

Armlen, el-betj. nedf. (B:9xL:25)



| Beskrivelse      | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------|---------|-------------|
| Armlenesett, lav | F928727 | 268907      |
| Armlenesett, høy | F928729 | 268908      |

Nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Kan justeres i høyden og bredden og legges ned. Den korte armlensputen gir mulighet for at brukeren kan komme helt inntil bordet.

Armlen, nedfellbar (B:8xL:26)



| Beskrivelse      | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------|---------|-------------|
| Armlenesett, lav | F928879 | N/A         |
| Armlenesett, høy | F928880 | N/A         |

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Kan justeres i høyden og bredden og legges ned. Den korte armlensputen gir mulighet for at brukeren kan komme helt inntil bordet.

Håndskruer



| Beskrivelse            | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|------------------------|----------|-------------|
| M8x20mm, grep 52x19 mm | F 928606 | N/A         |

Håndskruer for armlenehøyde og -bredde.



# Nakkestøtte, sele, kropps- & sidestøtte

| <p><b>Nakkestøtte</b></p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, kort beslag</td> <td>F410305395</td> <td>269127</td> </tr> <tr> <td>Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, lang beslag</td> <td>F410205391</td> <td>269128</td> </tr> <tr> <td>Medium, h11, fleksibel pute</td> <td>F4102E2395</td> <td>269126</td> </tr> <tr> <td>Liten, h8, fleksibel pute</td> <td>F4131E1591</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>  | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, kort beslag | F410305395 | 269127 | Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, lang beslag | F410205391 | 269128 | Medium, h11, fleksibel pute   | F4102E2395  | 269126      | Liten, h8, fleksibel pute  | F4131E1591  | N/A            | <p><b>Y-sele</b></p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L127 komplett, liten</td> <td>F922138</td> <td>268946</td> </tr> <tr> <td>L140 komplett, medium</td> <td>F924319</td> <td>268947</td> </tr> <tr> <td>L175 komplett, stor</td> <td>F925246</td> <td>268948</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse         | Art.nr.       | HMS art.nr. | L127 komplett, liten | F922138   | 268946   | L140 komplett, medium | F924319 | 268947      | L175 komplett, stor | F925246 | 268948 |               |         |        |               |         |        |
|--|---|---|---------|-------------|--|------------|--------|--|------------|--------|---|---|-------------|--|---|----------------|---|---|---------------------|---------------|-------------|----------------------|---|--|-----------------------|---------|-------------|---------------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, kort beslag   | F410305395  | 269127  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, lang beslag   | F410205391  | 269128  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Medium, h11, fleksibel pute  | F4102E2395  | 269126  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Liten, h8, fleksibel pute  | F4131E1591  | N/A   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| L127 komplett, liten   | F922138   | 268946  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| L140 komplett, medium  | F924319   | 268947  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| L175 komplett, stor  | F925246   | 268948  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| <p>Nakkestøtte for økt sikkerhet og komfort når brukeren sitter i mange timer i løpet av dagen. Nakkestøtten kan justeres i høyden, i vinkel og i dybden i forhold til ryggpute.</p>   |   | <p>En 4-punkts hoftese sele med regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Skal monteres med sele over låret eller over magen.</p>  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| <p><b>Pelvi-sele</b></p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L200 komplett, liten</td> <td>F926658</td> <td>268942</td> </tr> <tr> <td>L205 komplett, medium</td> <td>F926659</td> <td>268943</td> </tr> <tr> <td>L205 komplett, stor</td> <td>F926660</td> <td>268944</td> </tr> </tbody> </table>   | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | L200 komplett, liten                             | F926658    | 268942 | L205 komplett, medium                            | F926659    | 268943 | L205 komplett, stor   | F926660   | 268944      | <p><b>Beskyttelseskappe f. Y-sele</b></p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Svart, 55x25x65 mm</td> <td>F923615</td> <td>268941</td> </tr> </tbody> </table>   | Beskrivelse    | Art.nr.   | HMS art.nr.   | Svart, 55x25x65 mm  | F923615       | 268941      |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| L200 komplett, liten   | F926658   | 268942  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| L205 komplett, medium  | F926659   | 268943  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| L205 komplett, stor  | F926660   | 268944  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Svart, 55x25x65 mm   | F923615   | 268941  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| <p>Denne selen er velegnet for brukere som trenger en hoftese sele med god støtte, da denne selen fordeler trykket jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at brukeren glir frem i setet.</p>                |   | <p>Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykklås. Sikrer mot utilsiktet åpning av selen.</p>  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| <p><b>Monteringssett, sele</b></p>    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mont. f. Y-sele</td> <td>F101097</td> <td>269123</td> </tr> <tr> <td>Mont. f. Pelvi-sele, liten</td> <td>F101098</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Mont. f. Pelvi-sele, medium/stor</td> <td>F101099</td> <td>269112</td> </tr> </tbody> </table>   | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | Mont. f. Y-sele                                  | F101097    | 269123 | Mont. f. Pelvi-sele, liten                       | F101098    | N/A    | Mont. f. Pelvi-sele, medium/stor  | F101099   | 269112      | <p><b>Kroppsstøtte for ES-rygg</b></p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liten buet pute, hø</td> <td>F928080</td> <td>269095</td> </tr> <tr> <td>Liten buet pute, ve</td> <td>F928081</td> <td>269096</td> </tr> <tr> <td>Stor buet pute, hø</td> <td>F928082</td> <td>269099</td> </tr> <tr> <td>Stor buet pute, ve</td> <td>F928083</td> <td>269100</td> </tr> <tr> <td>Rett pute, hø</td> <td>F928084</td> <td>269097</td> </tr> <tr> <td>Rett pute, ve</td> <td>F928085</td> <td>269098</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse    | Art.nr.   | HMS art.nr.   | Liten buet pute, hø | F928080       | 269095      | Liten buet pute, ve  | F928081   | 269096   | Stor buet pute, hø    | F928082 | 269099      | Stor buet pute, ve  | F928083 | 269100 | Rett pute, hø | F928084 | 269097 | Rett pute, ve | F928085 | 269098 |
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Mont. f. Y-sele  | F101097   | 269123  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Mont. f. Pelvi-sele, liten   | F101098   | N/A   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Mont. f. Pelvi-sele, medium/stor   | F101099   | 269112  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Liten buet pute, hø  | F928080   | 269095  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Liten buet pute, ve  | F928081   | 269096  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Stor buet pute, hø   | F928082   | 269099  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Stor buet pute, ve   | F928083   | 269100  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Rett pute, hø  | F928084   | 269097  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Rett pute, ve  | F928085   | 269098  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| <p>Monteringssett, seler.</p>  |   | <p>Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyden, dybden og bredden. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde.</p> |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| <p><b>Kroppsstøtte, Support</b></p>    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liten buet pute, hø</td> <td>F928417</td> <td>269085</td> </tr> <tr> <td>Liten buet pute, ve</td> <td>F928418</td> <td>269086</td> </tr> <tr> <td>Stor buet pute, hø</td> <td>F928421</td> <td>269093</td> </tr> <tr> <td>Stor buet pute, ve</td> <td>F928422</td> <td>269094</td> </tr> <tr> <td>Rett pute, hø</td> <td>F928425</td> <td>269089</td> </tr> <tr> <td>Rett pute, ve</td> <td>F928426</td> <td>269090</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | Liten buet pute, hø                              | F928417    | 269085 | Liten buet pute, ve                              | F928418    | 269086 | Stor buet pute, hø  | F928421   | 269093      | Stor buet pute, ve   | F928422   | 269094         | Rett pute, hø   | F928425   | 269089              | Rett pute, ve | F928426     | 269090               | <p><b>Kiler for kroppsstøtte</b></p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Svart plast</td> <td>F928405</td> <td>269111</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse           | Art.nr. | HMS art.nr. | Svart plast         | F928405 | 269111 |               |         |        |               |         |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Liten buet pute, hø  | F928417   | 269085  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Liten buet pute, ve  | F928418   | 269086  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Stor buet pute, hø   | F928421   | 269093  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Stor buet pute, ve   | F928422   | 269094  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Rett pute, hø  | F928425   | 269089  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Rett pute, ve  | F928426   | 269090  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Svart plast  | F928405   | 269111  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| <p>Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyde, dybde og bredde og kan svinges til siden. Mulig å montere på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til bruker. Kan brukes på høye ryggputer.</p> |   | <p>Kiler f/ kroppsstøttevinkel.</p>   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| <p><b>Monteringssett, Kroppsstøtte</b></p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L:15, 2 sider</td> <td>F101001</td> <td>269119</td> </tr> <tr> <td>L:15, 1 side</td> <td>F101080</td> <td>269118</td> </tr> </tbody> </table>  | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | L:15, 2 sider                                    | F101001    | 269119 | L:15, 1 side                                     | F101080    | 269118 | <p><b>Sidestøtte</b></p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>For Aktiv-sete</td> <td>F58058052</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>For Contour-sete</td> <td>F58055052</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse | Art.nr.  | HMS art.nr.   | For Aktiv-sete | F58058052   | N/A   | For Contour-sete    | F58055052     | N/A         |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| L:15, 2 sider  | F101001   | 269119  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| L:15, 1 side   | F101080   | 269118  |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.   | HMS art.nr.   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| For Aktiv-sete   | F58058052   | N/A   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| For Contour-sete   | F58055052   | N/A   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |
| <p>Monteringssett, kroppsstøtter.</p>  |   | <p>Sidestøtte monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.</p>   |         |             |  |            |        |  |            |        |   |   |             |  |   |                |   |   |                     |               |             |                      |   |  |                       |         |             |                     |         |        |               |         |        |               |         |        |



## Benstøtte

## Benstøtte m. fast vinkel



| Beskrivelse  | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|---------|-------------|
| Høyre side   | F901508 | 268949      |
| Venstre side | F922407 | 268950      |

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

## Benstøtte, vinkelstillbar



| Beskrivelse  | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|---------|-------------|
| Høyre side   | F921960 | 268951      |
| Venstre side | F921961 | 268952      |

Benstøtte med 0-67° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

**Må kun monteres i 1 side!**

## Fotstøtte, LP



| Beskrivelse    | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------|---------|-------------|
| L31-46cm, LP25 | F928719 | 269014      |
| L26-36cm, LP25 | F928720 | 269013      |
| L31-46cm, LP27 | F928717 | 269016      |
| L26-36cm, LP27 | F928718 | 269015      |

Denne fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

## Fotstøtte, for Uni-stell



| Beskrivelse                     | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------|---------|-------------|
| For doble hjul som trillet lett | F928731 | 269005      |
| Standard                        | F928732 | 269006      |

Fotstøtte for å oppnå en god sittestilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittestilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.

## Fotstøtte, enkel for Uni-stell



| Beskrivelse  | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|---------|-------------|
| Høyre side   | F928738 | 269003      |
| Venstre side | F928739 | 269004      |
| Begge sidene | F928740 | 269019      |

Gir støtte i sittestilling. Fotstøtten er plassert under stolrammen, ved høyre og/eller venstre forhjul. Støtten kan enkelt dreies ut med foten og støtte for en variert sittestilling. Kan enkelt dreies vekk når brukeren trenger å gå stolen frem.

## Amputasjonsstøtte, pute



| Beskrivelse     | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-----------------|---------|-------------|
| B16xh26cm hø/ve | F923617 | 268840      |

Pute for amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring. **Merk:** Husk å bestille beslag og skyvestang.!

## Beslag



| Beskrivelse             | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------|---------|-------------|
| Høyre side              | F928746 | 268987      |
| Venstre side            | F928747 | 268988      |
| Mont kit f. stol m. gas | F102700 | N/A         |
| Mont. kit f. stol m. el | F102701 | N/A         |

Beslag for oppheng til benstøtte.

**Merk:** Beslag kan ikke monteres uten mont. kit f. stol m. gas/el. Husk å bestille!

## Skyvestang



| Beskrivelse            | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------------|---------|-------------|
| 1 stk skyvestang hø/ve | F928245 | 269131      |

Oppheng til benstøtte. Passer beslag med c-profil skinne.



## Brems

## Forlenger for brems



Forlenger til bremsespak er en fordel for brukeren ved høy sittehøyde, ved redusert kraft eller hvis brukeren har vanskelig for å nå en brems med standard lengde.

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------|---------|-------------|
| Forlenger   | F926764 | 268967      |

## T-bremsehåndtak



T-bremsehåndtak forlenger bremsespaken slik at det blir lettere for personer å nå.

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------|---------|-------------|
| T-grep      | F926877 | 268964      |

## Brems pedal



Bremspedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken eller sammen med bremsespaken/den indbyggede brems pedal. Bremspedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes av en hjelper, ved å trykke bremspedalen ned med foten.

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------|---------|-------------|
| Brems pedal | F925936 | N/A         |

## Elektrisk brems



Elektrisk bremsing er en fordel hvis brukeren ikke kan betjene den manuelle bremsen på grunn av redusert rekkevidde, amputasjon eller mangel på styrke i hender og armer.

| Beskrivelse     | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-----------------|---------|-------------|
| Elektrisk brems | F928735 | 268966      |

## Sett f. 4-hjulsbrems



4-hjulsbrems sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.

| Beskrivelse                    | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------------------------|---------|-------------|
| Kit f. 4-hjulsbrems            | F928757 | 268965      |
| Kit f. 4-hjulsbrems, elektrisk | F928882 | N/A         |

## Understell, m. 4-hjulsbrems











Understell med 4-hjuls bremsramme er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag. Rammen sikrer optimal bremsing på alle 4 hjul, selv når stolen står på et ujevnt underlag.

| Beskrivelse                                 | Art.nr.          | HMS art.nr. |
|---|------------------|-------------|
| Uni-stell, komplet. m. 4-hjulsbrems og hjul | F427626596990732 | 269288      |



## Seteløft &amp; diverse

| <b>Gassfjær</b><br> <p>Gassfjær for stoler med manuell høydeinnstilling.</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100mm, 350 N</td> <td>F093035102</td> <td>269023</td> </tr> <tr> <td>150mm, 350 N</td> <td>F093035152</td> <td>269028</td> </tr> <tr> <td>200mm, 350 N</td> <td>F093035202</td> <td>269026</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse | Art.nr.     | HMS art.nr. | 100mm, 350 N                       | F093035102 | 269023 | 150mm, 350 N   | F093035152   | 269028      | 200mm, 350 N | F093035202  | 269026                           | <b>Motor for elektrisk seteløft</b><br> <p>Motor for elektrisk seteløft for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200mm lift</td> <td>F926416</td> <td>268838</td> </tr> <tr> <td>300mm lift</td> <td>F928803</td> <td>268839</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse  | Art.nr. | HMS art.nr. | 200mm lift   | F926416 | 268838 | 300mm lift | F928803 | 268839 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|--------|--|--|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------|---------|-------------|--------------|---------|--------|------------|---------|--------|
|   | Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr. |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 100mm, 350 N  | F093035102   | 269023      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 150mm, 350 N  | F093035152   | 269028      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 200mm, 350 N  | F093035202   | 269026      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 200mm lift  | F926416  | 268838      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 300mm lift  | F928803  | 268839      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| <b>Hev/senk bryter</b><br> <p>Hev/senk bryter f. armlæn for nem høydeinnstilling.</p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledningssett for armlæne, komplett</td> <td>F928186</td> <td>269107</td> </tr> </tbody> </table>  | Beskrivelse | Art.nr.     | HMS art.nr. | Ledningssett for armlæne, komplett | F928186    | 269107 | <b>Håndkontroll f. el-funksjoner</b><br> <p>Håndkontroll for ulike elektriske funksjoner på VELA Tango 700-serien.</p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 funksjoner</td> <td>F928851</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>3 funksjoner</td> <td>F928852</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>4 funksjoner</td> <td>F928853</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> | Beskrivelse | Art.nr.      | HMS art.nr. | 2 funksjoner                     | F928851  | N/A   | 3 funksjoner | F928852 | N/A         | 4 funksjoner | F928853 | N/A    |            |         |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| Ledningssett for armlæne, komplett  | F928186  | 269107      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 2 funksjoner  | F928851  | N/A         |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 3 funksjoner  | F928852  | N/A         |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 4 funksjoner  | F928853  | N/A         |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| <b>Doble hjul som trillet lett</b><br> <p>Doble hjul som trillet lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen.</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hjulsett, f. Uni-stell</td> <td>F928736</td> <td>269043</td> </tr> </tbody> </table>  | Beskrivelse | Art.nr.     | HMS art.nr. | Hjulsett, f. Uni-stell             | F928736    | 269043 | <b>Kjørebøyle</b><br> <p>Kjørebøylen gir hjelperen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen. Kjørebøylen er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylen kan enkelt avmonteres.</p>                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Justerbar i høyde, dybde, bredde</td> <td>F928744</td> <td>269079</td> </tr> </tbody> </table>  | Beskrivelse | Art.nr.      | HMS art.nr. | Justerbar i høyde, dybde, bredde | F928744  | 269079  |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| Hjulsett, f. Uni-stell  | F928736  | 269043      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| Justerbar i høyde, dybde, bredde  | F928744  | 269079      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| <b>Anti-tipp-bøyle</b><br> <p>Anti-tipp-bøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til f.eks. sykkeltraining eller til brukere med voldsomme bevegelser. Bøylen monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anti-tipp-bøyle</td> <td>F929121</td> <td>268841</td> </tr> </tbody> </table>   | Beskrivelse | Art.nr.     | HMS art.nr. | Anti-tipp-bøyle                    | F929121    | 268841 | <b>Bord</b><br> <p>Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52x40cm</td> <td>F928749</td> <td>268958</td> </tr> <tr> <td>60x49 cm</td> <td>F928750</td> <td>268959</td> </tr> </tbody> </table>   | Beskrivelse | Art.nr.      | HMS art.nr. | 52x40cm                          | F928749  | 268958  | 60x49 cm     | F928750 | 268959      |              |         |        |            |         |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| Anti-tipp-bøyle   | F929121  | 268841      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 52x40cm   | F928749  | 268958      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |
| 60x49 cm  | F928750  | 268959      |             |             |                                    |            |        |  |  |             |              |             |                                  |  |   |              |         |             |              |         |        |            |         |        |