



# VELA Tango 300 & 310

**NYHET**  
Maksbelastning 300 kg  
Oppreisningshjelp  
4XL-sete  
(b: 72 d: 50)



VELA Tango 300

Maksimal belastning opptil 200 kg.  
Som standard, får brukeren en fast  
sitteshøyde uten mulighet for endring.



VELA Tango 300E

Maksimal belastning 200 kg. Brukeren  
får utstigningshjelp og kan endre sitte-  
høyden vha. elektrisk høydejustering.



VELA Tango 310E

Maksimal belastning 300 kg. Brukeren  
får utstigningshjelp og kan endre sitte-  
høyden vha. elektrisk høydejustering.

Brukere på opptil 300 kg kan nå bli mer selvhjulpne ved hjelp av en robust arbeidsstol. Det betyr at det blir mulig å være mobil og være mer aktiv i hverdagen uten å slite seg ut unødvendig. Brukeren kan skubbe/gå seg rundt mens han eller hun sitter, siden stolen har hjul - samtidig som man har en stabil, sikker stol med en håndbetjent brems. Med elektrisk høydejustering får brukeren hjelp til å reise og sette seg og kan enkelt endre på sitteshøyden.

Svært overvektige brukere får anledning til å bevege seg fra en seng eller stol over i en sikker og stabil arbeidsstol, noe som gjør det enklere å utføre aktiviteter. VELA Tango 300/310-serien er meget robust og kan brukes til aktiviteter; hjemme, på arbeidsplassen samt ved rehabilitering og trening.

Det er lettere for brukeren å få luft og sikre oksygenering av blodet med en rett sittestilling. I tillegg avlaster man ben, knær og hofter ved å utføre aktiviteten mens man sitter, noe som resulterer i mindre muskel- og leddsmerter og mindre tretthet. Det er mulig å skubbe/gå seg rundt mens man sitter slik at man er mer selvhjulpne ved ulike aktiviteter, som for eksempel matlaging, og på den måten kan man forebygge bevegelseshemming.

Det er trygt å reise seg opp og sette seg ved hjelp av de robuste armlene, og stolen er sikker når den har bremsen på. Det er forøvrig gode forutsetninger for komfort, siden seteshøyde, ryggstøtte og armlene kan justeres etter brukerens kroppstype og støttebehov.

Elektrisk høydejustering kan brukes til utstigningshjelp og gjør det mulig å tilpasse sitteshøyden sin til ulike aktiviteter med en lett knappetrykk. På den måten kan brukeren spare på energien i løpet av dagen.

## FORDELER

- :: Robust, CE-merket stol til bariatriske brukere opptil 300 kg
- :: Hjelp til å reise og sette seg ved hjelp av elektrisk høydejustering
- :: Stabil og støttende, rett sittestilling som gir åpne luftveier og dermed reduserer tretthet
- :: Avlastning av hofter- og kneledd samt mulighet for effektiv bruk av energien, ved at man skubber/går seg rundt
- :: Trygghet og en stabil sittestilling ved aktiviteter med en sikker sentralbrems

## STANDARDKONFIGURASJON

	VELA Tango 300	VELA Tango 300E	VELA Tango 310E
<b>Seteløft</b>	Gassfjær, 150mm vandring	Elektrisk 150mm eller 200mm vandring	Elektrisk 150mm vandring
<b>Setehøyde</b>	v. 150 mm gas: 44-59 cm	v. 150 mm: 42-57 cm v. 200 mm: 49-69 cm	v. 150 mm: 42-57 cm
<b>Setepute bredde x dybde</b>	58 x 48 cm (XXX-sete)	58 x 48 cm (XXX-sete)	72 x 50 cm (4XL-sete)
<b>Setedybde (justeres med verktøy)</b>	46-56 cm	46-56 cm	46-56 cm
<b>Rygg bredde x høyde</b>	38 x 43 cm (CX-rygg)	38 x 43 cm (CX-rygg)	38 x 43 cm (CX-rygg)
<b>Høydejustering av ryggstøtte (justeres med verktøy)</b>	0-15 cm	0-15 cm	0-15 cm
<b>Armlenepute, P.U.</b>	7 x 35 cm	7 x 35 cm	7 x 35 cm
<b>Armlenehøyde (justeres med verktøy)</b>	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
<b>Avstand mellom armlene (justeres med verktøy)</b>	53-64 cm	53-64 cm	70-75 cm
<b>Understell bredde x lengde</b>	54 x 54 cm	54 x 54 cm	54 x 54 cm
<b>Vekt av stol</b>	29 kg	37 kg	42 kg
<b>Maks belastning</b>	200 kg	200 kg	300 kg
<b>Anbefalt brukervekt</b>	130-160 kg	130-175 kg	130-300 kg
<b>Varenr.</b>	5026	5105	5106

MÅL OG VEKT

Alle stoler fra VELA er CE-merket og overholder gjeldende standarder.

VELA Tango 300 serien leveres med slitesterkt, pustende og meget komfortabelt stoff i type sort Phoenix.

Ved behov for ekstra rengjøringsvennlige materialer, tilbys et stort utvalg av syntetisk skinn eller andre stofftyper.

### TILBEHØR OG SPESIALLØSNINGER

Med sin enkelhet i bruk, kan stolen med fordel brukes av flere brukere ved rehabiliterings- og dagsentre.

Du finner en komplett tilbehørsliste med varenumre, bilder og beskrivelser på [www.vermundlarsen.no](http://www.vermundlarsen.no)

### ARBEIDSMILJØ

- :: Elektrisk høyderegulering av setet forbedrer hjelpers arbeidsstilling når brukeren trenger hjelp med å endre sittehøyde, f.eks. fra å sitte til å stå.
- :: Med elektrisk høyderegulering kan brukeren sitte høyt og komme opp i høyde med seng eller stol ved forflytting.
- :: Skyvehåndtak kan leveres om brukeren skal flyttes over korte avstander.



Funksjoner på VELA Tango 300/310

701.612-6 © Vermund Larsen A/S