

Netti[®]
BY ALU REHAB



Netti Family
Komfortrollestolene
med flest
muligheter

Enable joy of life

Markedets første drivringsstyrte drivaggregat som kan tilpasse seg brukeres behov

- Passer de fleste manuelle rullestoler
- Lav vekt
- Enkel programmerbar for brukers individuelle behov
- Kan drives av hemiplegikere når den programmeres til enhåndsdrift
- Ett batteri – enkelt å lade
- Driftssikker
- Retningsstabil

Brukeren trenger ikke lengre tilpasse seg produktet. E-Move er markedets første drivringsstyrte drivaggregat som man kan tilpasse etter brukers virkelige behov! Alt brukeren trenger å gjøre, er å kjøre max 50 sekunder så raskt som mulig som bruker kan gjøre.

Gjennom et klikk i programmeringsenheten foreslår E-Move den optimale innstilling for den aktuelle brukeren. Om det er ønskelig med finjustering, kan dette enkelt gjøres i parametere.

Er det ubalanse i armstyrke av en eller annen årsak, kan dette lett tilpasses. Eksempel er innstilling for enhåndsdrift.

Bruker har mulighet for å tilpasse to kjøreprogram individuelt etter behov. Eksempelvis kan det være et for innendørs- og et for utendørs-kjøring. Det trengs bare et lite trykk på bryter og det rette programmet er valgt.



ART. NR.	HMS NR.	24V 6,7A 6 km
MEM20	277505	20"
MEM22	277506	22"
MEM24	277507	24"
MEM25	277508	25"
MEM26	277509	26"

Se artnr. i Netti katalogen på side 49-51
– last ned på www.my-netti.no.



Ingen grunn til å tenke på ubalanse i armstyrken

Gjennom et klikk i programmeringsenheten foreslår E-Move den optimale innstilling for den aktuelle brukeren.

Sikkerhet er alltid av høyeste betydning. Derfor sikkerhetskopieres alle innstillinger for høyre hjul på venstre hjul og omvendt. Kalibrering har aldri vært så lett. Kalibrer begge hjulene i løpet av ett minutt. Det er ikke bare raskt, det er sikkert, ekstremt nøyaktig og holdbart.

Den er tilgjengelig i en standardversjon for maks. brukervekt på 130 kg og en heavy duty versjon (HD) for maks. brukervekt på 150 kg.

Netti[®]
BY ALU REHAB

KONTAKT OSS:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp stasjon

T: 51 78 62 20
post@My-Netti.com

Last ned Netti katalogen
på www.My-Netti.no

Enable joy of life



My-Netti.no