



QUICKIE®

# ARGON<sup>2</sup>

AKTIV, FASTRAMME



# QUICKIE ARGON<sup>2</sup>

Aktiv, fastramme

Post 2, 1. valg



## STABIL OG TILPASNINGSVENNLIG

Argon<sup>2</sup> er vår aktive fastrammestol med flest størrelser, opsjoner og innstillingsmuligheter. Dette er en stor fordel dersom du har utvikling og endring i dine behov som rullestolbruker. Argon<sup>2</sup> er også den sterkeste stolen med maks brukervekt inntil 140 kg.

- Stabil ramme med mange valg og tilpasningsmuligheter for optimal sitte- og kjørestilling, også ved endrede behov.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset dine behov.
- Stort størrelsesspekter og høyere maks. brukervekt som favner de aller fleste.
- Enkel håndtering ved transport i bil.





#### SPESIFIKASJONER QUICKIE ARGON<sup>2</sup>

Setebredde	30 - 50 cm
Setedybde	32 - 52 cm
Setehøyde bak	36 - 49 cm (34-52 cm)*
Setehøyde foran	45 - 49 cm (45-52 cm)*
Setevinkel	0° - 15°
Rygg høyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	59° - 105°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	7,9 kg
Vekt rullestol	Fra 10,7 kg
Maks. brukervekt	125 kg (140 kg*)

\*Med skifte av deler

#### STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE ARGON<sup>2</sup> I POST 2

- Setetrek med 1 lomme
- Kjørehandtak, faste
- Rygg vinkeljusterbar, dobbeltlåsbar
- Ryggtrekk EXO
- Klesbeskyttere alu m/skjerm
- Fotbøyle lettvekt rørmodell
- Svinghjulsgafler Carbotectur
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium
- Brems Compact
- Tippetrikker innsvingbare



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.





## Quickie Argon<sup>2</sup> passer aktive og selvstendige rullestolbrukere.



Med enkel justering av setehøyde, setevinkel og balansepunkt kan Argon2 raskt tilpasses en endret kjørestil.



Ryggvinkelen justeres enkelt fra  $-31^{\circ}$  til  $+15^{\circ}$ . Dobbeltslåbar rygg gir enklere håndtering ved transport.



Svært kompakt ramme med  $92^{\circ}$  eller  $100^{\circ}$  knevinkel



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

# ARGON<sup>2</sup>

## Quickie Argon<sup>2</sup> Post 1 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde										
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
32	Art.nr	ARG223032	ARG223232	ARG223432	ARG223632	ARG223832	ARG224032	ARG224232	ARG224432	ARG224632	ARG224832	ARG225032
	Hms.art.nr.	272521	272532	272543	272554	272565	272576	272587	272598	272609	272620	272631
34	Art.nr	ARG223034	ARG223234	ARG223434	ARG223634	ARG223834	ARG224034	ARG224234	ARG224434	ARG224634	ARG224834	ARG225034
	Hms.art.nr.	272522	272533	272544	272555	272566	272577	272588	272599	272610	272621	272632
36	Art.nr	ARG223036	ARG223236	ARG223436	ARG223636	ARG223836	ARG224036	ARG224236	ARG224436	ARG224636	ARG224836	ARG225036
	Hms.art.nr.	272523	272534	272545	272556	272567	272578	272589	272600	272611	272622	272633
38	Art.nr	ARG223038	ARG223238	ARG223438	ARG223638	ARG223838	ARG224038	ARG224238	ARG224438	ARG224638	ARG224838	ARG225038
	Hms.art.nr.	272524	272535	272546	272557	272568	272579	272590	272601	272612	272623	272634
40	Art.nr	ARG223040	ARG223240	ARG223440	ARG223640	ARG223840	ARG224040	ARG224240	ARG224440	ARG224640	ARG224840	ARG225040
	Hms.art.nr.	272525	272536	272547	272558	272569	272580	272591	272602	272613	272624	272635
42	Art.nr	ARG223042	ARG223242	ARG223442	ARG223642	ARG223842	ARG224042	ARG224242	ARG224442	ARG224642	ARG224842	ARG225042
	Hms.art.nr.	272526	272537	272548	272559	272570	272581	272592	272603	272614	272625	272636
44	Art.nr	ARG223044	ARG223244	ARG223444	ARG223644	ARG223844	ARG224044	ARG224244	ARG224444	ARG224644	ARG224844	ARG225044
	Hms.art.nr.	272527	272538	272549	272560	272571	272582	272593	272604	272615	272626	272637
46	Art.nr	ARG223046	ARG223246	ARG223446	ARG223646	ARG223846	ARG224046	ARG224246	ARG224446	ARG224646	ARG224846	ARG225046
	Hms.art.nr.	272528	272539	272550	272561	272572	272583	272594	272605	272616	272627	272638
48	Art.nr	ARG223048	ARG223248	ARG223448	ARG223648	ARG223848	ARG224048	ARG224248	ARG224448	ARG224648	ARG224848	ARG225048
	Hms.art.nr.	272529	272540	272551	272562	272573	272584	272595	272606	272617	272628	272639
50	Art.nr	ARG223050	ARG223250	ARG223450	ARG223650	ARG223850	ARG224050	ARG224250	ARG224450	ARG224650	ARG224850	ARG225050
	Hms.art.nr.	272530	272541	272552	272563	272574	272585	272596	272607	272618	272629	272640
52	Art.nr	ARG223052	ARG223252	ARG223452	ARG223652	ARG223852	ARG224052	ARG224252	ARG224452	ARG224652	ARG224852	ARG225052
	Hms.art.nr.	272531	272542	272553	272564	272575	272586	272597	272608	272619	272630	272641

## Opsjoner og tilbehør

- Drivaggregat
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Regntrekk/varmepose
- Kinetic balance belter og seler
- Håndsykkelaksel/ampuasjonsblokk

Se også egen tilbehørskatalog.



Oppfellbar tippesikring som brukeren selv kan betjene (tilbehør).



Ut på langtur? Hvorfor ikke montere drivaggregat eller sykkelfront på Argon<sup>2</sup>?



# GODE VALG TIL RULLESTOLEN

## EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



**Empulse WheelDrive** Drivhjul med elektrisk motor.



**Empulse F55** Drivaggregat med manuell styring.



**Empulse R20** ledsagerstyrt drivaggregat.



**SmartDrive** brukerstyrt drivaggregat.

## LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreoplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



## RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

**Har du ikke vår tilbehørskatalog?** Kontakt vårt kundesenter [Post@SunriseMedical.no](mailto:Post@SunriseMedical.no) eller finn katalogen på: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.





# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.