



QUICKIE®

HELIO

LETT, AKTIV, FASTRAMME

 **SUNRISE**
MEDICAL

1.2 Oppdatert mai 2021

QUICKIE HELIUM (LETT)

Lett, aktiv, fastramme

Post 1, 2. valg



LETT I VEKT - DINE VALG – DIN STOL!

Helium (Lett) var vår første fastrammestol med hydroformpressede ovale aluminiumsrør i rammen. Dette gir deg flere fordeler, bl.a. gjør det stolen lettere uten å miste styrke. Helium (Lett) har også fått nye velcrobånd i setet, som beholder passformen og strammingen som velges.

- Lettkjørt, stabil og svært responsiv.
- Tilpasningsmuligheter og valg for optimal sitte- og kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset deg og ditt liv.
- Enkel håndtering ved transport i bil.



SPESIFIKASJONER Quickie Helium (Lett)

Setebredde	32 - 46 cm
Setedybde	34 - 48 cm
Setehøyde bak	41 - 43 cm (37 - 50 cm)*
Setehøyde foran	44 - 47 cm (43 - 57)*
Setevinkel	0° - 15°
Rygg høyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	59° - 105°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	4,4 kg
Vekt rullestol	Fra 7 kg
Maks. brukervekt	100 kg (125 kg*)

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE HELIUM (LETT) I POST 1

- Setetrekkt Lettvekt
- Rygg vinkeljusterbar, dobbelt låsbar
- Ryggtrekk EXO
- Klesbeskyttere, Slim Style
- Fotbøyle lettvekt rørmøll
- Svinghjulsgafler Carbotectur
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Proton, dekk Schwalbe One
- Drivringer aluminium
- Brems Compact lettvekt




Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Quickie Helium (Lett) passer aktive og selvstendige rullestolbrukere.



L-formet åpen ramme uten skarpe kanter og gode gummierte grep for at du selv skal kunne løfte stolen inn og ut av bilen.



God tilpasning av rygg med velkroregulering som holder formen.



Nye, forbedrede setebånd med 'clip-style' feste. Superlett setetrek som kan formes etter brukeren og tillater tynnere setepute.



Quickie Helium (Lett) Post 1 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde							
		32	34	36	38	40	42	44	46
34	Art.nr	HEL23234	HEL23434	HEL23634	HEL23834	HEL24034	HEL24234	HEL24434	HEL24634
	Hms.art.nr.	272643	272659	272675	272691	272707	272723	272739	272755
36	Art.nr	HEL23236	HEL23436	HEL23636	HEL23836	HEL24036	HEL24236	HEL24436	HEL24636
	Hms.art.nr.	272645	272661	272677	272693	272709	272725	272741	272757
38	Art.nr	HEL23238	HEL23438	HEL23638	HEL23838	HEL24038	HEL24238	HEL24438	HEL24638
	Hms.art.nr.	272647	272663	272679	272695	272711	272727	272743	272759
40	Art.nr	HEL23240	HEL23440	HEL23640	HEL23840	HEL24040	HEL24240	HEL24440	HEL24640
	Hms.art.nr.	272649	272665	272681	272697	272713	272729	272745	272761
42	Art.nr	HEL23242	HEL23442	HEL23642	HEL23842	HEL24042	HEL24242	HEL24442	HEL24642
	Hms.art.nr.	272651	272667	272683	272699	272715	272731	272747	272763
44	Art.nr	HEL23244	HEL23444	HEL23644	HEL23844	HEL24044	HEL24244	HEL24444	HEL24644
	Hms.art.nr.	272653	272669	272685	272701	272717	272733	272749	272765
46	Art.nr	HEL23246	HEL23446	HEL23646	HEL23846	HEL24046	HEL24246	HEL24446	HEL24646
	Hms.art.nr.	272655	272671	272687	272703	272719	272735	272751	272767
48	Art.nr	HEL23248	HEL23448	HEL23648	HEL23848	HEL24048	HEL24248	HEL24448	HEL24648
	Hms.art.nr.	272657	272673	272689	272705	272721	272737	272753	272769

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay J3 rygg
- Freestyle rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Regntrekk/varmepose
- Wheelblade rullestols
- Kinetic balance belter og seler
- Flip-back fotplate
- Håndsykkelaksel
- Drivaggregat

Se også egen tilbehørskatalog og www.SunriseMedical.no.



Freestyle-rygg er et godt valg for stabilitet og optimal bevegelserfrihet.



Vibrasjonsdempende Loopwheels gir mer behagelig kjøring på ujevnt underlag.

GODE VALG TIL RULLESTOLEN

EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor.



Empulse F55 Drivaggregat med manuell styring.



Empulse R20 ledsagerstyrt drivaggregat.



SmartDrive brukerstyrt drivaggregat.

LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreoplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.