

The logo for QUICKIE, featuring an orange swoosh above the word "QUICKIE" in a bold, grey, sans-serif font.

QUICKIE®

# HELION

AKTIV, FASTRAMME

The logo for SUNRISE MEDICAL, consisting of a stylized sun icon with horizontal lines.

SUNRISE  
MEDICAL®

1.2 Oppdatert mai 2021

# QUICKIE HELIUM

Aktiv, fastramme

Post 2, 2. valg



## DINE VALG – DIN STOL!

- Lettkjørt, stabil og svært responsiv.
- Tilpasningsmuligheter og valg for optimal sitte- og kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset deg og ditt liv.
- Enkel håndtering ved transport i bil.



#### SPESIFIKASJONER QUICKIE HELIUM

Setebredde	32 - 46 cm
Setedybde	34 - 48 cm
Setehøyde bak	41 - 42 cm (37-50)*
Setehøyde foran	44 - 47 cm (43-57)*
Setevinkel	0° - 15°
Rygg høyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	59° - 105°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	6,9 kg
Vekt rullestol	Fra 9,7 kg
Maks. brukervekt	125 kg

\*Med skifte av deler

#### STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE HELIUM I POST 2

- Setetrekk m/lomme
- Rygg vinkeljusterbar, dobbelt låsbar
- Kjørehåndtak, faste
- Ryggtrekk Exo
- Klesbeskyttere, alu med skjerm
- Fotbøyle lettvekt rørmodell
- Svinghjuls-gafler Carbotectur
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium
- Brems Compact



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

## Quickie Helium passer aktive og selvstendige rullestolbrukere.




L-formet åpen ramme uten skarpe kanter og gode gummierte grep for at du selv skal kunne løfte stolen inn og ut av bilen.



Stilige og lette Carbotecture gafler. (oransje og sølv er tilbehør).



Rygg som låser i nedfelt posisjon gir stabilitet og trygghet ved løft og transport



God tilpasning av rygg med velkroregulering som holder formen.





## Quickie Helium Post 2 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde							
		32	34	36	38	40	42	44	46
34	Art.nr	HLM23234	HLM23434	HLM23634	HLM23834	HLM24034	HLM24234	HLM24434	HLM24634
	Hms.art.nr.	272642	272658	272674	272690	272706	272722	272738	272754
36	Art.nr	HLM23236	HLM23436	HLM23636	HLM23836	HLM24036	HLM24236	HLM24436	HLM24636
	Hms.art.nr.	272644	272660	272676	272692	272708	272724	272740	272756
38	Art.nr	HLM23238	HLM23438	HLM23638	HLM23838	HLM24038	HLM24238	HLM24438	HLM24638
	Hms.art.nr.	272646	272662	272678	272694	272710	272726	272742	272758
40	Art.nr	HLM23240	HLM23440	HLM23640	HLM23840	HLM24040	HLM24240	HLM24440	HLM24640
	Hms.art.nr.	272648	272664	272680	272696	272712	272728	272744	272760
42	Art.nr	HLM23242	HLM23442	HLM23642	HLM23842	HLM24042	HLM24242	HLM24442	HLM24642
	Hms.art.nr.	272650	272666	272682	272698	272714	272730	272746	272762
44	Art.nr	HLM23244	HLM23444	HLM23644	HLM23844	HLM24044	HLM24244	HLM24444	HLM24644
	Hms.art.nr.	272652	272668	272684	272700	272716	272732	272748	272764
46	Art.nr	HLM23246	HLM23446	HLM23646	HLM23846	HLM24046	HLM24246	HLM24446	HLM24646
	Hms.art.nr.	272654	272670	272686	272702	272718	272734	272750	272766
48	Art.nr	HLM23248	HLM23448	HLM23648	HLM23848	HLM24048	HLM24248	HLM24448	HLM24648
	Hms.art.nr.	272656	272672	272688	272704	272720	272736	272752	272768



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

## Opsjoner og tilbehør

- Drivaggregat
- Sittepute
- Jay J3 rygg
- Freestyle rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Regntrekk/varmepose
- Kinetic balance belter og seler
- Flip-back fotplate
- Håndsykkelaksel

Se også egen tilbehørskatalog og [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



Freestyle-rygg er et godt valg for stabilitet og optimal bevegelsesfrihet (tilbehør).



Vibrasjonsdempende Loopwheels gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.

# GODE VALG TIL RULLESTOLEN

## EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



**Empulse WheelDrive** Drivhjul med elektrisk motor.



**Empulse F55** Drivaggregat med manuell styring.



**Empulse R20** ledsagerstyrt drivaggregat.



**SmartDrive** brukerstyrt drivaggregat.

## LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreoplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



## RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

**Har du ikke vår tilbehørskatalog?** Kontakt vårt kundesenter [Post@SunriseMedical.no](mailto:Post@SunriseMedical.no) eller finn katalogen på: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.