

The Zippie logo features a stylized yellow and orange swoosh above the word "zippie" in a blue, lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

zippie®

SIMBA

AKTIV FASTRAMME BARN

ZIPPIE SIMBA

Aktiv, fastramme, barn

Post 11, 3. valg



ZIPPIE SIMBA™ -SOM SKAPT FOR NYE EVENTYR!

- Lett og stabil barnerullestol utviklet for lek og samspill.
- Abduksjonsfront og bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen. Fronten gir god plass til bena - også når man har vinterstøvler på.
- Gode trilleegenskaper er viktig for barn som skal trille selv.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- For barn som vokser! Setedybden kan justeres 2+2 cm og setebredden kan justeres 2 cm innenfor hver størrelse, uten bytte av deler!
- Simba finnes i 31 ulike rammefarger, se fargealternativer i fargekatalogen på www.SunriseMedical.no



SPESIFIKASJONER ZIPPIE SIMBA

Setebredde	22 - 36 cm
Setedybde	24 - 38 cm
Setehøyde bak	33 - 41 cm (29-46 cm)*
Setehøyde foran	37 - 41 cm (36-48 cm)*
Setevinkel	0° - 15°
Rygg høyde	20 - 40 cm
Ryggvinkel	74° - 110°
Totalbredde	Setebredde +16 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 8 kg
Vekt rullestol	fra 10,6 kg
Maks. brukervekt	65 kg

* Med skifte av deler


STANDARD KONFIGURASJON ZIPPIE SIMBA I POST 11

- Setetrek m/lomme
- Setepute, 50 mm
- Rygg, vinkeljusterbar, nedfellbar
- Kjørehåndtak, høyderegulerbare
- Velkrolygg med polstret, ryggtrekk EXO
- Klesbeskyttere alu m/skjerm
- Hoftebelte
- Abduksjonfront
- Faste benstøtter, med fotplate hel, bakoverfellbar
- Tippetsekning innsvingbar
- Safaribremser
- Svinghjulsgaffel Carbotecture
- Svinghjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 22", Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Zippie Simba passer aktive barn som har behov for rullestol med gode kjøreegenskaper.



Bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen.



Cambringsalternativer 0°/3°/6°/9°. Camber gjør stolen mer stabil sideveis, enklere å manøvrere og mer retningsstabil på hellende underlag.





Zippie Simba Post 11 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde									
		22	24	26	28	30	32	34	36		
Setedybde	24	Art.nr	SIAK2224	SIAK2424	SIAK2624	SIAK2824	SIAK3024	SIAK3224	SIAK3424	SIAK3624	
		Hms.art.nr.	273124	273132	273140	273148	273156	273164	273172	273180	
		26	Art.nr	SIAK2226	SIAK2426	SIAK2626	SIAK2826	SIAK3026	SIAK3226	SIAK3426	SIAK3626
		Hms.art.nr.	273125	273133	273141	273149	273157	273165	273173	273181	
		28	Art.nr	SIAK2228	SIAK2428	SIAK2628	SIAK2828	SIAK3028	SIAK3228	SIAK3428	SIAK3628
		Hms.art.nr.	273126	273134	273142	273150	273158	273166	273174	273182	
		30	Art.nr	SIAK2230	SIAK2430	SIAK2630	SIAK2830	SIAK3030	SIAK3230	SIAK3430	SIAK3630
		Hms.art.nr.	273127	273135	273143	273151	273159	273167	273175	273183	
		32	Art.nr	SIAK2232	SIAK2432	SIAK2632	SIAK2832	SIAK3032	SIAK3232	SIAK3432	SIAK3632
		Hms.art.nr.	273128	273136	273144	273152	273160	273168	273176	273184	
		34	Art.nr	SIAK2234	SIAK2434	SIAK2634	SIAK2834	SIAK3034	SIAK3234	SIAK3434	SIAK3634
		Hms.art.nr.	273129	273137	273145	273153	273161	273169	273177	273185	
		36	Art.nr	SIAK2236	SIAK2436	SIAK2636	SIAK2836	SIAK3036	SIAK3236	SIAK3436	SIAK3636
		Hms.art.nr.	273130	273138	273146	273154	273162	273170	273178	273186	
		38	Art.nr	SIAK2238	SIAK2438	SIAK2638	SIAK2838	SIAK3038	SIAK3238	SIAK3438	SIAK3638
		Hms.art.nr.	273131	273139	273147	273155	273163	273171	273179	273187	



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Eikebeskyttere med motiv
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Kinetic balance belter og seler
- Regntrekk

Se også egen tilbehørskatalog.



Eikebeskyttere med mange ulike farger og motiver og farger på trekk og ramme for å matche barnets egne ønsker!

GODE VALG TIL RULLESTOLEN


RAMMEFARGER OG EIKEBESKYTTERE ETTER EGET ØNSKE

Vi vet at barn i alle aldre elsker farger! Zippie rullestoler kommer i et utall farger på ramme, ryggtrekk og opsjoner.

Se bestillingsskjemaet for alternative farger til din rullestol.



Det er gøy for barnet å velge sine helt egne eikebeskyttere. Du finner hele sortimentet i vår tilbehørskatalog.



Bare fantasien setter grenser!

Dersom du ikke finner fargene eller eikebeskytterne du ønsker i bestillingsskjemaet, kan **Built-4-Me** være et alternativ. Her er et par eksempler på hvordan du kan tilføre enda mer individualitet til rullestolen.

RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Kinetic Balance utvikler og produserer rehabiliteringshjelpemidler av høyeste kvalitet. Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



DET HAR ALDRI VÆRT LETTERE Å TRILLE

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Med Empulse R20 drivaggregat har du trillehjelp til den manuelle rullestolen.

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Alt styres fra konsollet som festes på kjørehåndtaket - av/på, hastighet og kjøring.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.