



YOUNGSTER 3

ALLROUND, SAMMENLEGGBAR, BARN

ZIPPIE YOUNGSTER 3

Allround, sammenleggbar, barn

Post 13, 1. valg



ZIPPIE YOUNGSTER 3™ - SKAPT FOR BARN OG DERES OMGIVELSER!

- Når barn trenger ekstra posisjonering er Youngster 3 et godt utgangspunkt for fast rygg, hodestøtte, belter og seler.
- Lett og stabil barnerullestol utviklet for lek og samspill.
- Abduksjonsfront og oppfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen. Fronten gir god plass til bena - også når man har vinterstøvler på.
- Gode trilleegenskaper er viktig for barn som skal trille selv.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- For barn som vokser! Setedybden kan justeres 2+2 cm og setebredden kan justeres 2 cm innenfor hver størrelse, uten bytte av deler!
- Enkel å legge sammen for transport og lagring. Lås holder stolen samlet.
- Youngster 3 finnes i 31 ulike rammefarger, se fargealternativer i fargekatalogen på www.SunriseMedical.no



SPESIFIKASJONER ZIPPIE YOUNGSTER 3

Setebredde	22 - 36 cm
Setedybde	24 - 38 cm
Setehøyde bak	33 - 41 cm (29-46 cm)*
Setehøyde foran	37 - 41 cm (36-48 cm)*
Setevinkel	0° - 15°
Ryggghøyde	20 - 40 cm
Ryggvinkel	87° - 105°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 10,9 kg
Vekt rullestol	fra 14,7 kg
Maks. brukervekt	85 kg

* Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON ZIPPIE YOUNGSTER 3 | POST 13

- Setetrekk m/lomme
- Setepute, 50 mm
- Rygg, vinkeljusterbar
- Kjørehåndtak, høyderegerbare
- Ryggtrekk EXO
- Klesbeskyttere med høydejusterbare armlener
- Hoftebelte
- Abduksjonsfront
- Faste benstøtter med fotplate hel
- Ledsagerbrems
- Tippetisering utsvingbar
- Svingsjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 22", Kompakt med ledsagerbrems
- Drivring aluminium



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Zippie Youngster 3 passer barn som har behov for rullestol med gode kjøreegenskaper.



Ettersom barnet vokser kan setebreddden økes med 2 cm via krysset. Via seterørene kan setedybden økes med 2+2 cm - helt uten bytte av deler.



Høyde- og dybdejusterbare armlener gir god støtte.



Fotplaten er viktig for barnets stabilitet og sittestilling. Yongster 3 fotplaten har mange innstillingsmuligheter for best mulig tilpassing.



Zippie Youngster 3 Post 13 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde									
		22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42
24-28	Art.nr	68432.2224	68432.2424	68432.2624	68432.2824	68432.3024	68432.3224	68432.3424	68432.3624	68432.3824	68432.4024
	Hms.art.nr.	273258	273268	273278	273288	273298	273308	273318	273328	273338	273348
26-30	Art.nr	68432.2226	68432.2426	68432.2626	68432.2826	68432.3026	68432.3226	68432.3426	68432.3626	68432.3826	68432.4026
	Hms.art.nr.	273259	273269	273279	273289	273299	273309	273319	273329	273339	273349
28-32	Art.nr	68432.2228	68432.2428	68432.2628	68432.2828	68432.3028	68432.3228	68432.3428	68432.3628	68432.3828	68432.4028
	Hms.art.nr.	273260	273270	273280	273290	273300	273310	273320	273330	273340	273350
30-34	Art.nr	68432.2230	68432.2430	68432.2630	68432.2830	68432.3030	68432.3230	68432.3430	68432.3630	68432.3830	68432.4030
	Hms.art.nr.	273261	273271	273281	273291	273301	273311	273321	273331	273341	273351
30-34 Lang ramme	Art.nr	68432.2230L	68432.2430L	68432.2630L	68432.2830L	68432.3030L	68432.3230L	68432.3430L	68432.3630L	68432.3830L	68432.4030L
	Hms.art.nr.	273262	273272	273282	273292	273302	273312	273322	273332	273342	273352
32-36	Art.nr	68432.2232	68432.2432	68432.2632	68432.2832	68432.3032	68432.3232	68432.3432	68432.3632	68432.3832	68432.4032
	Hms.art.nr.	273263	273273	273283	273293	273303	273313	273323	273333	273343	273353
34-38	Art.nr	68432.2234	68432.2434	68432.2634	68432.2834	68432.3034	68432.3234	68432.3434	68432.3634	68432.3834	68432.4034
	Hms.art.nr.	273264	273274	273284	273294	273304	273314	273324	273334	273344	273354
36-40	Art.nr	68432.2236	68432.2436	68432.2636	68432.2836	68432.3036	68432.3236	68432.3436	68432.3636	68432.3836	68432.4036
	Hms.art.nr.	273265	273275	273285	273295	273305	273315	273325	273335	273345	273355
38-42	Art.nr	68432.2238	68432.2438	68432.2638	68432.2838	68432.3038	68432.3238	68432.3438	68432.3638	68432.3838	68432.4038
	Hms.art.nr.	273266	273276	273286	273296	273306	273316	273326	273336	273346	273356
40-44	Art.nr	68432.2240	68432.2440	68432.2640	68432.2840	68432.3040	68432.3240	68432.3440	68432.3640	68432.3840	68432.4040
	Hms.art.nr.	273267	273277	273287	273297	273307	273317	273327	273337	273347	273357



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Eikebeskyttere med motiv
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Kinetic balance belter og seler
- Regntrekk

Se også egen tilbehørskatalog.



Eikebeskyttere med mange ulike farger og motiver og farger på trekk og ramme for å matche barnets egne ønsker!

GODE VALG TIL RULLESTOLEN

RAMMEFARGER OG EIKEBESKYTTERE ETTER EGET ØNSKE

Vi vet at barn i alle aldre elsker farger! Zippie rullestoler kommer i et utall farger på ramme, ryggtrekk og opsjoner.

Se bestillingsskjemaet for alternative farger til din rullestol.



Det er gøy for barnet å velge sine helt egne eikebeskyttere. Du finner hele sortimentet i vår tilbehørskatalog.



Bare fantasien setter grenser!

Dersom du ikke finner fargene eller eikebeskytterne du ønsker i bestillingsskjemaet, kan **Built-4-Me** være et alternativ. Her er et par eksempler på hvordan du kan tilføre enda mer individualitet til rullestolen.

RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Kinetic Balance utvikler og produserer rehabiliteringshjelpemidler av høyeste kvalitet. Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



DET HAR ALDRI VÆRT LETTERE Å TRILLE

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Med Empulse R20 drivaggregat har du trillehjelp til den manuelle rullestolen.

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Alt styres fra konsollet som festes på kjørehåndtaket - av/på, hastighet og kjøring.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.