

F55

Empulse

BRUKERSTYRT DRIVAGGREGAT
MED MANUELL STYRING



EMPULSE F55

Drivaggregat med manuell styring, brukerstyrt
Post 16 - 1. valg

NYHET!



UTFORSK STEDER SOM PLEIDE Å VÆRE UTENFOR REKKEVIDDE

- Mer frihet og uavhengighet - F55 bistår ved lengre turer, i motbakke eller når hindringer skal forseres.
- F55 dockes raskt og smidig til rullestolen og kan enkelt stilles inn i høyde og vinkel for optimal kjørestilling.
- Enkel betjening, F55 kjøres ved å vri på en gasshendel. Skal du kjøre over lengre strekninger er det mulighet for å koble inn cruisekontrollen.
- Med liten svingradius er F55 smidig å kjøre og egen ryggefunksjon gir enklere manøvrering. Med tyngden over hjulet har F55 godt marktrykk. Motorbrems og brems på forhjulet bidrar til trygghet på turen.
- Den nette utformingen gjør F55 enkel å transportere, for eksempel i bilen. Ønsker du å ta den med på flyet, har den IATA sertifikat.
- F55 kan monteres på rullestoler med fast eller sammenlegubar ramme, samt faste eller avtagbare benstøtter.

SPESIFIKASJONER EMPULSE F55

Rekkevidde*	25 km
Klatring	opp til 11% (6°)
Bredde foran (målt senter av rammerør ved innfestingspunkt)	260 - 480 mm
Maks brukervekt	110 kg
Transportvekt uten batteri	11 kg
Hjuldiameter	9 eller 14 tommer
Maks. hastighet framover, valgfritt	6 eller 10 km/t

STANDARD KONFIGURASJON EMPULSE F55 I POST 16

- Batteri og lader
- Valgfritt 9" eller 14" hjul
- Monteringsbeslag
- Frontlys

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.





Empulse F55 Post 16 - Artikelnummer hovedprodukt

	Hjul	Art.nr	Hms.art.nr.		Hjul	Art.nr	Hms.art.nr.
F55 - fast front runde rammerør	9 tommer	EF559FA	270553	F55 - fast front runde rammerør	14 tommer	EF5514FA	270547
F55 - fast front ovale rammerør	9 tommer	EF559FB	270552	F55 - fast front ovale rammerør	14 tommer	EF5514FB	270546
F55 - fast front KiMobility Rouge	9 tommer	EF559FC	270551	F55 - fast front KiMobility Rouge	14 tommer	EF5514FC	270545
F55 - utsvingbare benstøtter runde rammerør	9 tommer	EF559SA	270556	F55 - utsvingbare benstøtter runde rammerør	14 tommer	EF5514SA	270550
F55 - utsvingbare benstøtter ovale rammerør	9 tommer	EF559SB	270554	F55 - utsvingbare benstøtter ovale rammerør	14 tommer	EF5514SB	270548
F55 - utsvingbare benstøtter Quickie Xenon2	9 tommer	EF559SD	270555	F55 - utsvingbare benstøtter Quickie Xenon2	14 tommer	EF5514SD	270549



F55 Enkelt og greit

- Passer både fastramme og kryssrammestoler med faste og avtagbare benstøtter
- 9" eller 14" hjul
- 2 bremsesystemer - motorbrems og hjulbrems
- Hjelp til å holde stabil fart i nedoverbakker
- Enkelt på reise. Batteriet kan medbringes som håndbagasje på fly
- Enkel og rask lading

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.