

A man with short grey hair and glasses, wearing a blue long-sleeved shirt and jeans, is sitting in a black wheelchair. He is smiling and looking to the left. The wheelchair has a large grey motor on the back wheel. The background is a red wall with a white railing. The sky is blue with some white clouds.

# WHEELDRIVE

DRIVHJUL MED ELEKTRISK MOTOR

# EMPULSE WHEELDRIVE



## DET BESTE FRA MOTORISERTE HJUL OG DRIVAGGREGATER

- Kraftforsterker eller kontinuerlig drift - WheelDrive har et unikt dobbelt drivringkonsept.
- Den store drivringen gir kraftassistanse og gjør rullestolen lettere å kjøre. Brukeren kan velge mellom tre kjøreprogram for krafttilførsel. Den lille drivringen gir brukeren kontinuerlig drift og tre hastighetsvalg. Nesten ingen håndkraft er nødvendig.
- Det er lett å bytte mellom bruk av drivringene, slik at brukeren alltid vil få riktig drivhjelp avhengig av dagsform og situasjon.
- Mer frihet og uavhengighet - WheelDrive bistår ved lengre turer, i motbakke eller når hindringer skal forseres og gir enklere manøvrering i trange rom og på vanskelig underlag.
- Batterier skiftes på noen sekunder av bruker selv, og med et ekstra batterisett kan lengden på turen doubles.
- WheelDrive leveres nå med ryggesperre for enklere forsering av motbakker.

## SPESIFIKASJONER EMPULSE WheelDrive

Maksimum totalvekt (bruker+stol)	130 kg	Maks. hastighet framover med hjelpedrivring	6 km/t
Ekstra totalbredde sammenlignet med manuelle hjul	43 mm	Maks. hastighet framover med motordrivring	10 km/t
Vekt batterier (stk.)	1,8 kg	Rekkevidde (ISO 7176-4) hjelpedrivring*	20 km
Totalvekt inklusiv batteri (ett hjul)	11,5 kg	Rekkevidde (ISO 7176-4) motordrivring*	12 km
Transportvekt uten batteri (ett hjul)	9,7 kg	Hindertakning (utendørs), ved rygging	50 mm
Hjuldiameter	24"	Ladetid (fulladet), ca.	2 t



Empulse

Empulse

## Empulse WheelDrive Post 15 - Artikkelnummer hovedprodukt

### Hjulboltdiameter

	1,2 std	1,27 std	1,2 kort	1,27 kort
Art.nr	WD150012	WD1500127	WD150012K	WD1500127K
Hms.art.nr.	270589	270591	270588	270590



Krasjtestet og godkjent som passasjer sete i bil i henhold til 7176-19.



Eget service og programmeringsverktøy, PowerTalk 2 - PC basert verktøy for blant annet tilpassing av kjøreegenskaper.



Lettfattelig bryterpanel. Av/På bryter, fartsmodus og batteristatus er plassert lett tilgjengelig.



Med hurtigkobling er det enkelt å ta av hjulene og eventuelt bytte til rullestolens originale drivhjul. Ingen braketter sitter igjen på rullestolen.



Flytransport. Med et enkelt grep kan batteriene tas av og pakkes separat for flytransport.

## Wheeldrive enkelt og greit

- Passer «alle» manuelle rullestoler med 24" drivhjul
- Enkel betjening
- Ryggesperre i motbakke
- Hjelp til å holde stabil fart i nedoverbakker
- Enkelt på reise. Batteriet kan medbringes som håndbagasje på fly
- Rask opplading, 2 timer
- Tre kjøreprogram, individuelt justerbare for fart, følsomhet, akselerasjon
- Monteres helt uten behov for braketter eller ekstra tippesikringer montert på stolen

### STANDARD KONFIGURASJON EMPULSE WHEELDRIVE I POST 15

- Batteri og lader
- Høytrykksdekk Schwalbe Marathon Plus
- Tippetring
- Monteringsbeslag
- Ryggesperre i motbakke

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.