

- Stående funksjon
- 360° svingradius

Januar 2023



PARAMOTION

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

ParaMotion er et motorisert aktivitetshjelpemiddel som tåler det meste av utendørs terreng; løfter brukeren fra sittende til stående posisjon.

Ved siden av alle de fysiske fordelene ParaMotion gir, opplever brukere også en psykologisk fordel ved å kunne kommunisere med andre i ansiktshøyde.

ParaMotion er et motorisert aktivitetshjelpemiddel som i hovedsak er ment for å brukes på golfbaner for fritidsgolfere som ikke kan bevege seg rundt. ParaMotion beveger seg gjennom golfbanen og dens presise kjøreegenskaper gjør at du alltid kan stå perfekt ved neste slag.

ParaMotion hjelper deg fra en sittende komfortabel kjøreposisjon og opp i stående posisjon slik at man kommer nærme ballen. Oppreisingsfunksjonen er motorisert og gir en behagelig oppreising.

Paramotion kan også manøvreres stående slik at man kan korrigere stolen best mulig opp mot ønsket posisjon.

ParaMotion sin utforming gjør at i en stående posisjon så vil skuldre og armer være frie som gjør at overkroppen kan ha en fri bevegelse samtidig som bryst-/magebeltet sikrer deg og holder deg på plass.

Det doble styringshjulet bak sikrer en komfortabel og presis kjøring samtidig som den ikke ødelegger underlaget som f.eks på greenen.

ParaMotion kan også brukes i andre aktiviteter som bueskyting eller fiske ettersom konstruksjonen av stolen muliggjør mye bevegelse i overkroppen.

- ParaMotion er kun ment å brukes av funksjonshemmede eller funksjonshemmede personer som ikke kan gå. ParaMotion hjelper denne gruppen individer å delta i sportsaktiviteter som krever en oppreist stilling.
- Brukeren må være fysisk og mentalt i stand til å betjene aktivitetshjelpemiddelet selvstendig og riktig.
- Hver bruker må instrueres om bruken av ParaMotion.
- Det skal kun brukes tilbehør og reservedeler godkjent av produsenten.



Tilbehør

- Avtakbar golfbagholder som kan monteres på høyre eller venstre side.
- Barneutstyr med ekstra puter, en ekstra fotstøtte og mindre belter/stropper.
- Oppbevaringsboks henges til høyre eller venstre.
- Trimstripser for felgene på drivhjulene og bakhjulene

Teknisk data ParaMotion

Mål og vekt

Setebredde	46,5 cm
Setedybde	43 - 60 cm
Setehøyde	50 cm
Setehelling	0°
Høyde armstøtte	15,5 - 24,5 cm (trinnløs justering)
Lengde armstøtte	0°
Legglengde	38 - 44 cm*
Ryggstøtte høyde	34 - 44,5 cm (trinnløs justering)
Ryggstøtte vinkel	1° - 90°
Totalbredde	90 cm
Maks. totalhøyde	101 cm (i sittende posisjon, avhengig av ryggstøttens posisjon)
Totallengde (kjøring framover)	170 cm
Totallengde (pakkestørrelse)	137,5 cm
Radius snusirkel	190 cm
Dekkdimensjon foran (drivhjul)	170 cm
Dekkdimensjon bak (ratt)	137,5 cm
Dekktrykk foran	Juster lufttrykket som angitt på dekket for å forhindre personskade eller skade på enheten: • Drivhjul: 1,5 bar (minimum 1,0 bar, maksimum 1,9 bar) • Ratt: 1,5 bar (minimum 1,0 bar, maksimum 3,0 bar)
Dekktrykk bak	
Egenvekt	<190 kg**
Maks. belastningsvekt	140 kg

* Legglengden kan reduseres ytterligere ved å bruke "Barneutstyr".

** Vektrestriksjonene varierer i henhold til valg av alternativ.

Korrosjonsbeskyttelse

Korrosjonsbeskyttelse	Belagt ramme
-----------------------	--------------

Stående funksjon

Maks. tid som kreves for stående funksjon (med en maksimal belastning på 140 kg)	6,5 sek
--	---------

Fjærkraft Gassfjær Stående aktuator	1500 N
-------------------------------------	--------

Maks. Helling når ståfunksjonen er aktivert	30°
---	-----

Elektrisk system

Driftsspenning	24V DC
----------------	--------

Batteri	2 x gel batteri 12V 110 Ah
---------	----------------------------

Sikkerhetsmekanisme	135 A fukt- og vanntett
---------------------	-------------------------

Lys	24V DC/0,5W
-----	-------------

Lader	24V/15A. For detaljer, se bruksanvisning.
-------	---



