



VARMEPOSER, REGNTREKK OG VESKER





Innholdsfortegnelse	3
Raindek®	5
- Raindek®	8
- Raindek® Long	10
- Raindek® Long Parka	12
- Raindek® ETX	14
- Raindek® Raider	16
Zippie varmepose	18
Raincape heldekkende	22
- Raincape Junior	24
- Raincape Plus	26
Ryggsekker og vesker	29
Størrelsesguide	38



RAINDEK

Raindek®

Raindek® er en rask og enkel løsning; det er en regnjakke for bena dine. Den vil holde lårene, skrittet og seteputen tørr. Denne versjonen går til knærne. Etter bruk kan Raindek® brettes sammen inn i sin egen lomme for enkel oppbevaring.

Raindek® Long

Den lange versjonen av Raindek® dekker fra livet og ned til anklene.

Raindek® Long Parka

Raindek® Long Parka er løsningen i kaldt vær. Dette er en vinterjakke for bena. Raindek® Long Parka dekker baksiden av leggene og er fylt til det maksimale med THERMOLITE® FL-3E 220 gr. Dette er Eco Thermo fyll laget av minimum 35% resirkulerte fibre. 220 gr fyll tilsvarer 650gr dun.

Raindek® ETX

Raindek® ETX – ETX står for Extreme Temperature eXperience. Dette produktet tåler alle forhold og holder deg varm når du trenger det som mest. Raindek® ETX dekker både baksiden av leggene og rundt føttene og er fylt med en kombinasjon av THERMOLITE® T3 EcoMade og T-Down EcoMade. THERMOLITE® T-Down EcoMade fyll er godkjent i henhold til GRS (Global Recycle Standard) og laget av 100% resirkulerte PET fibre (utviklet som erstatning for dun). Under føttene er Raindek® ETX forsterket med Cordura®

Raindek® Raider

Raindek® Raider er en varmebukse med delte ben og er derfor perfekt for deg som ønsker å kunne koble midtmontert tilbehør til rullestolen. Raindek® Raider holder deg tørr og varm på tur. Varmebuxsen er fylt med en kombinasjon av THERMOLITE® T3 EcoMade og T-Down EcoMade. THERMOLITE® T-Down EcoMade fyll er godkjent i henhold til GRS (Global Recycle Standard) og laget av 100% resirkulerte PET fibre (utviklet som erstatning for dun).

Raindek®



Egenskaper

1. Pustende, vind- og vanntett materiale
2. Teipede sømmer
3. Lasersveiset lomme
4. Gode løkker på glidelåser og elastiske strammebånd
5. Regulerbart 20mm bånd med spenne
6. Refleks i logo
7. Opphengsløkke
8. Silikongrep på elastisk bånd
9. Kan pakkes sammen i sin egen lomme for praktisk oppbevaring
10. Raskt og enkelt å kle på seg, uten behov for å flytte seg ut av rullestolen



Raindek®



Mørk grønn



Sort



Blå



Mørk grå



Rød



Lys grå

Raindek®

- Regntrekket beskytter rullestolbrukere fra livet og ned til knærne, kompletteres med bukse og fottøy.
 - Regntrekket er vindtett, vanntett, og er praktisk på lettere regnværsdager.
 - Teipede sømmer og lasersveiset lomme.
 - Alltid for hånden, pakkes sammen i egen lomme for enkel og praktisk oppbevaring.
- Raindek er svært enkel å ta av og på seg, uten behov for å forflytte seg ut av rullestolen. Dette sparer både tid og krefter. Samtidig beholder du den trykksårforebyggende sitteputen tettest mulig på kroppen, noe som er viktig med tanke på god trykksårforebygging ved turer utendørs.

Materialer: 100% nylon med TPU membran. Silikongrep. Nylonbånd.

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Størrelse
	KBRDBL.001	Raindek®	Sort	xliten
	KBRDBL.002	Raindek®	Sort	liten
	KBRDBL.003	Raindek®	Sort	medium
	KBRDBL.004	Raindek®	Sort	stor
	KBRDBL.005	Raindek®	Sort	xstor
	KBRDB.001	Raindek®	Blå	xliten
	KBRDB.002	Raindek®	Blå	liten
	KBRDB.003	Raindek®	Blå	medium
	KBRDB.004	Raindek®	Blå	stor
	KBRDB.005	Raindek®	Blå	xstor
	KBRDDG.001	Raindek®	Mørk grå	xliten
	KBRDDG.002	Raindek®	Mørk grå	liten
	KBRDDG.003	Raindek®	Mørk grå	medium
	KBRDDG.004	Raindek®	Mørk grå	stor
	KBRDDG.005	Raindek®	Mørk grå	xstor
	KBRDLG.001	Raindek®	Lys grå	xliten
	KBRDLG.002	Raindek®	Lys grå	liten
	KBRDLG.003	Raindek®	Lys grå	medium
	KBRDLG.004	Raindek®	Lys grå	stor
	KBRDLG.005	Raindek®	Lys grå	xstor
	KBRDLWDG.001	Raindek®	Mørk grønn	xliten
	KBRDLWDG.002	Raindek®	Mørk grønn	liten
	KBRDLWDG.003	Raindek®	Mørk grønn	medium
	KBRDLWDG.004	Raindek®	Mørk grønn	stor
	KBRDLWDG.005	Raindek®	Mørk grønn	xstor
	KBRDRE.001	Raindek®	Rød	xliten
	KBRDRE.002	Raindek®	Rød	liten
	KBRDRE.003	Raindek®	Rød	medium
	KBRDRE.004	Raindek®	Rød	stor
	KBRDRE.005	Raindek®	Rød	xstor

Raindek® Long- delkontrakt 7, 1. valg



Sort



Mørk grønn



Mørk grå



Blå



Lys grå



Rød

Raindek® Long

- Regntrekket beskytter rullestolbrukere fra livet og ned til føttene, kompletteres med eget fottøy.
- Regntrekket er vindtett, vanntett, og er praktisk på lette- så vel som tunge regnværsdager.
- Teipede sømmer og lasersveiset lomme.
- Alltid for hånden, pakkes sammen i egen lomme for enkel og praktisk oppbevaring.

- Raindek er svært enkel å ta av og på seg, uten behov for å forflytte seg ut av rullestolen. Dette sparer både tid og krefter. Samtidig beholder du den trykksårforebyggende sitteputen tettest mulig på kroppen, noe som er viktig med tanke på god trykksårforebygging ved turer utendørs.

Materialer: 100% nylon med TPU membran. Silikongrep. Nylonbånd.

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Størrelse
288770	KBRDLBL.001	Raindek® Long	Sort	xliten
288771	KBRDLBL.002	Raindek® Long	Sort	liten
288772	KBRDLBL.003	Raindek® Long	Sort	medium
288773	KBRDLBL.004	Raindek® Long	Sort	stor
288774	KBRDLBL.005	Raindek® Long	Sort	xstor
289637	KBRDLB.001	Raindek® Long	Blå	xliten
289638	KBRDLB.002	Raindek® Long	Blå	liten
290102	KBRDLB.003	Raindek® Long	Blå	medium
	KBRDLB.004	Raindek® Long	Blå	stor
	KBRDLB.005	Raindek® Long	Blå	xstor
	KBRDLDG.001	Raindek® Long	Mørk grå	xliten
	KBRDLDG.002	Raindek® Long	Mørk grå	liten
	KBRDLDG.003	Raindek® Long	Mørk grå	medium
	KBRDLDG.004	Raindek® Long	Mørk grå	stor
	KBRDLDG.005	Raindek® Long	Mørk grå	xstor
	KBRDLLG.001	Raindek® Long	Lys grå	xliten
	KBRDLLG.002	Raindek® Long	Lys grå	liten
	KBRDLLG.003	Raindek® Long	Lys grå	medium
	KBRDLLG.004	Raindek® Long	Lys grå	stor
	KBRDLLG.005	Raindek® Long	Lys grå	xstor
	KBRDLLWDG.001	Raindek® Long	Mørk grønn	xliten
	KBRDLLWDG.002	Raindek® Long	Mørk grønn	liten
	KBRDLLWDG.003	Raindek® Long	Mørk grønn	medium
	KBRDLLWDG.004	Raindek® Long	Mørk grønn	stor
	KBRDLLWDG.005	Raindek® Long	Mørk grønn	xstor
	KBRDLRE.001	Raindek® Long	Rød	xliten
	KBRDLRE.002	Raindek® Long	Rød	liten
	KBRDLRE.003	Raindek® Long	Rød	medium
	KBRDLRE.004	Raindek® Long	Rød	stor
	KBRDLRE.005	Raindek® Long	Rød	xstor

Raindek® Long Parka



Sort




Blå



Raindek® Long Parka

- Vinterjakke for bena. Dette er løsningen i kaldt vær.
- Varmeposen er fylt til det maksimale med Thermolite® FL-3E 220gr.
- Beskytter rullestolbrukere fra livet og ned til føttene, kompletteres med eget fottøy.
- Svært god passform. Varmeposen sitter inntil kroppen, slik at det ikke blir noe overflødig materiale i veien.
- Raindek Parka er svært enkel å ta av og på seg, uten behov for å forflytte seg ut av rullestolen. Dette sparer både tid og krefter. Samtidig beholder du den trykksårforebyggende sitteputen tettest mulig på kroppen, noe som er viktig med tanke på god trykksårforebygging ved turer utendørs.
- Vindtett og vanntett



Materialer: 100% nylon med TPU membran. THERMOLITE FL-3E 220gr. Silikongrep. Nylonbånd.

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Størrelse
	KB.RDL.PAR.BLK.001	Raindek Long Parka	Sort	xliten/liten
	KB.RDL.PAR.BLK.003	Raindek Long Parka	Sort	medium/stor
	KB.RDL.PAR.BLK.005	Raindek Long Parka	Sort	stor/xstor
	KB.RDL.PAR.BLU.001	Raindek Long Parka	Blå	xliten/liten
	KB.RDL.PAR.BLU.003	Raindek Long Parka	Blå	medium/stor
	KB.RDL.PAR.BLU.005	Raindek Long Parka	Blå	stor/xstor

Raindek® ETX

delkontrakt 10, 1. valg, delkontrakt 12, 2. valg



Sort



Blå

Raindek® ETX

- Raindek® ETX er svært enkel å ta av og på seg, uten behov for å forflytte seg ut av rullestolen. Dette sparer både tid og krefter. Samtidig beholder du den trykksårforebyggende sitteputen tetttest mulig på kroppen, noe som er viktig med tanke på god trykksårforebygging ved turer utendørs.
- Varmepose fylt med Thermolite® T3/T-Down. Resirkulerte fibre med svært god isoleringsevne.
- Varmeposen tåler alle forhold, og holder deg varm og tørr på tur.
- Varmeposen beskytter rullestolbrukere fra livet og ned rundt føttene. Fotenden er forsterket med cordura® for økt holdbarhet.
- Svært god passform. Varmeposen sitter inntil kroppen, slik at det ikke blir noe overflødig materiale i veien.
- Vindtett og vanntett

Materialer: GEO TECH® STORM 3, THERMOLITE T-DOWN EcoMade, THERMOLITE T3 EcoMade, Cordura®

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Størrelse
288782	KBRDETX.BLK.110	Raindek® ETX	Sort	110
288783	KBRDETX.BLK.140	Raindek® ETX	Sort	140
288784	KBRDETX.BLK.002	Raindek® ETX	Sort	liten
288785	KBRDETX.BLK.003	Raindek® ETX	Sort	medium
288786	KBRDETX.BLK.004	Raindek® ETX	Sort	stor
288787	KBRDETX.BLK.005	Raindek® ETX	Sort	xstor
	KBRDETX.BLU.110	Raindek® ETX	Blå	110
	KBRDETX.BLU.140	Raindek® ETX	Blå	140
289639	KBRDETX.BLU.002	Raindek® ETX	Blå	liten
289640	KBRDETX.BLU.003	Raindek® ETX	Blå	medium
	KBRDETX.BLU.004	Raindek® ETX	Blå	stor
	KBRDETX.BLU.005	Raindek® ETX	Blå	xstor

Raindek® Raider



Sort

Raindek® Raider



- Varmebukse fylt med 100% resirkulerte PET fibre (utviklet som erstatning for dun). Den svært gode isoleringsevnen gjør at Raindek Raider holder deg varm og tørr på tur.
- Varmebuksens delte ben gjør den perfekt ved bruk av midtmontert tilbehør på rullestolen.
- Varmebuksen beskytter rullestolbrukere fra livet og ned til føttene, kompletteres med eget fottøy.
- Raindek Raider er svært enkel å ta av og på seg, uten behov for å forflytte seg ut av rullestolen. Dette sparer både tid og krefter. Samtidig beholder du den trykksårforebyggende sitteputen tettest mulig på kroppen, noe som er viktig med tanke på god trykksårforebygging ved turer utendørs.
- Vindtett og vanntett

Materialer:: GEO TECH® STORM 3, THERMOLITE T-DOWN EcoMade, THERMOLITE T3 EcoMade

HMS art.nr

Varenr.

Varebeskrivelse

Farge

Størrelse

KBRDRAD.BLK.001
KBRDRAD.BLK.003
KBRDRAD.BLK.005

Raindek® Raider
Raindek® Raider
Raindek® Raider

Sort
Sort
Sort

xliten/liten
medium
stor/xstor



ZIPPIE VARMEMPOSE

Varmeposen kan festes i rullestol, vogn eller lignende ved hjelp av festebånd på bakstykkets øvre del, og er ment til å beskytte mot kaldt klima utendørs.

Varmeposen er klargjort for belter, seler, vester, sidestøtter og fotstroppe.

Ved opphold innendørs over tid, kan frontstykket på varmemeposen løsnes helt og oppbevares separat.

SUNRISE
MEDICAL

Egenskaper

1. Vindtett
2. Vannavvisende
3. Anti-skli materiale på undersiden
4. Reguleringsmuligheter ved hjelp av snorstrammer i øvre og nedre del av varmeposens åpning
5. Festestropper og festebånd
6. Refleks
7. Klargjort for belter, vester og seler.



Zippie varmepose- delkontrakt 9, 4. valg



Sort



Zippie varmepose



- Zippie varmepose er beregnet for bruk i vogn, rullestol eller lignende.
- Zippie varmepose er vannavvisende og vattert for bruk på kalde dager.
- Varmeposen er klargjort for montering av belter, vester og seler.
- Dekker hele kroppen til opp over hodet

Materialer: Wr water repellent nylon taslan ripstoff 150 gram på oversiden, Nylon ripstopp coated 2 times på undersiden (vannavvisende). Fyll: Polyesterfiber.

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Størrelse
288775	555100	Zippie varmepose	Sort	100
288776	555110	Zippie varmepose	Sort	110
288777	555125	Zippie varmepose	Sort	125
288778	555135	Zippie varmepose	Sort	135
288779	555145	Zippie varmepose	Sort	145
288780	555160	Zippie varmepose	Sort	160
288781	555180	Zippie varmepose	Sort	180

RAINCAPE HELDEKKENDE

Raincape dekker hele kroppen fra hodet til under føttene og holder hele kroppen og sitteputen tørr. Kan trekkes over rullestolryggen for å holde denne tørr. Raincapene er laget for å tåle kraftige regnskyll.



Egenskaper

1. Pustende, vind- og vanntett
2. Cordura® forsterkning under føttene og på innsiden av ermene
3. Teipede sømmer
4. Lasersveiset oppbevaringslomme (gjelder Plus)
5. Refleks i logo
6. Opphengsløkke
7. Hette med regulering/stramming



Raincape Junior



Oransje



Blå

Raincape Junior

- Raincape Junior beskytter rullestolbrukeres overkropp, framside av ben, og føtter mot regnvær.
- Raincapen er pustende, vindtett og vanntett. Innsiden av ermene og delen som går under føttene er forsterket med cordura for bedre holdbarhet.
- Passform tillater aktivt bruk.

Materialer: GEO TECH® STORM 3, Cordura®

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Størrelse
	KBRCJO.104	Raincape Junior	Oransje	104
	KBRCJO.116	Raincape Junior	Oransje	116
	KBRCJO.128	Raincape Junior	Oransje	128
	KBRCJO.140	Raincape Junior	Oransje	140
	KBRCJO.152	Raincape Junior	Oransje	152
	KBRCJB.104	Raincape Junior	Blå	104
	KBRCJB.116	Raincape Junior	Blå	116
	KBRCJB.128	Raincape Junior	Blå	128
	KBRCJB.140	Raincape Junior	Blå	140
	KBRCJB.152	Raincape Junior	Blå	152

Raincape Plus - delkontrakt 4, eneste valg



Mørk grå



Blå



Lys grå

Raincape Plus

- Raincape Plus beskytter rullestolbrukeres overkropp, framside av ben, og føtter mot regnvær.
- Raincape Plus er pustende, vindtett og vanntett. Innsiden av ermene og delen som går under føttene er forsterket med cordura for bedre holdbarhet.
- Passform tillater aktivt bruk.
- Alltid for hånden, pakkes sammen i egen lomme for enkel og praktisk oppbevaring.

Materialer: GEO TECH® STORM 3, Cordura®

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Størrelse
288765	KBRCPDG.001	Raincape Plus	Mørk grå	xliten
288766	KBRCPDG.002	Raincape Plus	Mørk grå	liten
288767	KBRCPDG.003	Raincape Plus	Mørk grå	medium
288768	KBRCPDG.004	Raincape Plus	Mørk grå	stor
288769	KBRCPDG.005	Raincape Plus	Mørk grå	xstor
	KBRCPB.001	Raincape Plus	Blå	xliten
	KBRCPB.002	Raincape Plus	Blå	liten
	KBRCPB.003	Raincape Plus	Blå	medium
	KBRCPB.004	Raincape Plus	Blå	stor
	KBRCPB.005	Raincape Plus	Blå	xstor
	KBRCPLG.001	Raincape Plus	Lys grå	xliten
	KBRCPLG.002	Raincape Plus	Lys grå	liten
	KBRCPLG.003	Raincape Plus	Lys grå	medium
	KBRCPLG.004	Raincape Plus	Lys grå	stor
	KBRCPLG.005	Raincape Plus	Lys grå	xstor



RYGGSEKKER OG VESKER

Våre ryggsekker og vesker er laget for å sitte på rullestolens rygg eller ramme. De er funksjonelle for den urbane reisende på daglig basis. Kompakte ryggsekker og vesker inspirert av aktive brukere, forankret i en ikonisk duoton stil eller materiale. Med en kraftig konstruksjon og en generelt firkantet silhuett vil ryggsekkene og veskene passe godt på de aller fleste rullestoler. En god balanse mellom lagring, volum, vekt, utseende og brukervennlighet.



Egenskaper

Ryggsekker:

- Polstret rom til bærbar PC/tablet
- Enkelt eller dobbelt stroppefeste, passer 99,9% av alle rullestolrygger
- Forsterket bunn
- Skjulte dokumentlommer
- PE-forsterking for å beskytte bærbar PC/tablet fra ryggørene

Veske tablet:

- Polstret tabletveske
- Fleece-for
- Koblet til rammen med egen adapter

Veske Rackpack:

- Ideell for små gjenstander
- Flipp overdelen opp og bort for enkel tilgang
- Koblet til rammen med egen adapter

Ryggsekk reise:

- Delt veske/flipp opp-åpning for enkel tilgang
- Rom og lommer på innsiden
- Separat polstret lomme til bærbar PC/tablet
- Enkelt eller dobbelt stroppefeste, passer 99,9% av alle rullestolrygger
- Forsterket bunn
- Skjulte dokumentlommer
- PE-forsterking for å beskytte bærbar PC/tablet fra ryggørene
- Håndtak på topp og side
- Kabellomme
- Frontlomme
- Flaskeholder



Ryggsekk kort



Sølv/sort



Gråmelert

Materialer: Vanntett nylon 600D med PU overflatebehandling, 210D nylon for, 100% nylon bånd, Cognac lær glidelåshemper, fleece-for i lomme for bærbar PC.



Ryggsekk kort



Grønn/sort



Blå/sølv

HMS art.nr

Varenr.

Varebeskrivelse

Farge

Størrelse

KB.B.BRBS.SB.15
KB.B.BRBS.GB.15
KB.B.BRBS.BS.15
KB10006

Ryggsekk kort
Ryggsekk kort
Ryggsekk kort
Ryggsekk kort

blå/sølv
grønn/sort
sølv/sort
gråmelert

15L
15L
15L
15L

Ryggsekk



Materialer: Vanntett nylon 600D med PU overflatebehandling, 210D nylon for, 100% nylon bånd, Cognac lær glidelåshemper, fleece-for i lomme for bærbar PC. Dimensjoner: 48x30x9cm, 15L.

HMS art.nr

Varenr.

Varebeskrivelse

Farge

Størrelse

KB.B.BRB.SB.15

Ryggsekk

sølv/sort

15L



Ryggsekk Reise



Materialer: Vanntett nylon 600D med PU overflatebehandling, 210D nylon for, 100% nylon bånd, Cognac lær glidelåshemper, fleece-for i lomme for bærbar PC. Dimensjoner: 47x32x20cm, 30L.

HMS art.nr

Varenr.

Varebeskrivelse

Farge

Størrelse

KB10004

Ryggsekk reise

gråmelert

30L





Veske RackPack

Dimensjoner: 15x21x7cm

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge
	KB10003	Veske Rackpack	gråmelert



Veske Tablet

Dimensjoner: 26x19x5cm

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge
	KB10002	Veske tablet	gråmelert



Adapter veske

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse
	KBCA	Adapter

Materialer: Vanntett nylon 600D med PU overflatebehandling, 210D nylon for, 100% nylon bånd, Cognac lær glidelåshemper, fleece-for i lomme for bærbar PC.



Størrelsesguide

Alle mål er ca. mål - vi er alle ulikt proporsjonert. Benytt tabellen som en veileder til å finne din størrelse. Alle mål er i cm.

Raindek®/Raindek® Long

	xliten	liten	medium	stor	xstor
Høyde	<160	161-170	171-177	178-184	185-195
Liv	<70	71-80	81-90	91-100	101-110

Raindek® Long Parka/Raider

	xliten/liten	medium/stor	stor/xstor
Høyde	<170	170-183	184-192
Liv	<80	81-95	91-108

Raindek® ETX

	110	140	liten	medium	stor	xstor
Høyde	<110	110-140	140-165	160-170	170-185	180-195
Liv	<60	50-70	60-80	70-90	80-100	90-110

Raincape Junior

	104	116	128	140	152
Høyde front*	97	100	104	104	109

*fra hals og ned til føttene

Raincape Plus

	xliten	liten	medium	stor	xstor
Lenge front*	104	116	124	137	148
*fra hals og ned til føttene					
Høyde	<150	150-165	160-175	170-180	180-195





MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON

Viken (HMS Østfold)

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Buskerud, inkl Asker)

Tarje Risbøl Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Tarje Risbøl (Bærum) Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 48044408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (HMS Sør-Tr.lag)

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (HMS Nord-Tr.lag)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 94869170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål.

Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no