

## explorē 5

### Den lille robuste store forstørrelsen



**CANTEC**

- helping people



### Se mye, oppdag mye.

Liten men stor, er ordene man kan bruke om om Explore 5HD. Den lille, men skarpe skjermen gjengir objektene du vi forstørre med et sylskarp og kontrastfylt bilde du kan forstørre til ønsket størrelse

### Utrolig bildekvalitet i en robust innpakning

Explore 5HD er designet med tanke på ett moderne uttrykk samt at enheten skal kunne brukes hvor enn du går eller er. Med Explore 5HD kan du se ting på kortere avstand, nær og for lesing samt fryse tekstbildet som du kan føre opp i passe avstand og deretter forstørre. Explore 5HD er også designet for hverdagslig bruk og tåler en støyt.

## 1-2-3, klar til bruk

Explore 5HD er klar til bruk så fort du åpner den, være seg å slå den på, eller felle ut håndtaket og den slår seg på automatis.



Explore 5HD tar liten plass og passer de fleste væsker eller jakkelommer. Den er lett og føles aldri som noe besvær å ta med seg over alt være seg på restaurant, i selskap, på teater, hjemme eller hvorenn du er.

---

### Tekniske data

---

- Ergonomisk overlegen design: Liten, lett og bildeskarp.
- Suveren bildekvalitet: 5 mph
- Bilde galleri: Kan lagre opp til 1000 bilder.
- Forstørring: 2 -22x
- Vekt: 0,228 kg
- Mål: 9x14x2 cm
- Bruktid batteri: 3,5 timer

## Cantec AS

Postadresse:  
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

[bestilling@cantec.no](mailto:bestilling@cantec.no)

[www.cantec.no](http://www.cantec.no)