

# Arbeidsstoler

Luna G2

# HEPRO



Mestring · Trygghet · Trivsel

# HEPRO Luna

Hepro Luna er en arbeidsstol designet til personer med nedsatt styrke og funksjon. Stolen skal bidra med avlastning slik at du kan utføre arbeidsoppgaver i hjemmet. Stolen er komfortabel og konstruert for å gi best mulig støtte i korsrygg og sete.

Stolen har mange reguleringsmuligheter for å gi hver bruker størst mulig utbytte av stolen. Ryggen er konstruert for å sikre støtte, men skal også gi komfort til bruker. Stolen er utviklet for god fleksibilitet og mobilitet. Den har mange individuelle reguleringsmuligheter og funksjoner som tar hensyn til ulike behov.



## Luna G2 Liten og G2 Stor

En arbeidsstol med manuelt seteløft, tiltfunksjon og ergonomisk sete. Med Hepro Luna får du kompromissløs ergonomi kombinert med innovasjon og design. Kontorstolen er lett å tilpasse ulike behov.

Små justeringer gjør stolen unikt tilpasset deg, og stolens funksjoner hjelper deg å oppnå en aktiv sittestilling og bedre ytelse i en arbeidssituasjon.

### Rangering 4 Post 2

Produktnavn	Hepro Luna G2 Liten	Hepro Luna G2 Stor
Setepute, bredde	45 cm	46 cm
Setedybde	44 - 48 cm	48 - 53 cm
Setehøyde	45 - 60 cm	45 - 60 cm
Seteløft	manuell	manuell
Gassfjær beregnet for brukervekt	40-165 kg	40-165 kg
Vinkelregulering sete, forover	6 °	6 °
Vinkelregulering sete, bakover	7 °	7 °
Seterotasjon (ja/nei)	ja	ja
Ryggpute, bredde	43 cm	45 cm
Ryggpute, høyde	43 cm	46 cm
Rygghøyde	39 - 45 cm	37 - 46 cm
Ryggfasjon	Aktiv	Passiv
Vinkelregulering rygg (ja/nei)	ja	ja
Høyderegulering rygg (ja/nei)	ja	ja
Armlene, bredde	9 cm	9 cm
Armlene, lengde	35 cm	35 cm
Armlenehøyde	18 - 25 cm	18 - 25 cm
Bredde mellom armlener	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Fotstøtte (ja/nei)	ja	ja
Brems mot gulv (ja/nei)	nei	nei
Brems mot hjul (ja/nei)	ja	ja
Stolens største utvendige bredde (begge armlener justert helt ut)	78 cm	80 cm
Stolens største utvendige bredde (begge armlener justert helt inn)	60 cm	60 cm
Brukervekt (maks.)	165 kg	165 kg
Totalvekt	29 kg	30 kg
Beregnet på barn(ja/nei)	nei	nei
Standard stoff	Kvadrat Relate	Kvadrat Relate
Artikkel nr.	32511	32512
HMS nummer	292200	292201

## Tiltfunksjon

Tiltfunksjonen bidrar til variasjon og bevegelse. I en arbeidssituasjon er det lett å havne i en framoverlent og statisk sittestilling som fører til nedsatt sirkulasjon i kroppen. Med tiltfunksjonen i åpen posisjon vil stolen følge kroppens bevegelser helt tilbake i avslappet sittestilling som åpner luftveiene, strekker ut overkroppen og gir god sirkulasjon. Bevegelse bidrar også til variasjon som letter presset på de utsatte trykkpunktene og gir god blodgjennomstrømning i bekken, hofter og lår.



# Tilbehør

## Hepro Luna

Artikkel nr.	HMS nr.	Produktnavn
32700	268341	Amputasjonsbenstøtte høyre
32701	268342	Amputasjonsbenstøtte venstre
32702	268390	Fotplate 1/4 fotring
32705	268323	Benstøtte teleskop, delt fotplate, 32 - 56 cm regulering
32706	268348	Benstøtte, lengde kompenserende, venstre komplett
32707	268349	Benstøtte, lengde kompenserende, høyre komplett
32708	268321	Benstøtte teleskop, hel fotplate, 32 - 56 cm regulering
32709	268359	Leggstøtte, høyre/venstre
32710	268357	Ledsagerhåndtak
32641	292208	Inkotrekk Luna Liten
32642	292207	Inkotrekk Luna Stor
32715	268392	Bremsspake, x-lang

Benstøtte - delt



Benstøtte - hel



Leggstøtte



Leggstøtte



Ledsagerhåndtak



Bremsspake



Fotplate

# Gjeldende vilkår for arbeidsstoler

Hepro AS er levende opptatt av funksjonelt design og kvalitet.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, følger bransjespesifikke standarder og forskrifter.

## Miljøansvar

Vi setter miljø og klima i fokus i hele vår virksomhet. Alle våre produkter er produsert av gjenvinnbare materialer. Vi har fokus på å redusere vår belastning på det ytre miljø, gjennom systematisk og kontinuerlig miljøarbeid. Hepro AS er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015 og er godkjent som grønt punkt. Miljøregnskap pr. produkt kan rekvireres fra oss.

## Tester

Produktene er CE-merket etter 93/42 EØS og følger standard NS-EN 12182 (Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav og prøvingsmetoder).

Stoler med manuelt løft er testet av akkrediterte laboratorier etter følgende standarder:

- NS-EN 1335-1, 2:2018
- NS-EN 1021-1 :2014
- NS-EN 1021-2 :2014

Stoler med elektrisk løft er testet av akkrediterte laboratorier etter følgende standarder:

- EN 1335-1, 2:2018
- NS-EN 1021-1:2014
- NS-EN 1021-2:2014
- NEK EN 60601-1
- NEK IEC 60601-1-2

## Stoff

Standard stoff er Kvadrat Relate.

Slitestyrke: 80 000 MD.

Hepro AS tilbyr flere ulike stoffer gjennom Hepros stoffprogram. Stoffprogrammet gjelder bare ved privatkjøp. Alle våre stoffer/skinn har 5 års garanti ved normal bruk (8 timer/dag). Garantien forutsetter normalt renhold av stolen og stoffet/skinnet. Normal stoffslitasje er unntatt og dekkes ikke av garantien.

## Leveransevilkår

Hepro AS tilstreber rask levering til våre forhandlere. Vårt standardsortiment er normalt klart til forsendelse fra vår fabrikk innen 10 dager. Dersom kunden har spesielle ønsker for sin arbeidsstol leverer vi fra vår fabrikk innen fire uker.

## Transportskader

Om skade på gods kan antas ha inntruffet under transport, så skal mottakeren/kjøperen melde skaden til transportør umiddelbart og senest innen 7 dager etter at varen er mottatt.

## Produktgaranti

Det er ulike produktgarantier på de ulike hovedproduktene.

Felles for vår produktgaranti: Garantien gjelder fra leveringsmåned og omhandler fabrikkasjonsfeil, materialer, eller konstruksjon under forutsetning at produktet brukes normalt. Garantien gjelder: sending av deler til forhandler. Arbeid og andre kostnader knyttet til f.eks. sending til sluttkunde, reparasjon må dekkes av forhandler.

For ytterligere informasjon, vær vennlig og kontakt oss eller se vår hjemmeside [hepro.no](http://hepro.no).

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre eventuelle produkt- og eller prisforandringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil.

## Mestring • Trygghet • Trivsel

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset dine individuelle behov.