



GTP1

Transferplattform

Enkel, komfortabel og sikker forflytning i stående stilling

Guldmann GTP1 Transferplattform er et manuelt mobilt arbeidsredskap som letter forflytningen av stående og delvis selvhjulpne brukere.

Ved å delta aktivt i forflytningen får brukeren mulighet til å benytte og trene sin egen muskelfunksjon og balanse. Plattformen er robust og stabil, og gir støtte og trygghet under korte stående forflytninger. Ved behov kan et Transfer-belte brukes som ekstra støtte og trygghet under den stående forflytningen.

Typiske forflytningsoppgaver med forflytningsplattformen:

- til og fra toalett/toalettstol
- til og fra dusjstol
- trening på å reise seg / sette seg ned (mobilisering)
- vedlikehold av ståfunksjon (mobilisering)

Enkel og sikker å manøvrere

Forflytningsplattformen er lett å manøvrere og tar lite plass. Den kan skyves, trekkes og roteres rundt sin egen akse. Det gjør den svært enkel å manøvrere selv i små rom.

Fleksibel og effektiv

Guldmann forflytningsplattform kan brukes i alle helsefaglige miljøer, og sikrer aktiv og trygg stående forflytning av brukeren, samt sikkert og ergonomisk arbeidsmiljø for hjelperen.

Forflytningsplattformen er lett å transportere mellom ulike steder, for eksempel ved hjemmepleie, siden over- og underdelen enkelt kan skilles fra hverandre og transporteres i to deler.

Maks vektkapasitet 175 kg.



Produktdetaljer



Multigrip-håndtak

Håndtaket, som har en myk og sklisikker overflate, er ergonomisk utformet med buede grep i tre høyder. Det gir både bruker og hjelper mulighet til å velge det beste stedet å holde fast, og de tre håndtakene kan brukes som «stige» når brukeren reiser seg eller setter seg.



Fotplate med lav innstigningshøyde

Fotplaten er fremstilt i formstøpt aluminium med sklisikker overflate. Innstigningshøyden på bare 30 mm, og fotplaten form betyr at den kan plasseres svært nær f.eks. rullestol eller toalett. Den lave innstigningshøyden gjør det enkelt for brukeren å få føttene opp på fotplaten.



Regulerbar leggstøtte

Den regulerbare leggstøtten har myk polstring som gir god og behagelig støtte for brukeren. For å oppnå best mulig støtte kan leggstøtten raskt og enkelt justeres i høyden og dreies (tiltes) ved hjelp av easy-grip-funksjonen.



Sentral brems

Den fotbetjente bremsen er plassert sentralt, og låser begge hjulene samtidig. Bremsen har en fargekode, så det fremgår tydelig om den er låst eller ikke.



Transfer-belte

For ekstra støtte og trygghet under forflytning. Plasseres rundt brukerens overkropp og festes på det sentrale grepet på multigrip-håndtaket på forflytningsplattformen. NB – Transfer-beltet skal ikke brukes til å reise opp brukeren.



Klargjort for gjenbruk

Glatte overflater og solid konstruksjon gjør at forflytningsplattformen er lett å rengjøre og velegnet til gjenbruk. Forflytningsplattformen er klargjort for enkel kildesortering og resirkulering av materialer etter endt levetid.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Norge
Tel. +47 9060 0130
smy@guldmann.com
www.guldmann.no