

magic
Mobility™

Extreme X8

**INGEN
HINDRINGER**



TAILORED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
DESIGNED

Extreme
X8™

EXTREME X8

- Suveren framkommelighet
- Kort og kompakt for enkel manøvrering
- Trygg og stabil løsning for utendørs kjøring – også for ledsager

Extreme X8 er mer enn en vanlig elektrisk rullestol! Uansett hvor ferden går, gir Extreme X8 deg en følelse av trygghet. Visshet om at du ikke kjører deg fast, er noe du setter pris på enten du kjører stolen selv eller du kjører som ledsager. På grunn av enkel manøvrering egner Extreme X8 seg også godt for ledsagerstyring.

Elektriske setefunksjoner som tilt, benstøtter og ryggvinkel gir suveren sittekomfort. Seteløft på 30 cm gir større rekkevidde og mulighet for enda flere aktiviteter.





MAGIC MOBILITY EXTREME X8

En kort og kompakt ramme gjør Extreme X8 suveren også i bymiljøet. Skal du ta tog, buss, T-bane eller transportere Extreme X8 i et kjøretøy vil du bli imponert over hvor enkel den er å manøvrere.

Roterer rundt
sin egen akse



Understellet gir svært god kontakt med underlaget. Extreme X8 tar seg enkelt og trygt over hindre og vanskelige partier.

I ekstra krevende terreng kan Extreme X8 kjøres på samme måte som en beltevogn ved bruk av Styrelåsfunksjonen.

360°



MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Extreme X8 tar deg ikke opp Galdhøpiggen - men vi kan love deg trygg og enkel ferdsel over de fleste andre hindre du måtte møte på din vei.



UNDERLAGET SPILLER INGEN ROLLE

Sand, snø, gjørme eller vått gress - det spiller liten rolle - Extreme X8 tar deg trygt frem uansett underlag.

4-hjulstrekk gir kontrollert kjøring over hindringer og i hellende terreng.

Extreme X8 gir først og fremst en sikkerhet for at du kommer trygt og enkelt frem dit du skal. Få nye opplevelser, oppdag spennende steder og delta i aktiviteter du tidligere ikke trodde var mulig.

LA STOLEN JOBBE FOR DEG

Våre rullestoler benyttes på gårder, i stallen og i nasjonalparker - og gir personer muligheten til å fortsette å arbeide.

OPPLEV KJØREEGENSKAPENE!

Ta kontakt for en prøvetur – vi garanterer smil!



*Må ikke kjøres gjennom vann.

«Vi har utviklet tilpassede rullestoler i over 25år, for at du skal kunne leve det livet du ønsker»

Ashley Daff
R&D Director



«Jeg hadde knapt fått utlevert stolen før jeg kjørte ut i skogen og på stranden! En drøm gikk i oppfyllelse og antagelig en av de beste opplevelsene jeg noen gang har hatt - absolutt frihet.»

Nick
New South Wales

DIT DU VIL

Ekstra stort dekkvolum gjør at vibrasjoner og støt absorberes i understellet og gir bedre kjørekomfort.

UTENDØRS, MEN OGSÅ MYE MER

Extreme X8 er kollisjonstestet og godkjent som sete i kjøretøy. Dersom du har behov for det finnes det også løftefester for enkelt å heise hele stolen med kran!



MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Extreme X8 byr på det lille ekstra med et stort tilbehørsprogram inkludert blant annet alternative styringer, seteløsninger og sitteputer.

Tekniske spesifikasjoner:*

- Lengde: 1030 mm
- Bredde: 710 mm
- Setehøyde: fra 470 mm med løft/tilt
- Brukervekt: 155 kg med løft/tilt
- Max fart: 10 km/t
- Motor: 4x700 W Gear in Line
- Hjul: Off-road (145/70-6) sort
- Gel batterier
- Penny and Giles joystick med LCD skjerm (R-Net)
- 24V LED Lys kit

Seteinnstillinger:

- Setebredde Rehab sete: 300 - 610 mm.
- Setedybde Rehab sete: 305-560 mm
- Elektriske funksjoner: 300 mm seteløft, tilt 45°, ryggvinkling 90° - 160°, elektriske benstøtter
- Midtstilt el benstøtte med fotplate
- Sete og rygg justeres for optimal posisjonering

Tilbehør:

- Bryterpanel for setefunksjoner
- Framoverfellbar rygg
- Punkteringssikre dekk
- 12V tilbehørsstøpsel og 2 x USB lader
- Alternative benstøtter både manuelle og elektrisk justerbare
- Fotplater: hel eller todelt, fast/oppsvingbar/vinkeljusterbar
- Ulike hodestøtter
- Stort utvalg av armlenepads, seler og belter
- Bagasjebærer, kroker for veske, seteveske, sikkerhetsbokser, bord, holder for oksygenflaske
- Spesial joysticker, ledsagerstyring, hode-, hake-, fot-, sug/blås-styringer, omgivelseskontroll
- Kollisjonstestede fester for kjøretøy
- RAM® monteringsystem for nettbrettholder, mobiltelefonholder, kameraholder og koppholder

Basis varianter:



RØDE DEKSLER OG SØLVFELGER



SORTE DEKSLER OG SØLVFELGER

*Spesifikasjoner kan endres, sjekk vår webside for gjeldende versjon.
Merk: Extreme X8 har elektriske motorer og må ikke kjøres gjennom vann, elver og bekker.

MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON

Viken (HMS Østfold)

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Buskerud, inkl Asker)

Tarje Risbøl Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Tarje Risbøl (Bærum) Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 48044408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (HMS Sør-Tr.lag)

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (HMS Nord-Tr.lag)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 94869170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål.

Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no