

- Dynamisk sitteenhet
- Standard og individuell
- For barn og voksne

September 2023



# ANATOMICO MOTION

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

## Anatomic Motion - Standard og Individuell

Kroppen er ikke laget for å sitte stille i lange perioder, men må ha mulighet til å bevege seg. De fleste av oss endrer stilling ofte når vi sitter, men for personer med bevegelsesutfordringer kan dette være svært vanskelig. Derfor har vår erfaring med dynamiske sitteenheter gitt brukere mer frihet når de sitter i våre stoler.



Sammen med Anatomic Sitt i Sverige har vi utviklet et produkt som viderefører de gode produkt-erfaringene vi har gjort oss, og tar dynamisk sittende til et enda høyere nivå.

Anatomic Motion standard finnes i 10 størrelser fra sittedybde på 25 cm og opptil 55 cm. Sitteenheten kommer med hel sittepute som er anatomisk utformet med sittegrep og benføring.



Anatomic Motion Standard montert på Guppy G2 rullestolunderstell



## Anatomic Motion - Individuell

Anatomic Motion Individuell blir laget etter mål eller etter avstøpning av kroppen. Sitteenheten gir større muligheter for tilpasning ved asymmetri.

Sittedelen har bendelere som individuelt kan dybdejusteres og abdukeres. Fotbrettene følger bendelerne og kan også individuelt justeres i høyde og vinkel.

Anatomic Motion Individuell montert på Guppy G2 rullestolunderstell



Anatomic Motion følger personens bevegelser i hofte- og kneledd. Motstanden i både hofte- og kneledd kan tilpasses den enkeltes behov. I kneleddet sitter det en gassfjær som gjør at bevegelsen tilbake til utgangsposisjonen er dempet. Dette gjør bevegelsen tilbake kontrollert og behagelig. Motstanden i hofteleddet kan også tilpasses med tanke på kraft og styrke hos personen.

Ved ekstensjon er sitteenheten utviklet og designet slik at hodets stilling beholder sin posisjon så likt som mulig som utgangsposisjonen. Dette gjør at man kan være mer interaktiv i ulike situasjoner.



Det er mulig å låse den dynamiske funksjonen i kneleddet i ønsket posisjon, ved å bruke gantergrepet som sitter på utsiden av trekket ved kneleddet.

## Unik ryggdel med mange justerings- og reguleringsmuligheter

Ryggdelen kan trinnløst reguleres i hoftevinkel for å kunne tilpasses optimalt. Reguleringen kan også gjøres mens noen sitter i stolen. Er det vanskelig for en person å sitte i 90° så kan hoftevinkelen enkelt åpnes slik at vinkelen passer bedre, uten at det går utover bevegelsesutslaget.

Ryggdelen har også en gassfjær som demper en hard stopp av strekkbevegelsen for personen, selv når seteryggens fulle bevegelsesutslag er tatt ut.



Trinnløs regulering av sidestøtter i høyde, bredde og vinkel. For å regulere sidestøttene, løsnes gantegrepene på baksiden av ryggen og låses i ønsket posisjon.



Lett synlig skrubolt for å låse den dynamiske bevegelsen i hofteløddet



Utløserpak for regulering av hoftevinkel



Utløserpakken i sikret posisjon



Anatomic Motion Individuell avbildet med windswept stilling



Anatomic Motion Individuell avbildet med abduert stilling

Anatomic Motion Individuell sine bendelere har mange justeringsmuligheter og kan tilpasses hvert unike behov. Bendelerne kan abdueres og dybdejusteres individuelt. I tillegg har bendelerne mulighet til å justere sittegroppen individuelt.



Alle Anatomic Motion sitteenhetene kan monteres på rullestolunderstell, inneunderstell eller elektriske understell.

Anatomic Motion individuell til venstre er avbildet med Flipper G2 str. 2 el. tilt hev/senk understell.

## Anatomic Motion - størrelser

	<b>Str. 0</b>	<b>Str. 1</b>	<b>Str. 2</b>	<b>Str. 3</b>	<b>Str. 4</b>	<b>Str. 5</b>	<b>Str. 6</b>	<b>Str. 7</b>	<b>Str. 8</b>	<b>Str. 9</b>
Setedybde min.	25 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm
Setedybde maks.	30 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm
Setebredde	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Rygghøyde min.	37 cm	37 cm	42 cm	47 cm	47 cm	52 cm	57 cm	57 cm	62 cm	62 cm
Rygghøyde maks.	46 cm	46 cm	50 cm	56 cm	56 cm	60 cm	66 cm	66 cm	70 cm	70 cm
Vekt	20 kg	20 kg	20,5 kg	20,5 kg	21 kg	21 kg	21,5 kg	21,5 kg	22 kg	22 kg

Anatomic Motion Individuell lages etter mål

Anatomic Motion og Anatomic Motion Individuell kan monteres på følgende prisforhandlede understell:

- Flipper G2 Manuell
- Flipper G2 El.
- Flipper G2 El./tilt
- Flipper Flex G2 Manuell
- Flipper Flex G2 El.
- Flipper Flex G2 El./tilt
- Guppy G2 str. 1-4
- Seabass G2 str. 1-3

