

- For større sittesystem
- Passer de fleste sittesystemer på markedet
- Krastestet og godkjent

Februar 2022



# ZITZI SEABASS G2

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne



## Zitzi Seabass G2

### For større sittesystem

#### Med tyngdepunktet på rett sted

Understellet kan gi et optimalt tyngdepunksforhold uavhengig av hvilket sittesystem som brukes. Setedybden kan justeres veldig enkelt og rammen har mange drivhjulsposisjoner for best balanse.

Seabass G2 kan utstyres med et stort antall forskjellige hjul avhengig av behov og ønsker.

#### Universal

Seabass G2 er utviklet for å passe til de fleste sittesystemer på markedet.

### Hjul

For å tilfredsstille brukers behov og ønsker, tilbys 5 forskjellige størrelser på drivhjul. Velg mellom 12, 16, 20, 22 og 24 tommer hjul. Alle drivhjul har quick-releasefunksjon og fins tilgjengelig både med luft eller fast. Velg alternativet E-drive og rull selv eller med motor.

### Krasjtestet og godkjent

Seabass G2 er krasjtestet og godkjent i henhold til ISO 7176-19 for 135 kg og Hi-testet i henhold til ISO 10542.

### Fakta Seabass G2

<b>Størrelser</b>	3 størrelser
<b>Hjul</b>	12", 16", 20", 22" og 24"
<b>Belastningsvekt</b>	135 kg
<b>Tilt</b>	0° til 35°/-7° til 28°
<b>Setehøyde</b>	41/46 cm
<b>Farge</b>	Matt svart
<b>Vekt</b>	20 kg
<b>Krasjtestet</b>	Ja - godkjent



**Bildet viser**  
Seabass G2 str. 1 med  
16" hjul og tilbehør.

**Vinkeljusterbar kjørebøyle**  
Unikt design for bekvem håndtering.

**Brems**  
Doble låsbare bremsehåndtak  
til trommelbremsenes drivhjul.

**Tiltregulering**  
Vippefunksjonen til  
understellet reguleres  
enkelt på kjørebøylen.

**Armstøtte**  
Svingbare armstøtter med mange  
justeringsmuligheter og flate eller  
skålede armstøtteplater.

**Transportfeste**  
Godkjent for transport.

**Flat seteplate**  
Ferdige spor for en enklere  
montering av adaptersystem.

**Ulike hjul**  
For å passe  
ulike behov.  
Utstyrt med  
quick-release  
for å enkelt  
demontere og  
montere  
drivhjulene.

**Y-ramme**  
For å unngå problemer  
mellom fotstøtte og hjul.

**Tippesikring**  
Reduserer  
velterisiko bak.



En fleksibel måte  
for forflytning.

**Svingbare hjul**  
Tilgjengelig i forskjellige størrelser  
og design, og kan utstyres med  
retningslås.

**Fleksible fotstøtter**  
Flere ulike fotstøtter med hel eller  
delt fotplate og mange justerings-  
muligheter, samt tilbehør som  
leggstøtte, fotbrett, polstring,  
fotreim etc.

## Tilbehør - Zitzi Seabass G2



Transportfeste



Tippesikring



Armstøtte



Svinghjul 6"



Svinghjul 7"



Drivhjul 12"/16"



Drivhjul 20"/22"/24"




E-drive 16"



E-drive 20"



Sprutebeskyttelse  
20"/22"/24"



Parkeringsbrems



Hel fotstøtte



Delt fotstøtte



Leggstøtte



Adaptersystem  
Universal

## Tekniske data - Zitzi Seabass G2

Produktdata	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Maks. belastningsvekt (bruker+seteenhet)	135 kg	135 kg	135 kg
Setehøyde (lav/standard)	41/46 cm	41/46 cm	41/46 cm
Lengde (B)*	69 - 77 cm	69 - 77 cm	69 - 77 cm
Bredde (A)**	58 cm	63 cm	68 cm
Innvendig rammebredde (C)	35 cm	40 cm	45 cm
Innvendig bredde drivhjul	48 cm	53 cm	58 cm
Innvendig bredde svinghjul (D)	44 cm	49 cm	54 cm
Seteplate (E/F) (bredde/dybde)	30/36 cm	30/36 cm	30/36 cm
Vekt	19 kg	20 kg	20 kg
Tilt	0 <sup>0</sup> -35 <sup>0</sup> /-7 <sup>0</sup> -28 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup> -35 <sup>0</sup> /-7 <sup>0</sup> -28 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup> -35 <sup>0</sup> /-7 <sup>0</sup> -28 <sup>0</sup>

\* Lengden endres avhengig av valg av drivhjul og drivhjulsposisjon. 12" er den korteste og 24" er den lengste.

\*\* Angitt bredde viser de bredeste dimensjonene til understellet. Det avhenger av drivhjul, sprutebeskyttelse og drivringer.

Med 16" drivhjul er stolen bredest ved drivhjulene.  
Med E-drive øker bredden med 9 cm.

Alle mål er tatt med respektive størrelser i standardformat. Standard ramme og 16" hjul.

