

  
**zippie**<sup>®</sup>  
Explore your world!



# Zippie RS

PATENTERT  
"ROTATION-IN-SPACE"  
TEKNOLOGI



# STOLEN MED TYNGDEPUNKTET SOM HJELP TIL POSISJONERING



→ "Rotation-in-Space"-  
teknologien gir inntil 45°  
tilt med en kort base.



## ROTATION-IN-SPACE

Seterammen roterer rundt brukerens tyngdepunkt, noe som gir full stabilitet i alle posisjoner, selv i den kortest mulige rammen.

Du får en myk og kontrollert tilt på inntil 45°.



Oppbevaringsboksen kan benyttes også i fullt tiltet posisjon

Den nye **Zippie RS "Rotation-in-Space"** rullestolen er designet for å kunne gi mange varianter av posisjoner for å tilfredsstille ulike behov på en enkel måte. For å kunne gi brukere riktig posisjon ved trykkavlastning, respirasjon, spisesituasjoner og for å øke den visuelle kontakten med omverdenen, er det behov for et stort antall ulike posisjoner. Denne stolen er svært lett å endre posisjoner på, også med tyngre brukere i stolen. Hyppig endring av posisjon er svært viktig for de som selv ikke kan foreta vektskifte.





# DESIGNET FOR ENKEL JUSTERING

De mange mulighetene for justering gjør det enkelt å tilpasse Zippie RS til brukeres individuelle behov.

---

## SETEDYBDE-JUSTERING

Setedybden kan justeres fra 37,5 cm til 45 cm. En nyttig egenskap for å følge barnets vekst, eller for å kunne tilpasse eventuelle progressive lidelser



---

## TYNGDEPUNKTSJUSTERING (COG)

Det finnes to mulige innstillinger for tyngdepunktet for å kunne tilpasse stolen til ulike karakterer; aktiv eller passiv. Den passive innstillingen gir en tippesikker rullestol. Den aktive stillingen gjør stolen enklere ved manøvrering og gir en kort base. Drivhjulbraketten gir også mulighet for justering av setehøyde bak med inntil 8 cm.



---

## RYGGVINKLING

Ved valg av regulerbar ryggvinkling gir stolen enda flere posisjoneringsmuligheter. Studier viser hvor viktig det er for visse diagnoser å få maksimal trykkavlastning/trykkfordeling, noe som kombinasjonen av tilt og ryggvinkling vil gi.

---

## KJØREBØYLEN ER HØYDE- OG VINKELREGULERBAR

For bedre betjening av stolens funksjoner, er kjørebøylen høyde- og vinkelregulerbar for å kunne tilpasses den enkelte ledsager.



---

## HEL FOTPLATE

Fotplaten er vinkel- og høyderegulerbar. Den har flip-up mekanisme for å få den ut av veien ved f.eks. forflytninger. Den er også utstyrt med hælstopper. Full fleksibilitet er nøkkeldet.

---

## UTSVINGBARE BENSTØTTER

Utsvingbare benstøtter i rammens farge eller i kompositt (svart). Festemekanismen gir mulighet for en justerbar abduksjon på inntil 7 cm per side. Delte, oppfellbare fotplater.

→ 3dje parts setesystemer kan enkelt tilpasses.



# Zippie RS



ZIPPIE RS egner seg meget godt for montering av Jay-rygger og puter.

ENKEL TILPASNING AV ULIKE SITTESYSTEMER



# SMART UTVALG AV TILBEHØR TIL ZIPPİE RS

For ytterligere informasjon om valgmuligheter, vises til bestillingskjema for Zippie RS.



## Trapez adapter

Kollisjonstestet trapez-adapter for å koble sammen seterammen og sitteenheten. Dobbel låsemekanisme gir mer styrke og sikkerhet i bilen.



## Seteskill feste

Festepunkter i ryggens ramme gir godt feste for sitteenheter som faste rygger og/eller seteskill som er individuelt tilpasset. Festene gir god stabilitet og med glidemekanismen fungerer også ryggvinkling på beste måte.



## Oppbevaringsboks

Under setet er det mulighet for en oppbevaringsboks. Praktisk dersom man ønsker å frakte med seg utstyr eller personlige eiendeler. Tilt-mekanismen forringes ikke av at denne boksen monteres.



## Klesbeskytter med skjerm

Dekker 22" og 24" drivhjul. Holder seg i riktig stilling alle tilt-posisjoner.



## Høydejusterbart armlen

Sørger for enkel forflytning og god armstøtte med lav egenvekt.



## Standard brems

Mulighet for tilleggsbrems for ekstra sikkerhet slik at stolen holder seg i ro når den skal. Stolen leveres som standard med trommelbrems/ledsagerbrems.



## Vippestuss

En smart løsning for enklere å komme over hindringer som fortauskanter etc.



## Tippesikring

Sørger for sikkerhet mot tipping bakover uten å tilføre veldig mye vekt. Tippesikringen kan enkelt felles opp manuelt.



## Festebraketter

Festebraketter for feste av øvrig utstyr i dimensjonen 15 x 15 mm diameter. Kan benyttes for benstøtter, armlen og hodestøtter. Gir mulighet for å montere spesial-løsninger på stolen.

# TEKNISKE DATA

Maks. brukervekt:	125 kg
Setebredde:	30 – 40 cm
Setedybde:	37,5 – 45 cm
Setehøyde:	43 – 52 cm
Ryggvinkling:	0° to +30° or -5° to +25°
Tilt in space	-5° to +40°
COG/Tyngdepunkt:	Aktiv og passiv
Svinghjul:	6"/7"/8"
Drivhjul	16"/22"/24"
Totalvekt:	fra 18 kg
Rammefarger:	27 farger
Kollisjonstestet:	Ja



For ytterligere informasjon om produktet og ulike valg, viser vi til vårt bestillingsskjema eller vår webside. Du kan se dette dokumentet i et større format via pdf-filen på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## Sunrise Medical AS

Delitoppen 3  
N-1540 Vestby  
Tlf.: +47 66 96 38 00  
Fax: +47 66 96 38 80  
E-post: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)