



# Justerbare belter

for alle typer sitteenheter

# Belte Large

Justerbart Belte Large m/2 innfestninger som festes rundt begge beina samlet.  
Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.

---

- Polstret bredt belte med jekkestropper for komfort og justeringsmuligheter.
- Ett belte som er sammenkoblet og festes rundt begge beina samlet.
- Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.
- Ta kontakt for en løsning tilpasset ditt behov.
- Art.nr: EP210003



# Eksempler på bruk

Belte Large m/2 innfestninger kan benyttes på flere produkter. Her er noen utvalgte eksempler vist i bruk på rullestol og Spike. Art.nr: EP210003



# Belte Medium

Belte Medium m/2 innfestninger som festes rundt ett og ett ben.  
Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.

---

- Polstret smalere belte med jekkestropper for komfort og justeringsmuligheter.
- Ett belte pr ben for en god posisjonering og innfestning.
- Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.
- Ta kontakt for en løsning tilpasset ditt behov.
- OBS: selges enkeltvis, ikke sett. Velg antallet du ønsker i bestilling.
- Art.nr: EP210005





# Eksempler på bruk

Belte Medium m/2 innfestninger som monteres rundt ett og ett ben kan benyttes på flere produkter. Her vist i bruk på Spike (knestående). Art.nr: EP210005



# Belte Medium Sammenkoblet

Belte Medium Sammenkoblet m/2 innfestninger som festes rundt begge beina samlet.  
Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.

- Polstret belte med jekkestropper for komfort og justeringsmuligheter.
- Ett belte som er sammenkoblet og stropper fast begge beina samlet. To innfestninger.
- Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.
- Ta kontakt for en løsning tilpasset ditt behov.
- Art.nr: EP210004





# Eksempler på bruk

Belte Medium Sammenkoblet m/2 innfestninger kan benyttes på flere produkter.  
Her vist i bruk med rullestol og Spike (sittende). Art.nr: EP210004



# Belte Small Sammenkoblet

Belte Small Sammenkoblet m/2 innfestninger er et justerbart belte som festes rundt begge beina samlet. Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.

- Belte med jekkestropper for justeringsmuligheter.
- Ett belte stropper fast begge beina samlet.
- Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.
- Ta kontakt for en løsning tilpasset ditt behov.
- Art.nr: EP210006



# Belte Small

Belte Small m/2 innfestninger er et justerbart belte som festes rundt ett og ett ben. Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.

- Belte med jekkestropper for justeringsmuligheter.
- Ett belte stropper fast ett ben.
- Kommer i to varianter, en for høyre fot og en for venstre fot. Belt Lock må legges til for hvert belte for komplett sett.
- Kan monteres på alle typer sitteenheter ved hjelp av rørklemmer i ulike dimensjoner.
- Ta kontakt for en løsning tilpasset ditt behov.
- Art.nr: EP210008 (venstre), EP210009 (høyre) og EP210010 (lock)





# Pipe Fastener: Tilbehør til belter

Pipe Fastener benyttes for å feste belter på rammen på produktet. Disse 3D-printes i et mykt og solid materiale og utformes etter behov. Kommer i standardstørrelser eller produseres basert på ditt produkt.



# Belt Extenders: Tilbehør til belter

Belt Extenders benyttes for å få beltene i optimal lengde tilpasset deg og ditt produkt. Disse 3D-printes i et mykt og solid materiale og utformes etter behov. Kommer i standardstørrelser eller produseres på dine mål.



# Artikkelnummer

Vare	Artikkelnummer	Beskrivelse
Belte Large	EP210003	Bredeste beltet - fordeler trykket jevnt over et større område.
Belte Medium Sammenkoblet	EP210004	Middels bredt belte - sammenkoblet
Belte Medium	EP210005	Middels bredt belte - Selges enkeltvis
Belte Small Sammenkoblet	EP210006	Smalt belte - sammenkoblet
Belte Small - venstre	EP210008	Smalt belte, venstre, del 1 av 3.
Belte Small - høyre	EP210009	Smalt belte, høyre, del 2 av 3.
Belt Lock til Belte Small	EP210010	Belt Lock til EP210008 og EP210009. Belt Small del 3 av 3

# Artikkelnummer

Vare	Artikkelnummer	Beskrivelse
Pipe Fastener 15mm	EP100001	benyttes for å feste belter på rammen på produktet
Pipe Fastener 20mm Short	EP100003	benyttes for å feste belter på rammen på produktet
Pipe Fastener Custom Made	EP100004	benyttes for å feste belter på rammen på produktet
Belt Extender 400mm	EP111001	For å få beltene i korrekt lengde til deg
Belt Extender 264mm	EP111002	For å få beltene i korrekt lengde til deg
Belt Extender 200mm	EP111003	For å få beltene i korrekt lengde til deg
Belt Extender 140mm	EP111004	For å få beltene i korrekt lengde til deg
Belt Extender Custom Made	EP111005	For å få beltene i korrekt lengde til deg
Belt Extender Waist	EP111006	Belteforlenger, kun til bruk med EP210003
Ladderstrap - Ekstra lengde	EP210001	Ekstra lang jekkestropp.
Ladderstrap standard	EP210002	Reservestrap. Ladderstrap følger med alle belter.



# Kontakt oss for en utprøving!

+47 984 90 065 // [hello@exerotech.com](mailto:hello@exerotech.com)