

NYHET!



Hip'Guard airbag hoftebelte beskytter mot lårhalsbrudd ved fall

Hip'Guard airbag hoftebelte festes rett over hoften, og vil blåses opp automatisk for å beskytte hoftebenet når et fall detekteres. Hip'Guard gir deg en god trygghetsfølelse, gir deg god bevegelsesfrihet og er enkel å bruke.

Hvordan virker Hip'Guard?

Hesteskoformen på airbag-puten beskytter den øvre delen av lårhalsen ved at puten blåses opp rundt lårhalsen på den siden brukeren faller. Dermed spres kraften i sammenstøtet rundt på hele hoften og ikke direkte på hoftebenet.

Hip'Guard kan gjenbrukes


Hip'Guard er utviklet for å kunne gjenbrukes flere ganger. Er puten utløst ved et fall kan den rulles sammen, gasspatronen kan byttes og beltet er klart til å benyttes på nytt. Dette er med på å redusere kostnadene.

Hip'Guard passer til de fleste

Hip'Guard leveres i 5 forskjellige størrelser: S, M, L, XL og XXL. Hver størrelse har elastisk bakstykke for bedre individuell tilpasning.



HIP'GUARD



Visste du at...

I Norge er antall lårhalsbrudd blant de høyeste i verden, med rundt 9.000 brudd årlig. Det mest alarmerende er at statistikken viser at rundt 24 prosent av pasientene med lårhalsbrudd dør innen ett år etter skaden. Ref. Tidsskriftet Sykepleien.



Hip'Guard airbag hoftebelte vil skape trygghet for alle

- Eldre opplever større trygghet når de tar på seg hoftebeltet
- Med færre brudd erfarer helseinstitusjonene reduserte utgifter
- Familien føler seg også bedre når de vet at deres kjære er beskyttet
- Personalet kjenner på mindre stress og kan senke skuldrene og få mer tid til beboerne



Størrelser

| | |
|-----|--------------|
| S | 70 – 86 cm |
| M | 83 – 95 cm |
| L | 92 – 105 cm |
| XL | 102 – 120 cm |
| XXL | 117 – 135 cm |

Beltet er noe elastisk.

Priser

Pris pr. Hip'Guard hoftebelte kr. 5.996,00 eks. mva. og miljøavgift. 2 stk. patroner følger med.

Det er lurt å ha ekstra patroner liggende, som kan settes i etter et eventuelt fall. Pris pr ekstra patron kr. 500,- eks mva.



∞ HIP'GUARD



Bestilling

Husk å oppgi leverings- og fakturaadresse med eventuelle referanser. Antall belter (2 patroner inkludert i hvert belte) samt ekstra patroner, og størrelse på beltene.

Har du spørsmål eller ønske om å bestille, ta kontakt på tlf. 37 11 99 50 eller e-post: post@picomed.no