

SmartDrive MX2+

Med valgfritt styresystem



permobil

Energi til å gjøre mer

Å skyve en manuell rullestol kan belaste overkroppen og føre til alvorlige senskader. SmartDrive gir deg frihet til å gjøre mer. Den beveger seg med deg og er så lett at du merker knapt at den er der. Du kan spinne rundt, være i en wheelie eller forsere fortauskanter. Styrk din aktive livsstil.

Feste SmartDrive

SmartDrive festes raskt og enkelt til et bredt utvalg av manuelle rullestoler med et ergonomisk utformet håndtak som gjør den lett å håndtere.

Lav vekt

5,7 kg – Verdens letteste bakmonterte drivaggregat. Den kompakte størrelsen påvirker ikke fotavtrykket til rullestolen.

Starter fra en hvilken som helst posisjon

OmniWheel-designet gjør at SmartDrive kan starte fra enhver posisjon og opprettholde optimal trekkraft og manøvrerbarhet.

SwitchControl

Med ett knappetrykk kan SmartDrive aktiveres for kortvarig bruk eller settes i låst modus for kjøring over lengre avstander. Når knappen trykkes på nytt eller slippes, vil motoren koble seg ut og brukeren stopper ved å ta tak i drivringene.

PushTracker App (med PushTracker E3)

PushTracker-appen leverer aktivitetsstatistikk med beregnet distanse, antall skyv og trilletid for å øke brukstiden og redusere antall skyv.






Enkel i bruk

De ulike styresystemene gjør det enklere enn noen gang å oppnå færre dytt. **Med bare én knapp, ett trykk eller ved enkel tæpping får du ekstra kraft når og hvor du måtte trenge det.**

Koblet til SwitchControl og paret med PushTracker E3/E3 Basic eller Apple Watch.



Koblet til Switch-
Control og **paret**
med **PushTracker**
E3/E3 Basic eller
Apple Watch.

Spesifikasjoner

Mål	Lengde: 389 mm Bredde: 141 mm Høyde: 242 mm
Produktvekt	5,7 kg drivmotor
Brukervekt	14 til 150 kg
Rekkevidde*	Opptil 19,8 km flatt / ingen motstand
Motorkraft	250 W, børsteløs likestrøm
Maksimumshastighet	9 km/h
Driftstemp	-25°C til 50°C
Stoltype-kompatibilitet	Allround, aktiv, komfort, érnarmsstyring og andre
Diameter på drivhjul	501, 540, 559, 590 mm
Garanti	Toårig begrenset garanti
Bluetooth® LE	FCC QOQBT113 ID 5123A-BGTBLE113 IC ID
Lokal refusjon	Kode

*Ytelsesmålingene vil variere basert på bruker- og stolkarakteristikk, kjøre- og batteriforhold.

SmartDrive er testet og overholder alle gjeldende krav i standardene for rullestol fra ANSI/RESNA, volum 1 og volum 2, og EN 12184.

MERK: Rullestolspesifikasjonene som oppgis av produsenten, kan påvirkes i noe grad når SmartDrive monteres.

Se bruksanvisning for mer detaljerte instruksjoner om drift og vedlikehold.

Alle oppgitte tall er bare ment som illustrasjon og faktiske produkter kan variere. Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth og Google Play er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

