

## Forflytningsduk

# Praktisk forflytningsduk på rull med ulik elastisitetsgrad

Denne produktserien er utviklet til påføring av seil, forflytninger og av- og påkledning av brukere og pasienter. Duken er laget i et dobbeltvevet materiell som gjør den svært slitesterk, og har derfor en mindre tendens til å frynse seg i kantene ved hyppig bruk.



**Utfordring:** Forflytninger av brukere eller pasienter med hel eller delvis funksjonsnedsettelse kan være krevende for pleiepersonell. Dessuten kan en forflytning være ubehagelig for personen som skal forflyttes.

### Anvendelsesområder:

Forflytningsduken brukes til å sette på løfteseil, forflytninger og av- og påkledning av brukere og pasienter. Forflytningsduken reduserer friksjon og gjør det enklere for pleiepersonell å forflytte brukeren eller pasienten – uten at forflytningen blir en belastning for personalet.

### Flere utgaver og elastisitetsgrader

Forflytningsdukene finnes i to versjoner – rød og grønn – som har ulik elastisitetsgrad. Hver enkel forflytningsduk har også sitt eget bruksområde. Forflytningsdukene kan plasseres direkte under personen eller et trekkstykke.

**Rød forflytningsduk:** Det beste valget ved av- og påkledning. Forflytningsduken er meget elastisk, lydløs og føles myk mot huden. Særlig godt egnet til forflytninger og pleie av personer med demens, hjerneskade eller terminale pasienter.

**Grønn forflytningsduk:** En forflytningsduk med et bredt bruksområde. Særlig godt egnet til generelle forflytninger i seng eller rullestol, samt ved bruk av løfteseil.

Kontakt våre konsulenter for å finne ut mer om produktet.

## Forflytningsduk

# Praktisk forflytningsduk på rull med ulik elastisitetsgrad

Forflytningsduken reduserer friksjon og gjør det lettere for pleiepersonell å forflytte brukeren eller pasienten – uavhengig av personens mobilitetsnivå.



### Glatt og vanntett overflate

Forflytningsdukene har et silikonbelegg på begge sider som betyr at personalet ikke kan snu dem feil vei. Belegget gjør overflaten vanntett og minsker reduksjon i alle retninger.

### Forskjellige elastisiteter

Utgavene er ulik elastisitetsgrad og kan derfor brukes til diverse oppgaver innen forflytning og av- og påkledning.

### Rask og enkel rengjøring

Forflytningsdukene har verken hull eller sømmer og rengjøres derfor raskt og enkelt ved å tørke over duken med desinfeksjonsmidler.



### Veggdispenser

Holder til rullene fås i to utgaver slik at den kan inneholde én eller to ruller. Kan monteres vertikal eller horisontalt.

## Produktutvalg

Ruller:

**Rød: 1×100 m**  
Varenr: 685161

**Rød: 1,5×100 m**  
Varenr: 685166

**Grønn: 1×100 m**  
Varenr: 685160

**Grønn: 1,5×100 m**  
Varenr: 685165

Veggdispenser:

**1 rull - 100 cm**  
Varenr: 685172

**1 rull - 150 cm**  
Varenr: 685171

**2 ruller - 150 cm**  
Varenr: 685172

Utgave	Rød	Grønn
Elastisitet	myk	standard
Egnet til	påkledning	allsidig bruk

**Anvendelse:** Kan plasseres direkte under personen eller et trekkstykke.

**Rengjøring:** Tåler avtørring med såpe og/eller desinfeksjonsmiddel. Kan vaskes for hånd eller maskinvaskes på skånsomt program uten tøyemykner.

Forflytningsdukene kastes når de er slitte eller personen ikke skal benytte dem lengre.

Kontakt våre konsulenter for å finne ut mer om produktet.