

# Active UP W

FOR RULLESTOL



**HJELPEMIDDEL™**  
**PARTNER**

# ACTIVE UP W

- Løftesetet som gjør deg selvstendig og gir mulighet for å forflytte deg ut av rullestolen




**Active Up W gjør det mulig å reise og sette seg selv fra manuell rullestol, elektrisk rullestol eller scooter.**

Hjelpemidlet gjør forflytning enklere for personen selv eller de som skal hjelpe. Active Up Wheelchair er et løftesete som er spesielt utviklet for de som sitter i en rullestol og har utfordringer med å forflytte seg selv. Løftesete gjør bruker i stand til å reise seg og sette seg fra rullestol. Setet

kan også brukes til forflytning fra ulike høyder, for eksempel fra rullestol til seng.

Løftesetet gjør det mulig for flere å klare seg selv i hverdagen, og kan spare pårørende eller helsepersonell for tunge løft i hverdagen.

Løftesetet har lav egenvekt og kan raskt monteres på de fleste rullestoler (se montering).



### **Enklere å forflytte seg selv fra rullestolen**

Det er mange som har utfordringer med å forflytte seg i hverdagen. De fleste som har denne utfordringen, må ha hjelp av andre. Dette medfører at mange får begrenset sin frihet og brukere er avhengige av pårørende/helsepersonell i hverdagen. Active Up Wheelchair har en løftehøyde på hele 20 cm. Dette gjør at man kan forflytte seg selv med mindre belastning på skuldre og armer. Enheten er intuitiv og betjenes enkelt med en håndkontroll som har 2 opphøyde knapper for «opp» og «ned».

### **Enkel å ta med seg**

Active Up Wheelchair er et nytt innovativt hjelpemiddel med lav egenvekt (3 kg) og er svært lett å montere i rullestolen. Enheten har et oppladbart batteri uavhengig av muligheter for strøm. Ved hjelp av en håndkontroll kan man selv bestemme hvor mye hjelp man ønsker for å kunne reise eller sette seg på en trygg måte. Løftesystemet har 4 ulike posisjoner, og gir mulighet for ulike posisjoner for oppreising, eller ulike sittestillinger.

### **Komfortabelt å sitte på**

Sitteenheten er av viskoelastisk skum, og kan slettes på i timevis. Dersom du er i høyrisiko for å utvikle trykksår anbefaler vi deg å drøfte dette med din ergoterapeut eller fysioterapeut.



## Fordeler med Active Up

- Enkel å bruke, det er ikke behov for verktøy ved montering
- Hjelper de som har utfordringer med å reise eller seg sette seg på en trygg måte, og kan brukes ved sideveis forflytning
- Kan brukes overalt, når som helst
- Hjelper brukere opp til 180 kg
- Ladbart batteri – varer i 4-7 dager

## Blir levert med følgende tilbehør

1. Oppladbart batteri
2. Batterilader



CE



**VELFERDSTEKNOLOGI &  
INNOVATIVE HJELPEMIDLER**

## VISJON

De fleste gleder seg over friheten vi har til å bevege oss hjemme, i samfunnet og ute i naturen, uten å være avhengig av andre. Men hva skjer når dagliglivet blir endret og vi ikke har denne friheten lenger?

Mange av oss har fortsatt de samme behovene, men vil trenge hjelp til å være selvstendige og aktive.

Hjelpemiddelpartner leverer innovative hjelpemidler og velferdsteknologi som gjør at flere kan få leve sine aktive liv, mer selvstendig og med verdighet.

