


Post: 4

## Tallberg Herre

Brosjyre



LAV MED HØY AV  
3-trinns regulator

CE 2460

Godkjent som medisinsk utstyr kl. IIb (MDD/93/42/EEC)	
Elektronikk:	3-trinns PI regulator 38 - 42°C
Materialer:	Skinn
Fôr:	Fiberfill/microfleece

NB: Alle standard produkter leveres som par med varme i begge.

Tilbehør inkludert i standardpakker



- » En pen, slitesterk og komfortabel hanske i mykt elgskinn.
- » Hansken er medium isolert og vindtett, og har en håndleddsreim med trykknapper.
- » Enkel å bruke: Sett batteriet i batterilommen, koble batteriet til regulatoren og trykk på knappen for å velge mellom enten Lav, Medium eller Høy temperatur.

Størrelse	HMS Nr.	Art. Nr.	Batteritype	Brukstid
7	309393	410112-M-7	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer/pr batteri
8	309394	410112-M-8	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer/pr batteri
9	309395	410112-M-9	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer/pr batteri
10	309396	410152-M-10	Li-Ion 7.2V/3.2Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
11	309397	410152-M-11	Li-Ion 7.2V/3.2Ah	Inntil 3 timer/pr batteri