


Post: **6**
Fjellvott Jr.

Brosjyre



LAV MED HØY AV
3-trinns regulator



Godkjent som medisinsk utstyr kl. IIB (MDD/93/42/EEC)	
Elektronikk:	3-trinns PI regulator 38 - 42°C
Materialer:	Triton polyamid
Fôr:	Uttagbar innervott i ullfrotté

NB: Alle standard produkter leveres som par med varme i begge.

Tilbehør inkludert i standardpakker



- » En to-delt vott, med en myk innervott i ull og en vindtett, vannavstøtende og pustende yttervott.
- » Gripevennlig PU-print i håndflate og på tommel, strammebånd rundt håndleddet, snølås og håndleddsrem.
- » Enkel å bruke: Sett batteriet i batterilommen, koble batteriet til regulatoren og trykk på knappen for å velge mellom enten Lav, Medium eller Høy temperatur.

Størrelse	HMS Nr.	Art. Nr.	Batteritype	Brukstid
2	309398	200212-JR-2	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
3	309399	200212-JR-3	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
4	309400	200212-JR-4	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
5	309401	200212-JR-5	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
6	309402	200212-JR-6	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri
7	309403	200212-JR-7	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 3 timer/pr batteri