

Post: **7**  
**Junior Zip**

**Brosjyre**



LAV MED HØY AV  
3-trinns regulator



Godkjent som medisinsk utstyr kl. IIB (MDD/93/42/EEC)	
Elektronikk:	3-trinns PI regulator 38 - 42°C
Materialer:	Polyester med membran/PU
Fôr:	Fiberfill/polyester

NB: Alle standard produkter leveres som par med varme i begge.

**Tilbehør inkludert i standardpakker**



- » En slitesterk, godt isolert, vindtett og vannavstøtende vott.
- » Praktisk glidelås i siden, for enkelt å kunne ta votten av og på.
- » Refleks materiale på oversiden av hånden.
- » Strammebånd over håndleddet og PU-grip i håndflate og på tommel.
- » Enkel å bruke: Sett batteriet i batterilommen, koble batteriet til regulatoren og trykk på knappen for å velge mellom enten Lav, Medium eller Høy temperatur.

Størrelse	HMS Nr.	Art. Nr.	Batteritype	Brukstid
3	309404	200712-3	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
4	309405	200712-4	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
5	309406	200712-5	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
6	309407	200712-6	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
7	309408	200712-7	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri