



LAV MED HØY AV  
3-trinns regulator



Godkjent som medisinsk utstyr kl. IIb (MDD/93/42/EEC)	
Elektronikk:	3-trinns PI regulator 38 - 42°C
Materialer:	Merinoull 80%/polyamid/elastan

NB: Alle standard produkter leveres som par med varme i begge.

Tilbehør inkludert i standardpakker



- » En myk og komfortabel knestrømpe med varme jevnt fordelt rundt hele foten og opp på leggen.
- » Batterilommen er plassert på et elastisk bånd som kan festes over sokken på leggen eller låret.
- » Enkel å bruke: Sett batteriet i batterilommen, koble batteriet til regulatoren og trykk på knappen for å velge mellom enten Lav, Medium eller Høy temperatur.

Størrelse	HMS Nr.	Art. Nr.	Batteritype	Brukstid
19/21	309423	220112-19/21	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
22/24	309424	220112-22/24	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
25/27	309425	220112-25/27	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
28/31	309426	220112-28/31	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
32/35	309427	220112-32/35	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri