


**Post: 15**  
**Termo**

**Brosjyre**



LAV MED HØY AV  
3-trinns regulator



Godkjent som medisinsk utstyr kl. IIB (MDD/93/42/EEC)	
Elektronikk:	3-trinns PI regulator 38 - 42°C
Materialer:	Polyester/PU
Fôr:	Thinsulate/fiberpels

NB: Alle standard produkter leveres som par med varme i begge.

**Tilbehør inkludert i standardpakker**

3.6V/2.35Ah	7.2V/3.2Ah

- » Består av en myk inside med jevnt fordelt varme, vannavstøtende utside, slisikker såle og borrelås i toppen for stramming med glidelås ned siden av foten, hvilket gjør produktet meget enkelt å ta på/av.
- » Enkel å bruke: Sett batteriet i batterilommen, koble batteriet til regulatoren og trykk på knappen for å velge mellom enten Lav, Medium eller Høy temperatur.

Størrelse	HMS Nr.	Art. Nr.	Batteritype	Brukstid
19/21	309428	620112-19/21	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer/pr batteri
22/24	309429	620112-22/24	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer /pr batteri
25/27	309430	620112-25/27	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer /pr batteri
28/31	309431	620112-28/31	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer /pr batteri
32/35	309432	620112-32/35	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer /pr batteri
36/39	309433	620112-36/39	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer /pr batteri
40/44	309434	620152-40/44	Li-Ion 7.2V/3.2Ah	Inntil 3 timer /pr batteri
45/48	309435	620152-45/48	Li-Ion 7.2V/3.2Ah	Inntil 3 timer /pr batteri