



# Q700 M HD

Elektrisk rullestol for store personer



Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med midthjulsdrift. For store personer.



Q700 M HD DK19

# Q700 M HD

Delkontrakt 19 - Motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektriske setefunksjoner - stor kroppsstørrelse og/eller høy brukervekt - for voksne, 1. valg.



Q700 M HD - Delkontrakt 19

## UNIK SITTEKOMFORT OG GODE JUSTERINGSMULIGHETER

- SEDEO PRO setesystem sikrer optimal stabilitet og komfort i sittende stilling.
- Raske og allsidige tilpassingsmuligheter i seteenheten.
- Enkel betjening og god kjøreergonomi for personen selv og ledsager.
- Smalt og smidig understell med enkel manøvrering.
- Komplett tilbehørsprogram.
- Enklere service og vedlikehold med blant annet enklere batteriskift og lys plassert slik at de er beskyttet mot skader.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER Q700 M HD (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Delkontrakt	DK 19	Delkontrakt	DK 19
Total lengde	Fra 107 cm	Hindertakning	7,5 cm
Total bredde	Fra 62 cm	Snuradius fra	56-63 cm
Setebredde	50-66 cm	Drivhjul	14"
Setedybde	46-56 cm	Svinghjul	6"
Setehøyde u/pute fra	42 cm	Totalvekt	Fra 145 kg
Setehøyde m/pute fra	54 cm	Maks. brukervekt	250 kg
Rygg høyde	50-62 cm	Maks hastighet	8 km/t
Ryggvinkel	El. 90°-130°	Maks kjørelengde i hht. ISO7176-4:2008	40 km*
Tilt	El. -0°-50°		
Benstøttevinkling	Elektrisk	Batteri	2 X 60Ah
Dynamisk stabilitet	6°		

\*J Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Batteristørrelse, hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektriske setefunksjoner.

### STANDARD KONFIGURASJON

- Midthjulsdrift
- Elektrisk tilt
- Elektrisk tilt, rygg og benstøtter
- Godkjent kollisjonstest (brukervekt 160 kg)
- Hastighet, maks. 8 km/t
- Hodestøtte
- Lys, LED foran og bak
- Elektronikk: R-Net



### Valg og opsjoner



Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

## ET LITE UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



**LEDSAGERSTYRING:** Q700 M HD har god kjøreergonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer for ulike bruksområder og behov.



**OMGIVELSESKONTROLL** Styr dine omgivelser som mobiltelefon, døråpner, PC, lydanlegg, TV eller annet utstyr ved hjelp av blåtann eller IR direkte fra joystick eller bryterpanel på stolen.



**DIREKTETASTATUR FOR SETEFUNKSJONER** gir mulighet til å endre sittestilling samtidig som du kjører rullestolen. Eksempelvis ved behov for tilting av setet ved kjøring i hellende terreng.



**SPELIALSTYRINGER:** Stort utvalg styringer for finger, hånd, arm, fot, hode, hake og munn som enkelt kan monteres på stolen.



Bildet viser JAY Balance Cushion DC Fluid som er godt egnet for bruk i elektriske rullestoler.

**JAY** sitteputer bidrar til stabilitet og posisjonering i sittende. Ønsker du å benytte JAY sitteputer, kan Q700 M HD utstyres med plansete.



**WHITMYER:** Komplette og anerkjente sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.

# SEDEO PRO SETESYSTEM

God sitte- og kjørekomfort ute, inne og i bil.



## STABILITET OG KOMFORT FOR DE SOM SITTER LENGE

- Med SEDEO PRO er det enkelt å oppnå riktig støtte i seteenheten for en trygg, god og kontrollert sitte- og kjørestilling.
- Godt utslag på tilt og ryggvinkelregulering gir mulighet for god hvilestilling der personen kan legge seg godt bakover og få full strekk i bena. Selv i hvilestilling gir armlenene god og komfortabel støtte.



## ENKEL JUSTERING

- Med SEDEO PRO setesystem er det kort vei til en god sitte- og kjørestilling. De fleste innstillinger gjøres ved hjelp av ett verktøy - fem millimeter unbrakonøkkel - og kan utføres med personen sittende i stolen.



### RYGG

Sedeo pro ryggen er fleksibel og kan justeres etter ulike behov. Sidestøttene kan justeres individuelt og kan også justeres for asymmetri. Ryggen har borrelåsbånd for innstilling til ulike kurvaturer.

Ryggens utforming og sidestabilitet kan stilles med personen sittende i stolen. Dersom behovene endrer seg er det enkelt å etter-tilpasse ryggen. Passer ikke standard ryggpute i SEDEO PRO sortimentet kan du velge mellom ryggputer med ulik utforming.



### SETEPUTER

SEDEO PRO seteputer har en anatomisk form som gir stabilitet til sittestillingen gjennom god støtte til sete og lår. Formen, samt bruk av materialer, sørger for gode trykksårforebyggende egenskaper. Dersom du ikke finner riktig pute i vårt utvalg av SEDEO PRO seteputer, kan rullestolen leveres med plansete for bruk av andre sitteputer.



### HODESTØTTE

Hodestøtten gir støtte og stabilitet til hodet. Det myke, avtagbare trekket gir ytterligere komfort. SEDEO PRO hodestøtter er tilgjengelig i to ulike utforminger/størrelser.



**ARMLENER** Armlenene gir god støtte til armene i alle posisjoner, også når ryggen er lagt tilbake. Armlenene kan justeres i høyde, vinkel samt i bredden for optimal avlastning av armene. Armlenepadsene kan stilles i dybde. Armlenene kan vippe opp for enklere forflytning og for eksempel tilgang til bord. Standard armlenepads har en beskyttende kant som skjermer armlenepaden mot skade. Andre armlenepads med annen utforming er tilgjengelig som tilbehør.



**BENSTØTTER** Velg manuell eller elektrisk regulering av benstøttevinkel. SEDEO PRO benstøttene er lengdekompeniserende og sikrer god støtte til bena i alle posisjoner.





IMPROVING  
PEOPLE'S  
LIVES<sup>®</sup>

# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.