



# Magic 360

Elektrisk rullestol  
for utendørs bruk

1.0 Oppdatert mars 2023

**magic**  
*Mobility*<sup>TM</sup>

Because the world's not flat

Elektrisk rullestol med motorisert  
styring for utendørs bruk med  
midthjulsdrift



Magic 360 DK10

# MAGIC 360

Delkontrakt 10 - Elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk med elektriske funksjoner - for voksne, 3. valg.



## DEN KOMPLETTE ELEKTRISKE RULLESTOLEN

- Magic 360 tar deg dit du vil - hele året. Den er suveren på alle underlag og ved alle kjøreforhold.
- God sitte- og kjørekomfort med elektriske setefunksjoner inkludert liggefunksjon og 30 cm seteløft.
- Enkel betjening og god kjøreergonomi for personen selv og ledsager.
- Det smale understellet sikrer at Magic 360 er enkel og smidig å manøvrere, også i trange omgivelser.
- Komplette tilbehørsprogram.


### TEKNISKE SPESIFIKASJONER MAGIC 360 (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Delkontrakt	DK 10	Delkontrakt	DK 10
Total lengde	Fra 98 cm	Hindertakning	10 cm
Total bredde	Fra 61 cm	Snuradius	Fra 62 cm
Setebredde	30-56 cm	Drivhjul	14"
Setedybde	30-56 cm	Svinghjul	7"
Setehøyde u/pute	44-74 cm	Totalvekt	Fra 103 kg
Setehøyde m/pute	53-83 cm	Maks. brukervekt	160 kg
Seteløft	30 cm	Maks hastighet	10 km/t
Rygg høyde	46-70 cm	Maks kjørelengde i hht ISO7176-4:2008	35 km*
Ryggvinkel	El. 94°-160°	Batteri	73Ah
Tilt	El. 0°-50°	Batterilader	10 Amp
Benstøttevinkling	Elektrisk		
Dynamisk stabilitet	10°		

\*J) Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Batteristørrelse, hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektriske setefunksjoner.

### STANDARD KONFIGURASJON

- Midthjulsdrift
- Elektrisk tilt, rygg, seteheis og benstøtter
- Godkjent kollisjonstest
- Hastighet 10 km/t
- Hodestøtte
- Lys, LED foran og bak



Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

## ET LITE UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



**LEDSAGERSTYRING:** Magic 360 har god kjøreergonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer for ulike bruksområder og behov.



**OMGIVELSESKONTROLL** Styr dine omgivelser som mobiltelefon, døråpner, PC, lydanlegg, TV eller annet utstyr ved hjelp av blåttann eller IR direkte fra joystick eller bryterpanel på stolen.



**DIREKTETASTATUR FOR SETEFUNKSJONER** gir mulighet til å endre sittestilling samtidig som du kjører rullestolen. Eksempelvis ved behov for tilting av setet ved kjøring i hellende terreng.



**SPESIALSTYRINGER:** Stort utvalg styringer for finger, hånd, arm, fot, hode, hake og munn som enkelt kan monteres på stolen.



Bildet viser JAY Balance Cushion DC Fluid som er godt egnet for bruk i elektriske rullestoler.

**JAY** sitteputer bidrar til stabilitet og posisjonering i sittende.



**WHITMYER:** Komplette og anerkjente sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.



**KINETIC BALANCE:** posisjoneringsprodukter med unike egenskaper. Brukervennlig utforming for enkel bruk.



## STABILITET OG KOMFORT PÅ ALLE UNDERLAG



- Alle elektriske funksjoner.
- Med Rehab seteløsning tilpasset behov og bruk er det enkelt å oppnå riktig støtte i seteenheten for en trygg, god og kontrollert sitte- og kjørestilling.

**RYGG**  
De store, integrerte sidestøttene sikrer god stabilitet i ryggen

**I ØYEHØYDE MED LIVET**  
Seteløft på 30 cm gir økt rekkevidde i hverdagen.



**PERFEKT I TRANGE OMGIVELSER**  
Med midthjulsdrift og en totalbredde på kun 66 cm er Magic 360 mer en kompakt nok til å ferdes innendørs på offentlig transport, kafeer, hjemme eller på arbeid.



**HODESTØTTE**  
Hodestøtten gir støtte og stabilitet til hodet. Det myke trekket gir ytterligere komfort.

**ARMLENER** Armlenene gir god støtte til armene i alle posisjoner, også når ryggen er lagt tilbake. Armlenene kan justeres i høyde, vinkel samt i bredden for optimal avlastning av armene. Armlenepadsene kan stilles i dybde.



Armlenene kan vippe opp for enklere forflytning og for eksempel tilgang til bord. Standard armlenepads har en beskyttende kant som skjermer armlenepaden mot skade.

**BENSTØTTE** Den sentermonterte, elektriske benstøtten bidrar til god stabilitet ved kjøring og hvile. Benstøtten er vinkelregulerbar og lengdekompenenserende.





IMPROVING  
PEOPLE'S  
LIVES<sup>®</sup>

# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.