



Q50 R Carbon

Elektrisk rullestol

1:1 Oppdatert mars 2023



Elektrisk rullestol med
motorisert styring, bakhjulsdrift



Q50R Carbon DK24

Q50 R CARBON

Delkontrakt 24 - Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk delbar eller sammenleggbar - for voksne, 1. valg.



LETT Å TA MED PÅ REISE

- Ferie, langhelg eller handletur - hvor enn du skal reise, vil du ha glede av en lett, sammenleggbare elektrisk rullestol!
- Q50 R Carbon er en av verdens letteste sammenleggbare elektriske rullestol! Fra 14,7 kg (16 kg inkl. batteri).
- Enkel og rask å folde sammen.
- Q50 R Carbon er enkel å betjene og enkel og smidig å manøvrere i trange omgivelser.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER Q50 R CARBON (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Delkontrakt	DK 24	Delkontrakt	DK 24
Total lengde	92 cm	Snuradius fra	80 cm
Total bredde	57 cm	Drivhjul	210 mm
Setebredde	44 cm	Svinghjul	165 mm
Setedybde	42 cm	Totalvekt	Fra 14,5 kg
Setehøyde u/pute	50 cm	Maks. brukervekt	136 kg
Setehøyde m/pute	52 cm	Maks hastighet	6 km/t
Rygg høyde	46 cm	Maks kjørelengde i hht ISO7176-4:2008	12 km (m. ett batteri)*
Ryggvinkel	16°	Batteri	10Ah
Dynamisk stabilitet	6°	Batterilader	Li-Ion
Hindertakning	4 cm		

*) Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Batteristørrelse, antall batterier, hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektriske setefunksjoner.



STANDARD KONFIGURASJON

- Bakhjulsdrift
- Hastighet, maks. 6 km/t
- Lys, LED foran og bak
- Elektronikk: VR2

Valg og opsjoner

Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

OPPLEV
GLEDEN VED
Å REISE LETT!



Q50 R CARBON er enkel å legge sammen, lett å løfte og tar liten plass på reise og ved lagring.



SVINGRADIUS Med en svingradius på kun 80 cm er Q50 R Carbon enkel å manøvrere i trange omgivelser.



EKSTRA BATTERI Q50 R Carbon har plass under setet til et ekstra batteri. Med et ekstra batteri trenger du ikke være engselig for å gå tom for strøm på lengre turer.



HÅNKONTROLL Den lille, snertne håndkontrollen er enkel å betjene.



GODT SYNLIG MED LED-LYS BAK



LEGG SAMMEN STOLEN PÅ 1-2-3

- 1 Løse hendelen bak på stolen.
- 2 Fell opp fotplaten.
- 3 Dytt ryggstøtten nedover.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



Sunrise Medical bryr seg om din sikkerhet. Les brukermanualen for trygg bruk og vedlikehold. Produsent Zhejiang Innuovo Rehabilitation, Devices Co. Ltd, No. 1896 Industry Road, Hengdian Movie Zone, Dongyang, Zhejiang, China. I forbindelse med kontinuerlig produktforbedring reserverer Innuovo seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Eventuelle endringer i informasjon som innebærer sikkerhetsrisiko vil bli tydelig kommunisert til eksisterende brukere. Alle egenskaper og opsjoner er ikke aktuelle for alle produktkonfigurasjoner. Alle mål er omtrentlige og kan bli endret. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.

