



Q500 R

Elektrisk rullestol

1.0 Oppdatert mars 2023



Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med bakhjulsdrift



Q500R DK13



Q500R DK15

Q500 R

Delkontrakt 13 - motorisert styring for begrenset utendørs bruk med bakhjulsdrift og elektrisk regulering av tilt - for voksne, 1. valg.

Delkontrakt 15 - motorisert styring for begrenset utendørs bruk med bakhjulsdrift og elektriske setefunksjoner - for voksne, 2. valg.



Q500 R - Delkontrakt 13



Q500 R - Delkontrakt 15

UNIK SITTEKOMFORT OG GODE JUSTERINGSMULIGHETER

- SEDEO PRO setesystem sikrer optimal stabilitet og komfort i sittende stilling.
- Raske og allsidige tilpassingsmuligheter i seteenheten.
- Suveren kjørekomfort. Det stabile og kraftige understellet kombinert med store hjul gir trygg kjøring utendørs.
- Enkel betjening og god kjøreergonomi for personen selv og ledsager.
- Enklere service og vedlikehold med blant annet enklere batteriskift og lys plassert slik at de er beskyttet mot skader.


STANDARD KONFIGURASJON

- Bakhjulsdrift
- Elektrisk tilt (DK 13)
- Elektrisk tilt, rygg, seteløft og benstøtter (DK15)
- Godkjent kollisjonstest (150 kg)
- Hastighet, maks. 10 km/t
- Hodestøtte
- Lys, LED foran og bak
- Elektronikk: VR2 (DK13), R-Net (DK15)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER Q500 R (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Delkontrakt	DK 13	DK 15	Delkontrakt	DK 13	DK 15
Total lengde	Fra 111 cm	Fra 111 cm	Hindertakning	8 cm	8 cm
Total bredde	64 cm	64 cm	Snuradius fra	95 cm	95 cm
Setebredde	38-56 cm	38-56 cm	Drivhjul	14"	14"
Setedybde	40-58 cm	40-58 cm	Svinghjul	10"	10"
Setehøyde u/pute	41-50 cm	41-71 cm	Totalvekt	Fra 133 kg	Fra 133 kg
Setehøyde m/pute	53-62 cm	53-83 cm	Maks. brukervekt	160 kg	160 kg
Rygg høyde	53-72 cm	53-72 cm	Maks hastighet	10 km/t	10 km/t
Ryggvinkel	Man. 90°-120°	El. 90°-150°	Maks kjørelengde i hht ISO7176-4:2008	40 km*	40 km*
Tilt	El. -0°-50°	El. -0°-50°	Batteri	60Ah	60Ah
Benstøttevinkling	manuell	elektrisk	Batterilader	Impulse IP65	Impulse IP65
Dynamisk stabilitet	10°	10°			

*) Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Batteristørrelse, hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektriske setefunksjoner.



Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

ET LITE UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR




LEDSAGERSTYRING: Q500 R har god kjøreergonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer for ulike bruksområder og behov.



OMGIVELSESKONTROLL Styr dine omgivelser som mobiltelefon, døråpner, PC, lydanlegg, TV eller annet utstyr ved hjelp av blåtann eller IR direkte fra joystick eller bryterpanel på stolen.



DIREKTETASTATUR FOR SETEFUNKSJONER gir mulighet til å endre sittestilling samtidig som du kjører rullestolen. Eksempelvis ved behov for tilting av setet ved kjøring i hellende terreng (std. DK15).



SPESIALSTYRINGER: Stort utvalg alternative styringer for finger, hånd, arm, fot, hode, hake og munn kan enkelt monteres på stolen.



Bildet viser JAY Balance Cushion DC fluid som er godt egnet for bruk i elektriske rullestoler.

JAY sitteputer bidrar til stabilitet og posisjonering i sittende. Ønsker du å benytte JAY sitteputer, kan Q500 R utstyres med plansete.



WHITMYER: Komplet og anerkjent sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.



KINETIC BALANCE: Bredt spekter av funksjonelle posisjoneringsprodukter. Brukervennlig utforming for enkel bruk.

SEDEO PRO SETESYSTEM

God sitte- og kjørekomfort ute, inne og i bil.



STABILITET OG KOMFORT FOR DE SOM SITTER LENGE

- Med SEDEO PRO er det enkelt å oppnå riktig støtte i seteenheten for en trygg, god og kontrollert sitte- og kjørestilling.
- Godt utslag på tilt og ryggvinkelregulering gir mulighet for god hvilestilling der personen kan legge seg godt bakover og få full strekk i bena. Selv i hvilestilling gir armlenene god og komfortabel støtte.



ENKEL JUSTERING


- Med SEDEO PRO setesystem er det kort vei til en god sitte- og kjørestilling. De fleste innstillinger gjøres ved hjelp av ett verktøy - fem millimeter unbrakonøkkel - og kan utføres med personen sittende i stolen.



RYGG

Sedeo pro ryggen er fleksibel og kan justeres etter ulike behov. Sidestøttene kan justeres individuelt og kan også justeres for asymmetri. Ryggen har borrelåsbånd for innstilling til ulike kurvaturer.

Ryggens utforming og sidestabilitet kan stilles med personen sittende i stolen. Dersom behovene endrer seg er det enkelt å etter-tilpasse ryggen. Passer ikke standard ryggpute i SEDEO PRO sortimentet kan du velge mellom ryggputer med ulik utforming.



SETEPUTER

SEDEO PRO seteputer har en anatomisk form som gir stabilitet til sittestillingen gjennom god støtte til sete og lår. Formen, samt bruk av materialer, sørger for gode trykksårforebyggende egenskaper. Dersom du ikke finner riktig pute i vårt utvalg av SEDEO PRO seteputer, kan rullestolen leveres med plansete for bruk av andre seteputer.



HODESTØTTE

Hodestøtten gir støtte og stabilitet til hodet. Det myke, avtagbare trekket gir ytterligere komfort. SEDEO PRO hodestøtter er tilgjengelig i to ulike utforminger/størrelser.



ARMLENER Armlenene gir god støtte til armene i alle posisjoner, også når ryggen er lagt tilbake. Armlenene kan justeres i høyde, vinkel samt i bredden for optimal avlastning av armene. Armlenepadsene kan stilles i dybde. Armlenene kan vippes opp for enklere forflytning og for eksempel tilgang til bord. Standard armlenepads har en beskyttende kant som skjermer armlenepaden mot skade. Andre armlenepads med annen utforming er tilgjengelig som tilbehør.



BENSTØTTER Velg manuell (std DK13) eller elektrisk (std DK15) regulering av benstøttevinkel. SEDEO PRO benstøttene er lengdekompenenserende og sikrer god støtte til bena i alle posisjoner.





IMPROVING
PEOPLE'S
LIVES[®]

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.