

LECKEY



Therapy Bench og aktivitetsvugge

Fremme aktiv terapi for barn

Vi introduserer Leckey Therapy Bench og den innovative aktivitetsvuggen

Benken fremmer aktiv terapi for barn ved å frigjøre hender, og er utviklet for å støtte barn i en nøytral posisjon. Den kroppsnære aktivitetsvuggen i kombinasjon med den bakre bolputen muliggjør øyekontakt, og at terapeuten fritt kan engasjere seg med barnet. De unike egenskapene til benken hjelper terapeuter under vurdering av bolstabilitet.

Leckey Therapy Bench benyttes ikke bare under vurdering av bolstabilitet, men også som et individuelt verktøy i ethvert terapiprogram.



Funksjoner og fordeler

1 Bedre interaksjon og engasjering av barnet

Aktivitetsvuggen er tilgjengelig i fem størrelser. Den kroppsnære vuggen etterligner et par ekstra hender for terapeuten ved å stabilisere bekkenet i en nøytral posisjon, mens barnet får mulighet til å bevege, gripe- eller strekke seg etter gjenstander. Vuggen er både enkel å montere og i bruk.

2 Enkel å tilpasse

Benken kan tiltes sideveis og framover/bakover for å fremme aktivitet avhengig av barnet. Benken er også høyde- og dybde regulerbar, hvilket gjør den allsidig for store så vel som små barn.

3 Støttende bol- og terapeutpute

Den høyderegulerbare terapeutputen gir ekstra støtte til terapeuten. Puten tillater terapeuten å hvile mot den bakre støtten og samtidig oppmuntre til forsiktig tilbaketrekking av barnets skuldre. Den bakre støtten hjelper barnet med å sitte i en oppreist posisjon, med hodet og ryggrad stablet over bekkenet. Dette er den beste og enkleste måten å lære nøytral sittestilling på.





“Jeg har jobbet tett med Leckey under utviklingen av Leckey Therapy Bech, og jeg kan gledelig anbefale produktet. Jeg har god erfaring med å jobbe med Leckey, deres kliniske perspektiv på produktutvikling og design.”

Penny Butler, fysioterapeut



Tekniske spesifikasjoner

Maks brukervekt	80Kg
Alder	1-14
Fotavtrykk	620mm x 740mm
Høyde setebase (fra underlaget)	Min 330mm Max 460mm
Bredde setebase	620mm
Dybde setebase	360mm
Høyde fotplate (fra underlaget)	Min 20mm Maks 110mm
Høyde fotplate til setebase	Min 220mm Maks 440mm

Størrelsesguide aktivitetsvugge

Vuggestørrelse	Omkrets hofte (mm)		ASIS-ASIS (mm)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Størrelse 1	400	500	Under 120	
Størrelse 2	440	575	130	160
Størrelse 3	520	650	160	180
Størrelse 4	600	740	190	200
Størrelse 5	660	855	Over 200	

For flere ideer om terapeutiske aktiviteter utført med Leckey Therapy Bench, besøk leckey.com/clinical

James Leckey Design Limited
19 Balinderry Road
Lisburn
County Antrim
BT28 2SA

[+44] 28 9060 0750
hello@leckey.com

leckey.com



Date of Preparation: May 2021

LS960-01





VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.

