



FORFLYTNINGSBRETT EASYGLIDE

Enkel sittende forflytning



at the heart of healthcare

EASYGLIDE



Enkel sittende forflytning

EasyGlide benyttes først og fremst til sittende overflytning mellom to enheter; stol til seng, toalett, bilsete og andre steder der man ønsker å slå seg ned. Den er spesielt egnet for å bygge bro mellom korte avstander.

De bøyelige variantene av EasyGlide kan brettes og plasseres foran rullestolens hjul som beskyttelse, både for å unngå skade og støv og smuss på klær.

Med den glatte overflaten er det lett å forflytte seg og den doble antisklitapen på undersiden gjør at den ikke beveger seg uønsket ved forflytninger.

Den er lett og praktisk å ta med seg og finnes i forskjellige størrelser. De lange modellene egner seg godt til forflytninger mellom stol og bil og de kortere fra stol til stol eller mellom stol og toalett.

SPESIFIKASJONER

Modell	5020	5050	5060	5070
Bredde	33 cm	33 cm	25 cm	20 cm
Lengde	60 cm	75 cm	60 cm	45 cm
Høyde	0,5 cm	0,6 cm	0,5 cm	0,5 cm
Tredelt	Ja	Ja	Nei	Nei

