



GLIDEMATTE READYSLIDE

For liggende forflytning, sittende posisjonering og påføring av løfteseil



at the heart of healthcare

READYSLIDE



Enkel forflytning

ReadySlide er laget av ULF (Ultra Low Friction), DHG sitt unike glidemateriale.

Ved å redusere friksjonen under brukeren, kan sikre og enkle forflytninger utføres med svært liten innsats og uten behov for løft.

Det er behagelig for brukeren og det sparer omsorgspersonens rygg og skuldre.

ReadySlide er tilgjengelig i forskjellige størrelser. De større glidemattene brukes til forflytninger mellom seng og bære eller til å snu i sengen. De mindre mattene kan brukes til å snu i sengen, for å flytte høyere opp i sengen eller til forflytning mellom seng og rullestol/toalett.

Den største størrelsen finnes både med og uten håndtak i sidene.

SPESIFIKASJONER

Modell	11230	11235	11240	11250
Bredde	70 cm	90 cm	50 cm	70 cm
Lengde	110 cm	110 cm	60 cm	70 cm