

GMFCS  
Level III-Vkg  
maks. 113

39-124 cm

Standard  
modell  
NAV Kontrakt  
fra  
01.01.2024

**Jeg er ditt dynamiske gåstativ.** Vil du gå, løpe eller til og med boltre deg? Med mine nye minste størrelser støtter jeg deg fra begynnelsen av, og jeg gleder meg allerede skikkelig til du tar dine første skritt. Jeg er sikker på at du finner støtte i meg når du gjør det. Når du blir større og modigere og helst vil utforske verden, så hjelper multi-posisjoneringssettet mitt deg fra størrelse 1. Den overtar en del av kroppsvekten din og kan finposisjonere bekkenet ditt i fem retninger, slik du trenger det.

Du kan skyve meg foran deg eller trekke meg etter deg. Uansett opprettholder du alltid en rett kroppsholding med den store støtteflaten min. Den optimale dynamiske overrammen min støtter deg ved å overta og forflytte vekten, noe som er nødvendig for et ergonomisk ganglag.

Godt å vite: Alle endringer og tilpasninger kan foretas uten noe verktøy.



### **Multi-positjoneringssetet mitt (MPS) vil begeistre deg:**

Med den kan bekkenposisjonen din reguleres så raskt og presist i forskjellige retninger at posisjonering, skrittlengde og vektoverføring kan tilpasses deg. Med riktig innstilling av setedybden blir for eksempel bekkenet ditt stilt i en optimal stilling i forhold til overkroppen. Ved hjelp av setevinkelen blir bekkenet stilt i en posisjon fremover eller bakover. Hoftestøttene kan reguleres i høyden og dybden slik at hoftene dine får den nødvendige støtten. Og med setehøyden kan du finjustere bekkenposisjonen slik at du selv kan bestemme hvor mye av kroppsvekten din som MPS skal overta. Flott, ikke sant?

# dynamic pacer.

**Polstrede underarmsstøtter**  
overtar en del av kroppsvekten.

**Dynamisk overramme**  
støtter ganglaget og tillater vertikal bevegelse fra 8 cm og horisontal bevegelse fra 5 cm mens du går.

**Multi-posisjoneringssetet**  
tilpasser seg raskt bekkenposisjonen.

**Midtsøylen**  
kan takket være gassfjærer tilpasses i høyden og støtter ved oppreising til stående stilling.

**Lett og stabil konstruksjon**  
formidler sikkerhet.

**retningslås**  
støtter gange rett frem.

**rullehjul**  
med friksjonsbrems, rullestopp, parkeringsbrems og retningslås.

**Distansemåleren**  
registrerer terapifremgangen.

## Modulært system

### Allsidige bruksmuligheter:

Overrammer i størrelsen 2+3 kan fjernes fra standard-underdelen og monteres på kombi- eller gå-underdelen.

### Multifunksjonell kropsstøtte

Avhengig av hvor mye støtte som trengs, kan den justeres i dybden, høyden og i vinkel, tilpasset deg.



Rammefarge  Limegrønn  
Str. 0 mini

Rammefarge  Limegrønn  
Str. 1

Rammefarge  Hvit  
Str. 2

Rammefarge  Antrasitt  
Str. 3

Rammefarge  Antrasitt  
Str. 4