

ARGON²



1.3 Oppdatert mars 2024



QUICKIE ARGON²

Aktiv, fastramme

Delkontrakt 2, 3. valg

QUICKIE



Aktiv fastramme

Aktiv fastramme

STABIL OG TILPASNINGSVENNLIG

Argon² er vår aktive fastrammestol med flest størrelser, opsjoner og innstillingsmuligheter. Dette er en stor fordel dersom du har utvikling og endring i dine behov som rullestolbruker. Argon² er også den sterkeste stolen med maks brukervekt inntil 140 kg.

- Stabil ramme med mange valg og tilpasningsmuligheter for optimal sitte- og kjørestilling, også ved endrede behov.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset dine behov.
- Stort størrelsesspekter og høyere maks. brukervekt som favner de aller fleste.
- Enkel håndtering ved transport i bil.



SPESIFIKASJONER QUICKIE ARGON²

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Setebredde | 30 - 50 cm |
| Setedybde | 32 - 52 cm |
| Setehøyde bak | 36 - 49 cm (34-52 cm)* |
| Setehøyde foran | 45 - 49 cm (45-52 cm)* |
| Setevinkel | 0° - 15° |
| Ryggghøyde | 25 - 45 cm |
| Ryggvinkel | 59° - 105° |
| Totalbredde | Setebredde +18 cm v/ 0° camber |
| Transportvekt | 7,9 kg |
| Vekt std. rullestol | Fra 10,7 kg |
| Maks. brukervekt | 125 kg (140 kg*) |

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE ARGON² I DELKONTRAKT 2

- Setetrek med 1 lomme
- Kjørehåndtak, faste
- Rygg vinkeljusterbar, dobbeltlåsbar
- Ryggtrekk EXO
- Klesbeskyttere alu m/skjerm
- Fotbøyle lettvekt rørmodell
- Svinghjulsgafler Carbotectur
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium
- Brems Compact
- Tippetikringer avtakbare

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Quickie Argon² passer aktive og selvstendige rullestolbrukere.

ARGON²

Aktiv fastramme

Aktiv fastramme



Med enkel justering av setehøyde, setevinkel og balansepunkt kan Argon2 raskt tilpasses en endret kjørestil.



Ryggvinkelen justeres enkelt fra -31° til +15°. Dobbelts låsbar rygg gir enklere håndtering ved transport.



Svært kompakt ramme med 92° eller 100° knevinkel



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Quickie Argon² Delkontrakt 2 - Artikkelnummer hovedprodukt

| | | Setebredde | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 32 | Art.nr | ARG243032 | ARG243232 | ARG243432 | ARG243632 | ARG243832 | ARG244032 | ARG244232 | ARG244432 | ARG244632 | ARG244832 | ARG245032 |
| | Hms.art.nr. | 318380 | 318391 | 318402 | 318413 | 318424 | 318435 | 318446 | 318457 | 318468 | 318479 | 318490 |
| 34 | Art.nr | ARG243034 | ARG243234 | ARG243434 | ARG243634 | ARG243834 | ARG244034 | ARG244234 | ARG244434 | ARG244634 | ARG244834 | ARG245034 |
| | Hms.art.nr. | 318381 | 318392 | 318403 | 318414 | 318425 | 318436 | 318447 | 318458 | 318469 | 318480 | 318491 |
| 36 | Art.nr | ARG243036 | ARG243236 | ARG243436 | ARG243636 | ARG243836 | ARG244036 | ARG244236 | ARG244436 | ARG244636 | ARG244836 | ARG245036 |
| | Hms.art.nr. | 318382 | 318393 | 318404 | 318415 | 318426 | 318437 | 318448 | 318459 | 318470 | 318481 | 318492 |
| 38 | Art.nr | ARG243038 | ARG243238 | ARG243438 | ARG243638 | ARG243838 | ARG244038 | ARG244238 | ARG244438 | ARG244638 | ARG244838 | ARG245038 |
| | Hms.art.nr. | 318383 | 318394 | 318405 | 318416 | 318427 | 318438 | 318449 | 318460 | 318471 | 318482 | 318493 |
| 40 | Art.nr | ARG243040 | ARG243240 | ARG243440 | ARG243640 | ARG243840 | ARG244040 | ARG244240 | ARG244440 | ARG244640 | ARG244840 | ARG245040 |
| | Hms.art.nr. | 318384 | 318395 | 318406 | 318417 | 318428 | 318439 | 318450 | 318461 | 318472 | 318483 | 318494 |
| 42 | Art.nr | ARG243042 | ARG243242 | ARG243442 | ARG243642 | ARG243842 | ARG244042 | ARG244242 | ARG244442 | ARG244642 | ARG244842 | ARG245042 |
| | Hms.art.nr. | 318385 | 318396 | 318407 | 318418 | 318429 | 318440 | 318451 | 318462 | 318473 | 318484 | 318495 |
| 44 | Art.nr | ARG243044 | ARG243244 | ARG243444 | ARG243644 | ARG243844 | ARG244044 | ARG244244 | ARG244444 | ARG244644 | ARG244844 | ARG245044 |
| | Hms.art.nr. | 318386 | 318397 | 318408 | 318419 | 318430 | 318441 | 318452 | 318463 | 318474 | 318485 | 318496 |
| 46 | Art.nr | ARG243046 | ARG243246 | ARG243446 | ARG243646 | ARG243846 | ARG244046 | ARG244246 | ARG244446 | ARG244646 | ARG244846 | ARG245046 |
| | Hms.art.nr. | 318387 | 318398 | 318409 | 318420 | 318431 | 318442 | 318453 | 318464 | 318475 | 318486 | 318497 |
| 48 | Art.nr | ARG243048 | ARG243248 | ARG243448 | ARG243648 | ARG243848 | ARG244048 | ARG244248 | ARG244448 | ARG244648 | ARG244848 | ARG245048 |
| | Hms.art.nr. | 318388 | 318399 | 318410 | 318421 | 318432 | 318443 | 318454 | 318465 | 318476 | 318487 | 318498 |
| 50 | Art.nr | ARG243050 | ARG243250 | ARG243450 | ARG243650 | ARG243850 | ARG244050 | ARG244250 | ARG244450 | ARG244650 | ARG244850 | ARG245050 |
| | Hms.art.nr. | 318389 | 318400 | 318411 | 318422 | 318433 | 318444 | 318455 | 318466 | 318477 | 318488 | 318499 |
| 52 | Art.nr | ARG243052 | ARG243252 | ARG243452 | ARG243652 | ARG243852 | ARG244052 | ARG244252 | ARG244452 | ARG244652 | ARG244852 | ARG245052 |
| | Hms.art.nr. | 318390 | 318401 | 318412 | 318423 | 318434 | 318445 | 318456 | 318467 | 318478 | 318489 | 318500 |

Opsjoner og tilbehør

- Drivaggregat
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Regntrekk/varmepose
- Kinetic balance belter og seler
- Håndsykkelaksel/ampuasjonsblokk

Se også egen tilbehørskatalog.



Oppfellbar tippesikring som brukeren selv kan betjene (tilbehør).



Ut på langtur? Hvorfor ikke montere drivaggregat eller sykkelfront på Argon²?

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.