

DIAMOND



1.2 Oppdatert mars 2024



Trehjulssykkkel for barn,
ungdom og voksne

Diamond,
Diamond LS, DK2



Diamond, DK3, DK4



Diamond E, DK6



DIAMOND

DIAMOND • DIAMOND LS • DIAMOND E

- Delkontrakt 2: Trehjulssykkkel med pedalbrems **3. VALG**
- Delkontrakt 2: Trehjulssykkkel med pedalbrems, laget for ledsagerstyring **3. VALG**
- Delkontrakt 3: Trehjulssykkkel med pedalbrems og gir **2. VALG**
- Delkontrakt 4: Trehjulssykkkel med frinav og gir **1. VALG**
- Delkontrakt 6: Trehjulssykkkel med to hjul bak og hjelpemotor **1. VALG**



Diamond, DK2



Diamond-LS, DK2



Diamond, DK3



Diamond, DK4



Diamond E, DK6

TREHJULSSYKKELEN FOR UNGDOMMER OG VOKSNE


- Med lavt innsteg og stødigheten ved tre hjul, er det enkelt for brukeren å komme på sykkelen og starte å sykle.
- Lavt tyngdepunkt gjør sykkelen stabil og trygg. Minde bakhjul enn forhjul bidrar til ytterligere sikkerhet.
- Diamond er lett å trå, og differensial sørger for enklere manøvrering.
- Sykkelen har styresperre som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.
- Et bredt utvalg av tilbehør, sammen med de forskjellige utgavene av Diamond gjør at sykkelen kan tilpasses de fleste brukere. Av tilbehør kan nevnes pedaler i forskjellige utforminger, forskjellige styrer og seter.



Lukket kjedekasse med automatisk kjedestrammer gir økt sikkerhet, økt holdbarhet og mindre vedlikehold.



Setet i standardutgaven kan justeres både i høyden og dybden.



Nijland-syklene leveres standard med lys foran og bak i tillegg til lås.

Skrittlengde:
70-94 cm

HJELP TIL VALG

- Diamond LS har en god, solid og presis ledsagerstyring som standard og velges dersom brukeren trenger styre- og skyvehjelp av ledsager. Diamond LS med fast nav velges stort sett til barn som ennå ikke mestrer sykling. Gjennom bevegelse i sykkelen lærer barnet seg å trå begge veier. Diamond med fast nav leveres med håndbrems.
- Diamond med frinav eller pedalbrems og gir velges ofte til barn som har forståelse for sykling og forstår sykkelbevegelsen. Her kan barnet holde bena i ro i nedoverbakke. Diamond med frinav har to håndbrems, en for forhjul og en for bakhjul. Diamond med pedalbrems har en håndbrems for forhjul.
- Easy E har hjelpemotor og velges for den som har forståelse for sykling og trenger litt ekstra hjelp til oppstart og framdrift.



ENKEL Å KOMME PÅ, ENKEL Å TRÅKKE

Håndbremsen er tilpasset aldersgruppen og parkeringsbremsen gir en trygg av- og påstigning.

Diamond har bagasjebrett, et godt frontlys samt et batteridrevet baklys.

Som standard følger det med en kabellås for å sikre sykkelen utendørs.

Miljøbilder kan avvike fra standard prisforhandlet modell i Norge.

HOVEDPRODUKT

DK	Beskrivelse	Art.nr.	HMS.art.nr.
2	Diamond -fast nav, 7 gir	N740630	315340
2	Diamond LS - fast nav, ledsagerstyring	N740811	315339
3	Diamond - pedalbrems, 7 gir	N740846	315342
4	Diamond - frinav, 7 gir	N740847	315341
6	Diamond E -frinav, hjelpemotor, 7 gir	N741121	315337
6	Diamond E - pedalbrems, hjelpemotor, 7 gir	N741120	315338

SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	70-94 cm
Innstigningshøyde	34 cm
Brukervekt, max.	120 kg
Lengde	172 cm
Bredde	75 cm
Svingdiameter	271 cm
Vekt	29 kg
Farge	Turkis
Styresperre	Ja
Lukket kjedekasse	Ja
Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja
Cambrede hjul	Nei
Aluminiumsfelger	Ja
Ringeklokke/lås	Ja

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.