



# via GO<sup>®</sup>

Frihet på den enkle måten

**NYHET!**



**Den kompakte hjelpemotoren  
for rullestoler**



Yes, you can.®

# viaGO: Smart og hendig

1. plass  
Delkontrakt 21

## Den kraftige, men enkle, hjelpemotoren for rullestoler

Et dårlig fortau eller en liten stigning kan fort bli et større og uoverkommelig hinder for daglige gjøremål. **Alber viaGO** gir deg som ledsager korrekt mengde assistanse og skyvehjelp - slik at gjøremål som dette kan gjøres, uten anstrengelse. Det enkle og praktiske designet vil bidra til mange gode utflukter og opplevelser - med lave skuldre og ro i sinnet.

Den kompakte og praktiske hjelpemotoren er, i liket med øvrige Alber-produkter, av høy kvalitet og passer til de aller fleste rullestolmodeller. Din Invacare-representant kan hjelpe deg med å se om rullestolen din og **viaGO** er kompatible og gi deg hjelp og veiledning for montering og betjening.

**viaGO - flytter grenser!**



## Kompakt og praktisk

### Opplev mer

Med sin imponerende allsidighet vil **Alber viaGO** bli en fast følgesvenn i hverdagen - både for daglige gjøremål og andre spennende utflukter. Takket være sine kompakte dimensjoner og lave egenvekt, er **Alber viaGO** svært enkel å håndtere og kan raskt stues bort uten at den opptar mye plass.


# Enklere hverdag: rett og slett enklere.

Både monteringen og styringen av **Alber viaGO** er enkel og brukervennlig.

Den lille, ergonomiske kontrollenheten festes enkelt på styrehåndtakene på rullestolen.

Den smarte monteringsanordningen gjør at rullestolen kan slås sammen som normalt, selv når **Alber viaGO** fortsatt sitter på.

Som et resultat av den lave egenvekten, og det store praktiske håndtaket på kjøreenheten, er **Alber viaGO** svært lett å feste og fjerne fra rullestolen.





## Sterk og utholdende

### Ingen anstrengelse

Nesten uansett hvilken utendørsaktivitet man gjør, vil man møte på stigninger eller ramper. **Alber viaGO** gir deg som ledsager korrekt mengde assistanse akkurat når du trenger det, og hjelper deg med å få dine kjære på farten - uten problemer. **Alber viaGO** har en rekkevidde på opptil 16 km på én enkelt lading, noe som gir mange muligheter.



## Intuitiv og fleksibel

### Smart

**Alber viaGO** er så enkel og intuitiv at den kan tas i bruk umiddelbart - uten opplæring. Store knapper med et tydelig deisgn gjør styringen til en lek! I tillegg trenger du ikke å fjerne **viaGO** for å slå sammen rullestolen. Din Invacare-representant vil likevel alltid være behjelpelig med å gi deg veiledning for bruk av **Alber viaGO**.



## Sikker og pålitelig

### Alber-kvalitet

Alber er markedsledende innen drivaggregat/hjelpemotorer og har i løpet av en årrekke opparbeidet seg erfaring og ekspertise som kommer til syne i de ulike kvalitetsproduktene. Alber-produktene er ikke minst svært pålitelige og TÜV-testet for din sikkerhet.

## Tekniske data



Kjøreenhet ▼

17 x 24 x 27 cm  
(B x H x L)



Kontrollenhet ▼

3,5 x 9,5 x 2,7 cm  
(B x H x L)



Hastighet ▼

0-6 km/t



Rekkevidde ▼

Opptil 12 km  
Integrert oppladbart  
lithium-ion-batteri\*



Maksimal brukervekt ▼

Opptil 150 kg



Stigning ▼

Opptil 16 % \*\*



Vekt Lader ▼

540 g



Vekt Kjøreenhet ▼

5,85 kg



Vekt Kontrollenhet ▼

140 g

\* Avhengig av brukervekt, topografi (underlag, terreng) og temperatur i samsvar med ISO 7176-4.  
\*\* Kan være lavere basert på hvilken rullestol som brukes samt ledsagers evne til å styre rullestolen.

## Inkluderte komponenter

## Muligheter og egenskaper



### Lett og kompakt

Drivenheten til viaGo har svært kompakte dimensjoner og veier kun 5,85 kg.



### Enkel å håndtere

Takket være den lave vekten og de kompakte dimensjonene er viaGo svært enkel å håndtere for ledsager.



### Praktisk oppbevaring av kontrollenheten

Ved transport, lagring eller lading kan kontrollenheten plasseres i det praktiske oppbevaringsrommet foran på drivenheten.

## HOVEDPRODUKT (standardkonfigurasjon)

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1595002	321214	viaGo V24 kjøreenhet, håndkontroll og lader



## BESTILLINGSTIPS

- Oppgi hvilken rullestol viaGo V24 skal monteres på, samt stolens setebredde og setedybde, for riktig monteringskit. Se fullstendig oversikt over tilgjengelige monteringskit i listen bakerst i brosjyren.
- Merk at det må være kjørehåndtak på stolen som viaGo skal monteres på.
- Ved ny-bestilling: Husk å spesifisere ønsket tilbehør.
- Anbefalt tilbehør: Ledsagerbrems, ekstra kjørehåndtak for bedre ergonomi for ledsager og Jack Up-tippesikringer.

## SE VÅRE PRODUKTVIDEOER



Scann QR-koden med telefonen din, og få tilgang til våre produktpresentasjoner og "how to"-videoer.

# Monteringskit

Våre drivaggregat fra Alber passer til de aller fleste manuelle rullestoler på markedet. I listen under vil du finne en komplett oversikt over tilgjengelige monteringskit per 1. mars 2024.

Merk at listen vil oppdateres fortløpende. Etterhvert som nye rullestoler kommer til, vil monteringskit til disse bli laget fortløpende. Finner du ikke kit til din rullestol - ta kontakt med oss og spør!

Beskrivelse kit og stoltype ▼

Artikkelnummer ▼

HMS-nummer ▼

## Monteringskit til viaGo V24

Monteringskit universal (MRS som ikke har eget kit)	1467178	153091
Monteringskit Brakett V24 størrelse small (36-42 cm)	1594952	321562
Monteringskit Brakett V24 størrelse medium (42-50 cm)	1594953	321561
Monteringskit Brakett V24 størrelse large (50-60 cm)	1594954	321560
Festebraketter for ViaGo til Invacare Küschall Compact SA/FF	1595391	
Festebraketter for ViaGo til AluRehab Netti III	1595400	

Tlf: **22 57 95 00**  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo

