

Disco / Disco medi -Trehjulssykkkel



medemagruppen



Vi anbefaler DISCO til de som har vanskeligheter med å gå og/eller balanseutfordringer, eller som er urolige for å sette seg på en vanlig sykkel.

Disco oppleves som svært trygg og stabil i bruk. Den er god å manøvrere, og enkelt å komme seg av og på sykkelen på grunn av den lave innstigningshøyden. Sykkelen har skivebrems bak og felgbremse foran. Sykkelen har parkeringsbrems, en hendel montert ved styrestangen, som er enkel å betjene.

Hjelpemotoren er montert i framhjulet og brukerne får god hjelp fra motoren selv ved minimal bruk av kraft mot pedalen. Det gjør at brukerne får god hjelp også ved start i en motbakke.

medemagruppen
Disco / Disco medi



Tekniskedata	Disco	Disco Medi
Artikkel nummer	1700-1270	1700-1271
Hjelpemiddelnummer	315995	315994
Lengde	186 cm	178 cm
Bredde	73 cm	68 cm
Innstigningshøyde	26 cm	20 cm
Hjulstørrelse	20"	16"
Sykkelvekt	49 kg	47 kg
Skrittlengde minimum	68 cm	58 cm
Kjørelengden på et fulladet batteri er opptil	40 km	40 km
Maks brukervekt	125 kg	125 kg
Motor	250W	250W



1706-1335 Baggasjeboks



1707-1307 Skråsete



1708-1381 Armlen oppfellbart



1708-1376 Fotstøtte m/leggstøtte



1706-1336 Krykkeholder



1712-1388 Hoftesele